

**EURODENT<sup>®</sup>**  
Treat yourself!

**ADVANCED  
DENTISTRY**

# OLTRE 50 ANNI DI INNOVAZIONE

Benvenuto nel mondo Eurodent: una grande azienda fatta di esperienza, innovazione, affidabilità.

Lavoriamo da oltre mezzo secolo nel settore odontoiatrico. Conosciamo bene le esigenze dei professionisti e il lavoro quotidiano nello studio.

Questo know-how approfondito, unito a una continua ricerca, ci ha permesso di diventare un punto di riferimento per il settore.

Abbiamo portato sul mercato la prima poltrona a pantografo.

Abbiamo creato gli strumenti a bracci bilanciati.

Con il riunito Isotron by Giugiaro Design abbiamo ottenuto il Compasso d'Oro, uno dei più prestigiosi riconoscimenti internazionali per il design.

Questa tradizione di successi continua, con tanta storia alle spalle e un grande futuro davanti.

**Entra nel mondo Eurodent.**

**Scopri nelle prossime pagine il nuovo riunito Absolute e la fantastica promozione che ti è stata riservata.**

**Una promozione due volte vantaggiosa, con uno sconto speciale e il super ammortamento del 140%.**

**Cogli l'attimo, passa a Eurodent.**

# ABSOLUTE CONTROL



# ABSOLUTE: UN PASSO AVANTI

Absolute raccoglie la grande tradizione di Eurodent e la spinge ancora oltre. È un riunito di nuova generazione, che sviluppa il concept di lavoro Eurodent con una grande attenzione ai dettagli e alla qualità del trattamento odontoiatrico.



# ABSOLUTE: SU MISURA PER ME

*"Ho scelto Absolute perché è il riunito che mi permette di sfruttare al 100% le mie capacità e la mia esperienza. Posso personalizzare le configurazioni, adattandole al mio modo di operare e muovermi al meglio nello spazio di lavoro. Così sono nelle condizioni ideali per eseguire i migliori trattamenti odontoiatrici".*

*Dr. Prof. Di Carlo Tiziano  
Docente al Master secondo livello in Protesi Fissa.  
Sapienza- Università di Roma*





Configurabile anche  
con cavi pendenti.




# ABSOLUTE: QUALITÀ SOTTO CONTROLLO

Con Absolute, nulla è lasciato al caso. L'eccezionale interfaccia di controllo ti permette di regolare tutti i parametri degli strumenti in funzione delle tue esigenze. Potrete per esempio adattare individualmente per ogni strumento la velocità o la potenza oppure la qualità e la quantità di spray, un controllo assoluto per una qualità di lavoro assoluta.


# ABSOLUTE: TUTTO È PERSONALIZZABILE

La velocità degli strumenti rotanti, il torque del micromotore, la potenza degli strumenti come l'ablatore, la scelta del tipo di spray, il funzionamento del pedale. Tutti i parametri di Absolute sono personalizzabili, puoi decidere di utilizzare i programmi preconfigurati o creare i tuoi. Come un vestito su misura.



# ABSOLUTE: TUTTO È OTTIMIZZABILE

Absolute è il partner perfetto per il tuo lavoro. Riduce al minimo il dispendio d'energia. Ottimizza i movimenti. Ti permette di lavorare magnificamente da solo o con il tuo assistente grazie all'isola polifunzionale. È intuitivo ed efficiente in ogni momento.



# ISOPLUS: SEMPLICEMENTE SPLENDIDO

Isoplus, il riunito più apprezzato di casa Eurodent.  
Il perfetto compagno di lavoro. Affidabile, semplice da usare, ti assicura massimo rendimento, comfort e sicurezza. Isoplus, il riunito su cui puoi contare in ogni momento.



# ISOPLUS: OGNI COSA AL SUO POSTO



Isoplus è il risultato di un attento studio del lavoro e dei movimenti dell'odontoiatra. Gli strumenti sono posizionati esattamente dove servono, facili da raggiungere. Ogni strumento è individualmente bilanciato con un equilibrio perfetto. E lavorare è un piacere.

# ISOPLUS: MAGNIFICO ANCHE NEL PREZZO

MADE IN ITALY



**LAMPADA A LED MAIA**  
Con tecnologia a LED, il perfetto bilanciamento del sistema di rotazione, permette un ottimo posizionamento del fascio luminoso. L'accurata definizione dello spot luminoso elimina l'abbagliamento, tutelando gli occhi dei vostri pazienti.

**ABLATORE TKD**  
Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico, migliorato con maggiore potenza e piena compatibilità con la gamma di inserti EMS e Satelec. Il trasduttore in titanio del manipolo assicura elevata affidabilità e migliore resa in potenza. Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali.

Le foto sono indicative, ai fini della promozione vale la descrizione.



## CONSOLLE ODONTOIATRA

Regolazione indipendente della potenza e degli spray di ogni strumento. Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti. Dispositivo Anti Retraction Valve agli strumenti. Tastiera a membrana per il controllo di:

- Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
- Accensione e spegnimento lampada scialitica,
- Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position",
- Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.

Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.

Tavoletta portatray su braccio articolato.

## STRUMENTAZIONE

Modulo con siringa aria - acqua - spray.

Modulo per turbina a fibre ottiche.

Modulo con micromotore elettrico MC3 LED.

Ablatore piezoelettrico TKD.

## CONSOLLE ASSISTENTE

Doppio braccio articolato.

Due canule per aspirazione chirurgica.

Alloggiamenti per strumenti supplementari.

Tastiera a membrana per il controllo di:

- Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
- Accensione e spegnimento lampada scialitica,
- Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".

Maniglia di movimentazione asportabile e autoclavabile.

## GRUPPO IDRICO

Bacinella in ceramica rotante di 180° estraibile e autoclavabile.

Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella asportabili e autoclavabili.

Aspirazione predisposta per anello umido o liquido.

## POLTRONA AG04E

Poltrona elettromeccanica completa di bracciolo sinistro.

4 movimenti guidati (salita - discesa della seduta, salita - discesa dello schienale)

4 posizioni programmabili.

Trendelenburg sincronizzato allo schienale.

Appoggiatesta con doppia articolazione.

Sicurezze antischiacciamento per base e spalliera.

Stability Kit.

## PEDALIERA MULTIFUNZIONE

Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.

Attivazione spray e chip air.

Attivazione dei movimenti della poltrona e dei programmi della stessa.

Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position"

## LAMPADA A LED MAIA

Con tecnologia a LED, il perfetto bilanciamento del sistema di rotazione, permette un ottimo posizionamento del fascio luminoso. L'accurata definizione dello spot luminoso elimina l'abbagliamento, tutelando gli occhi dei vostri pazienti.

- Intensità luminosa da 3.000 a 35.000 lux.

- Temperatura di colore 5.000° K.

- Dimensioni spot luminoso 85x170 mm.

- Rotazione su 2 assi.

- Regolazione dell'intensità luminosa.

- Con parabola riflettente.

- Maniglie smontabili e autoclavabili.

Garanzia **3** anni

Rata indicizzata su  
**72 canoni mensili.**  
Assicurazione  
All Risks compresa.  
Trasporto,  
montaggio e IVA  
esclusi.  
Fogli illustrativi,  
tassi e condizioni  
presso l'ente  
erogante.  
**Promozione valida  
fino al 31/12/2017**

**PREZZO LISTINO: € 18.999,00**

**SUPERVALUTAZIONE USATO: - € 8.000,00**

**PREZZO FINALE: € 10.999,00**

**AL MESE  
A SOLI € 186,00**

CON IL RIUNITO ISOPLUS, UNA PROMOZIONE SPECIALE

# PACK COMFORT

SGABELLO HARLEY  
POLTRONA MEMORY

VALORE COMMERCIALE:

1.190 €

PREZZO OFFERTA:

990 €

Anche il comfort vuole la sua parte. Lavorare con una postura corretta, senza sforzare la schiena e i muscoli, è fondamentale per la tua salute. Per questo abbiamo preparato un'offerta speciale, da abbinare all'acquisto di un riunito Isoplus.



## SGABELLO HARLEY

Lo sgabello Harley è un vero sollievo per chi deve lavorare ore ed ore in studio. Uno sgabello di qualità è il miglior alleato della tua salute. La seduta anatomica evita l'insorgere di problemi posturali, mantenendo la corretta geometria muscolo-scheletrica. Anche in caso d'interventi prolungati, il comfort è assicurato.

## POLTRONA MEMORY

L'imbottitura chirurgica, grazie alle caratteristiche del materiale utilizzato, aumenta il volume della superficie della poltrona, adattandosi alla corporatura del paziente e distribuendone uniformemente la pressione.

Garantisce un corretto sostegno anatomico e un eccellente comfort, favorendo il rilassamento del paziente specialmente durante le sedute odontoiatriche più lunghe.

Inoltre la selleria è priva di cuciture, per evitare che lo sporco si depositi e per semplificare l'igienizzazione. Il paziente è tranquillo e rilassato, e per te è più semplice lavorare.



CON IL RIUNITO ISOPLUS, LA SICUREZZA È SCONTATA

# PACK TOP SAFE

SISTEMA DI ULTRAFILTRAZIONE  
MOLECOLARE 0,05 µm

VALORE COMMERCIALE:

~~1190 €~~

PREZZO OFFERTA:

990 €



## LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE DELLA LEGIONELLOSI

Il Ministero della Salute ha pubblicato le linee guida sul rischio legionellosi nei luoghi di lavoro. Secondo quanto previsto, il titolare ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure di protezione e prevenzione per ridurre il rischio legionellosi.

Per il settore odontoiatrico il rischio riguarda soprattutto l'acqua del riunito, che deve essere filtrata in modo da eliminare virus, batteri e i microrganismi provenienti dalla rete idrica, per evitare il rischio di esposizione a potenziali patogeni e creare un ambiente di lavoro sicuro.

Per ridurre l'esposizione del paziente e degli operatori ad aerosol potenzialmente contaminati, le linee guida raccomandano di installare sistemi con una filtrazione minima da 0,2 µm in grado di trattenerne i microrganismi provenienti dalla rete idrica.

## UN FILTRO, UNA SICUREZZA

Eurodent, da sempre attenta e sensibile all'igiene e alla sicurezza nell'ambiente lavorativo, ti offre la possibilità di installare su tutti i riuniti il filtro LGB, dispositivo medico (Registr.DM n°1389141) di ultrafiltrazione molecolare progettato ad hoc per la prevenzione della legionella in Odontoiatria. Una garanzia in tutti i sensi.

### PER IL PAZIENTE

Elimina totalmente le cariche batteriche e i virus nell'acqua di rete che alimenta il circuito idrico del riunito.



### PER IL RIUNITO

Blocca le micro particelle superiori a 0,05 micron, proteggendo contrangolo, turbina ed elettrovalvole da possibili occlusioni.

### PER IL TEAM

Decontaminazione dell'acqua in uscita, garantendone la purezza al 100% ed evitando il rischio di contaminazione.

### PER IL LAVORO

Durata dei filtri certificata a 8000 litri in esercizio e 1 anno di lavoro.



### PER LA LEGGE

Ti solleva da ogni responsabilità legale.

# SUPER AMMORATAMENTO 140 %

## COME FUNZIONA?

La Legge n.232 del 21/12/16 (legge di stabilità 2017), conferma l'agevolazione fiscale, con la finalità di incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi.

Essa consiste nell'incremento, ai fini delle imposte dei redditi, del 40% del costo sostenuto per l'acquisizione dei predetti beni, che determina la deduzione di una maggiore quota di ammortamento, ovvero di un maggiore canone di locazione.

In particolare, la norma istitutiva del cd. "Super-ammortamento" (o "Maxi-ammortamento") stabilisce che:

*"Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro il 31 dicembre 2017, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento"*

In sostanza, il super-ammortamento non incide sul piano contabile, in quanto non deve essere imputato a conto economico, bensì ha valenza esclusivamente fiscale ed è fruibile in via extra-contabile mediante un'apposita variazione in diminuzione, da effettuare ai fini del calcolo delle imposte, per tutta la durata di deduzione dell'ammortamento o del canone di locazione finanziaria.

## UN ESEMPIO:

Il 31 gennaio 2017 è stato consegnato ad uno studio dentistico un nuovo riunito del valore di € 10.999,00. Il coefficiente di ammortamento civilistico e fiscale è pari al 10%. Il bene può usufruire della maggiorazione del 40% del costo di acquisizione pari a € 4.399,60 (10.999,00 x 40%), corrispondente ad una maggiore quota di maxi ammortamento annua pari a € 439,96 (4.399,60 x 10%).

 **RISPARMI DA SUBITO**  
(perché scarichi dal primo anno)

 **RISPARMI IL 40%**  
(perché risparmi € 4.399,60)

 **ANCHE PER LEASING**  
(locazione finanziaria)

## QUESTO IL PIANO DI AMMORTAMENTO:

PIANO CLASSICO AMMORTAMENTO	ANNO	PIANO SUPER-AMMORTAMENTO 140%
€ 1.099,90	2017	€ 1.539,86
€ 1.099,90	2018	€ 1.539,86
€ 1.099,90	2019	€ 1.539,86
€ 1.099,90	2018	€ 1.539,86
€ 1.099,90	2021	€ 1.539,86
€ 1.099,90	2018	€ 1.539,86
€ 1.099,90	2023	€ 1.539,86
€ 1.099,90	2018	€ 1.539,86
€ 1.099,90	2025	€ 1.539,86
€ 1.099,90	2018	€ 1.539,86
<b>€ 10.999,00 TOTALE DEDOTTO</b>		<b>€ 15.398,60 TOTALE DEDOTTO (+ € 4.399,60)*</b>

\*Rispetto al piano classico ammortamento

COSTO REALE DEL RIUNITO	
COSTO DI ACQUISTO	€ 10.999,00
RISPARMIO SUPER-AMMORTAMENTO 140% PER MINOR VERSAMENTO ERARIO	-€ 4.399,60
<b>COSTO REALE RIUNITO</b>	<b>€ 6.599,40</b> (INTERAMENTE DEDUCIBILE)

Per maggiori informazioni consulta il tuo commercialista.



# EURODENT SPECIALIST: TUTTO QUEL CHE SERVE

Contattaci per sapere dov'è l'Eurodent Specialist più vicino a te!  
Qui trovi una consulenza qualificata, un'assistenza tecnica impeccabile  
e puntuale, un reparto dedicato alla ricambistica per mantenere  
in efficienza il tuo riunito ed un partner per risolvere  
tutte le pratiche tecnico/burocratiche.  
Sono specialisti del settore, che conoscono il tuo lavoro e parlano la tua lingua

**La soluzione che cerchi è qui.**

**EURODENT<sup>®</sup>**  
Treat yourself!

Via Rossini, 26  
40055 Villanova di Castenaso (BO)  
Tel. 051 780465 - Fax 051 781625  
eurodent@eurodent.it

**[www.eurodent.it](http://www.eurodent.it)**