

# EURODENT<sup>®</sup>

---



## PROMOZIONE ANNIVERSARY

**ABSOLUTE**

**60**  
1958-2018  
ANNIVERSARY



**SU MISURA PER TE**

Absolute raccoglie la grande tradizione di Eurodent e la spinge ancora oltre. È un riunito di nuova generazione, che sviluppa il concept di lavoro Eurodent con una grande attenzione ai dettagli e alla qualità lavorativa. È un riunito che ti permette di sfruttare al 100% le tue capacità e la tua esperienza.

Puoi personalizzare tutte le configurazioni, adattandole al tuo modo di operare.



# ABSOLUTE

**60°**  
1958-2018  
ANNIVERSARY



## QUALITÀ SOTTO CONTROLLO

Con Absolute, nulla è lasciato al caso. L'eccezionale interfaccia di controllo ti permette di regolare tutti i parametri degli strumenti in funzione delle tue esigenze. Potrete per esempio adattare individualmente per ogni strumento la velocità o la potenza oppure la qualità e la quantità di spray, un controllo assoluto per una qualità di lavoro assoluta.



## BASTA UN PEDALE

Controllare Absolute è un gioco. Con un solo pedale con tecnologia wireless gestisci strumentazione, poltrona, lampada e altre funzioni ausiliarie. Così le mani sono libere, per lavorare preciso e concentrato, evitando l'utilizzo di comandi manuali ed eliminando i rischi di infezione crociata.



## OGNI COSA AL SUO POSTO

Absolute è il risultato di un attento studio del lavoro e dei movimenti dell'odontoiatra. Gli strumenti sono posizionati esattamente dove servono, facili da raggiungere. Ogni strumento è individualmente bilanciato con un equilibrio perfetto. E lavorare è un piacere.

## TUTTO È PERSONALIZZABILE

La velocità degli strumenti rotanti, il torque del micromotore, la potenza degli strumenti come l'ablatore, la scelta del tipo di spray, il funzionamento del pedale. Tutti i parametri di Absolute sono personalizzabili, puoi decidere di utilizzare i programmi preconfigurati o creare i tuoi. Come un vestito su misura.

## PAROLA D'ORDINE: OTTIMIZZARE

Absolute è il partner perfetto per il tuo lavoro. Riduce al minimo il dispendio d'energia. Ottimizza i movimenti. Ti permette di lavorare magnificamente da solo o con il tuo assistente grazie all'isola polifunzionale. È intuitivo ed efficiente in ogni momento.



# ABSOLUTE TOP PERFORMANCE

## CONSOLLE ODONTOIATRA

- Regolazione indipendente della potenza e degli spray di ogni strumento.
- Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
- Dispositivo anti retraction valve agli strumenti.
- **Display per il controllo di tutti i parametri degli strumenti in funzione delle proprie esigenze.**
- **Touch screen capacitivo per il controllo di:**
- **Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa.**
- **Accensione e spegnimento lampada scialitica,**
- **Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati.**
- **Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".**
- **Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.**
- Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Tavoletta portatray su braccio articolato.

## STRUMENTAZIONE

- Modulo con siringa aria - acqua - spray.
- Modulo per turbina a fibre ottiche.
- Modulo con micromotore elettrico MX2 LED a induzione.
- Ablatore piezoelettrico TKD

## CONSOLLE ASSISTENTE

- Doppio braccio articolato e pantografo.
- Due canule per aspirazione chirurgica.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
- Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa.
- Accensione e spegnimento lampada scialitica,
- Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Predisposizione per ulteriori 2 strumenti: siringa e lampada polimerizzante.

## GRUPPO IDRICO

- Bacinella in ceramica rotante di 180° estraibile e autoclavabile.
- Fontanella riempimento bicchiere asportabile e autoclavabile.
- Aspirazione predisposta per anello umido o liquido.
- Safespray.

Garanzia  
anni **3**

\*Rata indicizzata su 72 canoni mensili.  
Assicurazione All Risks compresa.  
Trasporto, montaggio e IVA esclusi.  
Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l'ente erogante.

Promozione valida fino al 31/01/2019

**60°**  
1958-2018  
ANNIVERSARY



## POLTRONA AG04E

- Poltrona elettromeccanica completa di bracciolo sinistro bianco.
- 4 movimenti guidati (salita-discesa della seduta, salita-discesa dello schienale)
- 4 posizioni programmabili.
- Trendelemburg sincronizzato allo schienale.
- Appoggiatesta con doppia articolazione.
- Sicurezza antischiacciamento per base e spalliera.
- Stability Kit.

## PEDALIERA WIRELESS MULTIFUNZIONE

- Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
- Attivazione spray e chip air.
- Attivazione dei movimenti della poltrona e dei programmi della stessa.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Possibilità di personalizzare i comandi secondo le proprie esigenze.

## LAMPADA SCIALITICA A LED MAIA

- Intensità luminosa 35000 lux, temperatura di colore 5000° K.
- Maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Rotazione su 2 assi.

IN OMAGGIO

## LAMPADA A LED MAIA

La tecnologia a LED e il perfetto bilanciamento del sistema di rotazione, permettono un ottimo posizionamento del fascio luminoso. L'accurata definizione dello spot luminoso elimina l'abbagliamento, tutelando gli occhi dei vostri pazienti.

- Intensità luminosa da 3.000 a 35.000 lux.
- Temperatura di colore 5.000° K.
- Dimensioni spot luminoso 85 x170 mm.
- Rotazione su 2 assi.



## SAFESPRAY

Un contenitore pressurizzato che consente l'utilizzo di acqua distillata (eventualmente addizionata con igienizzanti) destinata agli spray di tutti gli strumenti della tavoletta medico e della siringa assistente.



## ABLATORE TKD

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico, migliorato con maggiore potenza e piena compatibilità con la gamma di inserti EMS e Satelec. Il trasduttore in titanio del manipolo assicura elevata affidabilità e migliore resa in potenza. Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali.



PREZZO LISTINO €. **23.999**

VALUTAZIONE USATO €. **9.000**

PREZZO FINALE  
€. **14.990**



ISOPLUS

60  
1958-2018  
ANNIVERSARY



**SEMPLICEMENTE SPLENDIDO**

Isoplus, il riunito più apprezzato  
di casa Eurodent.

Il perfetto compagno di lavoro.

Affidabile, semplice da usare,  
ti assicura massimo rendimento,  
comfort e sicurezza.

Isoplus, il riunito  
su cui puoi contare  
in ogni  
momento.



# ISOPLUS

## AGILE E PRECISO

L'ampia escursione e il perfetto bilanciamento dei bracci permettono grande libertà di azione e un'ergonomia di lavoro sempre ottimale. La compattezza della faretra e l'elevata elongazione dei cordini assicurano il posizionamento più adeguato della consolle Odontoiatra.



**60°**  
1958-2018  
ANNIVERSARY

## CONSOLLE ASSISTENTE PLUS

Con doppio braccio articolato, si estende e si richiude per offrire ampi spazi all'assistente e garantire la massima praticità in ogni posizione di lavoro, garantendo sempre l'accessibilità ai comandi e agli strumenti in linea retta con l'operatore. Tramite la consolle si gestiscono tutte le funzioni della poltrona e del gruppo idrico: movimentazione della poltrona (con 4 posizioni memorizzabili), erogazione dell'acqua alla bacinella e al bicchiere, illuminazione. È predisposto con due canule d'aspirazione. I comandi della consolle sono sottomembrana, facilmente igienizzabili. La maniglia per la movimentazione del modulo è smontabile e autoclavabile.



## SEMPRE AL POSTO GIUSTO

Grazie a una bacinella rotante di 180°, e a una consolle assistente studiata ergonomicamente, si avrà a disposizione maggiore spazio operativo, agevolando il lavoro del team odontoiatrico.



# ISOPLUS TOP COMFORT

## CONSOLLE ODONTOIATRA

- Regolazione indipendente della potenza e degli spray di ogni strumento.
- Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
- Dispositivo anti retraction valve agli strumenti.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
- Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa.
- Accensione e spegnimento lampada scialitica,
- Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.
- Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Tavoletta portatray su braccio articolato.

## STRUMENTAZIONE

- Modulo con siringa aria - acqua - spray.
- Modulo per turbina a fibre ottiche.
- Modulo con micromotore elettrico MC3 LED.
- Ablatore piezoelettrico TKD

## CONSOLLE ASSISTENTE

- Doppio braccio articolato.
- Due canule per aspirazione chirurgica.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
- Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa.
- Accensione e spegnimento lampada scialitica,
- Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Maniglia di movimentazione asportabile e autoclavabile.

## GRUPPO IDRICO

- Bacinella in ceramica rotante di 160° estraibile e autoclavabile.
- Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella asportabili e autoclavabili.
- Aspirazione predisposta per anello umido o liquido.
- Safespray.

Garanzia  
anni **3**

\*Rata indicizzata su 72 canoni mensili.  
Assicurazione All Risks compresa.  
Trasporto, montaggio e IVA esclusi.  
Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l'ente erogante.

Promozione valida fino al 31/01/2019

**60°**  
1958-2018  
ANNIVERSARY



## POLTRONA AG04E

- Poltrona elettromeccanica completa di bracciolo sinistro bianco.
- 4 movimenti guidati (salita-discesa della seduta, salita-discesa dello schienale)
- 4 posizioni programmabili.
- Trendelemburg sincronizzato allo schienale.
- Appoggiatesta con doppia articolazione.
- Sicurezze antischiacciamento per base e spalliera.
- Tappezzeria chirurgica.
- Stability Kit.

## PEDALIERA MULTIFUNZIONE

- Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
- Attivazione spray e chip air.
- Attivazione dei movimenti della poltrona e dei programmi della stessa.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".

## LAMPADA SCIALITICA A LED MAIA

- Intensità luminosa 35000 lux , temperatura di colore 5000° K.
- Maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Rotazione su 2 assi.

## N° 1 SGABELLO ASSIST PLUS

## N° 1 SGABELLO SINCRO T5

AL MESE A SOLI  
**€. 192,91\***

PREZZO LISTINO **€. 19.999**

VALUTAZIONE USATO **€. 8.000**

PREZZO FINALE  
**€. 11.990**

## IN OMAGGIO

### LAMPADA A LED MAIA

La tecnologia a LED e il perfetto bilanciamento del sistema di rotazione, permettono un ottimo posizionamento del fascio luminoso. L'accurata definizione dello spot luminoso elimina l'abbagliamento, tutelando gli occhi dei vostri pazienti.

- Intensità luminosa da 3.000 a 35.000 lux.
- Temperatura di colore 5.000° K.
- Dimensioni spot luminoso 85 x170 mm.
- Rotazione su 2 assi.



### SAFESPRAY

Un contenitore pressurizzato che consente l'utilizzo di acqua distillata (eventualmente addizionata con igienizzanti) destinata agli spray di tutti gli strumenti della tavoletta medico e della siringa assistente.



### ABLATORE TKD

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico, migliorato con maggiore potenza e piena compatibilità con la gamma di inserti EMS e Satelec. Il trasduttore in titanio del manipolo assicura elevata affidabilità e migliore resa in potenza. Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali.




### 1 SINCRO T5 + 1 ASSIST PLUS

Abbiamo pensato al comfort del team odontoiatrico, perchè una corretta postura e una posizione di lavoro ottimale sono fondamentali per salvaguardare salute e qualità lavorativa.



### IMBOTTITURA CHIRURGICA

Grazie alle caratteristiche del materiale utilizzato, aumenta il volume della superficie della poltrona, adattandosi alla corporatura del paziente e distribuendone uniformemente la pressione.





### CONSOLLE ODONTOIATRA

- Regolazione indipendente della potenza e degli spray di ogni strumento.
- Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
- Dispositivo anti retraction valve agli strumenti.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
- Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa.
- Accensione e spegnimento lampada scialitica,
- Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.
- Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Tavoletta portatray su braccio articolato.

### STRUMENTAZIONE

- Modulo con siringa aria - acqua - spray.
- Modulo per turbina a fibre ottiche.
- Modulo con micromotore elettrico MC3 LED.
- Ablatore piezoelettrico TKD

### CONSOLLE ASSISTENTE

- Doppio braccio articolato.
- Due canule per aspirazione chirurgica.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
- Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa.
- Accensione e spegnimento lampada scialitica,
- Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Maniglia di movimentazione asportabile e autoclavabile.

### GRUPPO IDRICO

- Bacinella in ceramica rotante di 160° estraibile e autoclavabile.
- Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella asportabili e autoclavabili.
- Aspirazione predisposta per anello umido o liquido.
- Safespray.



### POLTRONA AG04E

- Poltrona elettromeccanica completa di bracciolo sinistro bianco.
- 4 movimenti guidati (salita-discesa della seduta, salita-discesa dello schienale)
- 4 posizioni programmabili.
- Trendelemburg sincronizzato allo schienale.
- Appoggiatesta con doppia articolazione.
- Sicurezze antischiacciamento per base e spalliera.
- Stability Kit.
- Filtro antibatterico LGB

### PEDALIERA MULTIFUNZIONE

- Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
- Attivazione spray e chip air.
- Attivazione dei movimenti della poltrona e dei programmi della stessa.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".

### LAMPADA SCIALITICA A LED MAIA

- Intensità luminosa 35000 lux, temperatura di colore 5000° K.
- Maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Rotazione su 2 assi

## IN OMAGGIO

### LAMPADA A LED MAIA

La tecnologia a LED e il perfetto bilanciamento del sistema di rotazione, permettono un ottimo posizionamento del fascio luminoso. L'accurata definizione dello spot luminoso elimina l'abbagliamento, tutelando gli occhi dei vostri pazienti.

- Intensità luminosa da 3.000 a 35.000 lux.
- Temperatura di colore 5.000° K.
- Dimensioni spot luminoso 85 x170 mm.
- Rotazione su 2 assi.



### SAFESPRAY

Un contenitore pressurizzato che consente l'utilizzo di acqua distillata (eventualmente addizionata con igienizzanti) destinata agli spray di tutti gli strumenti della tavoletta medico e della siringa assistente.



### FILTRO ANTIBATTERICO LGB

È un sistema di ultrafiltrazione per sterilizzare l'acqua del riunito odontoiatrico, garantendo una barriera invalicabile per i microrganismi, principalmente batteri gram-negativi fra cui Pseudomonas aeruginosa (specie legionella) e una selettività assoluta sulle micro particelle in sospensione. Massima sicurezza per il paziente, il team odontoiatrico e tutta la strumentazione del riunito.



PREZZO  
LISTINO

€ 18.990

VALUTAZIONE  
USATO

€ 8.000

PREZZO FINALE  
€ 10.990



# ISOPLUS TOP VALUE

## CONSOLLE ODONTOIATRA

- Regolazione indipendente della potenza e degli spray di ogni strumento.
- Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
- Dispositivo anti retraction valve agli strumenti.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
- Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa.
- Accensione e spegnimento lampada scialitica,
- Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.
- Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Tavoletta portatray su braccio articolato.

## STRUMENTAZIONE

- Modulo con siringa aria - acqua - spray.
- Modulo per turbina a fibre ottiche.
- Modulo con micromotore elettrico MC3 LED.
- Ablatore piezoelettrico TKD

## CONSOLLE ASSISTENTE

- Doppio braccio articolato.
- Due canule per aspirazione chirurgica.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
- Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa.
- Accensione e spegnimento lampada scialitica,
- Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Maniglia di movimentazione asportabile e autoclavabile.

## GRUPPO IDRICO

- Bacinella in ceramica rotante di 160° estraibile e autoclavabile.
- Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella asportabili e autoclavabili.
- Aspirazione predisposta per anello umido o liquido.

Garanzia  
anni **3**

\*Rata indicizzata su 72 canoni mensili.  
Assicurazione All Risks compresa.  
Trasporto, montaggio e IVA esclusi.  
Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l'ente erogante.

Promozione valida fino al 31/01/2019

**60°**  
1958-2018  
ANNIVERSARY



## POLTRONA AG04E

- Poltrona elettromeccanica completa di bracciolo sinistro bianco.
- 4 movimenti guidati (salita-discesa della seduta, salita-discesa dello schienale)
- 4 posizioni programmabili.
- Trendelemburg sincronizzato allo schienale.
- Appoggiatesta con doppia articolazione.
- Sicurezze antischiacciamento per base e spalliera.
- Stability Kit.

## PEDALIERA MULTIFUNZIONE

- Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
- Attivazione spray e chip air.
- Attivazione dei movimenti della poltrona e dei programmi della stessa.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".

## LAMPADA SCIALITICA A LED MAIA

- Intensità luminosa 35000 lux, temperatura di colore 5000° K.
- Maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Rotazione su 2 assi

IN OMAGGIO

## LAMPADA A LED MAIA

La tecnologia a LED e il perfetto bilanciamento del sistema di rotazione, permettono un ottimo posizionamento del fascio luminoso. L'accurata definizione dello spot luminoso elimina l'abbagliamento, tutelando gli occhi dei vostri pazienti.

- Intensità luminosa da 3.000 a 35.000 lux.
- Temperatura di colore 5.000° K.
- Dimensioni spot luminoso 85 x170 mm.
- Rotazione su 2 assi.



AL MESE A SOLI  
**€. 167,80\***

PREZZO LISTINO **€. 17.990**

VALUTAZIONE USATO **€. 8.000**

PREZZO FINALE  
**€. 9.990**



# FILTRO LGB: SISTEMA DI ULTRAFILTRAZIONE MOLECOLARE PER LA TOTALE ELIMINAZIONE DELLE CARICHE BATTERICHE DALL' ACQUA DI RETE DEL RIUNITO ODONTOIATRICO.

Eurodent, da sempre attenta e sensibile all'igiene e alla sicurezza nell'ambiente lavorativo, è la prima azienda che ti offre la possibilità di installare su tutti i riuniti il filtro LGB, un dispositivo di filtraggio progettato ad hoc per la prevenzione della legionella in Odontoiatria.

**LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI:**

- Elimina totalmente le cariche batteriche e i virus nell'acqua di rete che alimenta il circuito idrico del riunito. Il filtro LGB è certificato dal Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica della Università di Parma, che ne ha validato anche la durata di massima

efficienza in esercizio.

- Blocco totale di tutte le micro particelle superiori a 0,05 micron (sabbiolina, agglomerati di calcare, alghe e residui organici) presenti nell'acqua di rete, proteggendo le valvole antireflusso e gli strumenti rotanti da possibili occlusioni.


La filtrazione LGB è certificata CE, NSF e TUV.

- Altro aspetto importante il dispositivo è dotato di un filtro aggiuntivo a carbone attivo vegetale utile nella prevenzione della formazione delle alghe, nella deodorazione e nella decolorazione dell'acqua, nonché nell'eliminazione di tossine (codice ATC: A07BA01) antibiotici e agenti fungicidi.
- Il filtro è certificato anche per la pseudomonas aeruginosa.
- Ulteriore indice di sicurezza è costituito dall'indicazione di durata de filtri che è stata certificata a 8000 litri in esercizio e ad 1 anno di lavoro.

Indice comprovato da organi istituzionali riconosciuti.

LGB, ti protegge in tutti i sensi. Dal punto di vista legale, perché ti solleva da ogni responsabilità. E dal punto di vista igienico, perché mette al riparo il team odontoiatrico e il paziente dal rischio di contaminazione. Una doppia sicurezza firmata Eurodent.

**€. 990**  
ANZICHÈ €. 1.500



AUT. MIN. RICHIESTA

## PROMO BEST HEALTH

Ore di lavoro seduti sullo sgabello. Abbiamo pensato anche al comfort del team odontoiatrico, perché una corretta postura e una posizione di lavoro ottimale sono fondamentali per salvaguardare salute e qualità lavorativa.



### SYNCRO T5

Il sedile anatomico ed il movimento sincronizzato dello schienale permettono al medico di sedere nella posizione più comoda e corretta.

PREZZO LISTINO **€. 708\***

INCENTIVO EURODENT **€. 208**

PREZZO FINALE  
**€. 500**

\*Sgabello configurato senza poggiatesta



### ASSIST

Il sedile rotondo e lo schienale bracciolo semitondo, permettono all'assistente di sedere comodamente, mantenendo la massima rapidità operativa.

PREZZO LISTINO **€. 484\***

INCENTIVO EURODENT **€. 136**

PREZZO FINALE  
**€. 348**

\*Sgabello configurato senza poggiatesta



### HARLEY

Simile nelle forme alla sella di una moto, permette di bilanciare perfettamente il peso sulla spina dorsale e di assumere la posizione che riduce al minimo lo stress per legamenti e giunture.

PREZZO LISTINO **€. 540\***

INCENTIVO EURODENT **€. 154**

PREZZO FINALE  
**€. 386**

\*Sgabello configurato senza poggiatesta

**PR05160**  
(per Isoplus e Absolute)  
VALVOLA DURR  
PER DRENAGGIO  
BACINELLA  
A BORDO MACCHINA



SOVRAPREZZO  
**€. 724**

**PR05110**  
(per Isoplus e Absolute)  
SEPARATORE  
DI AMALGAMA  
DURR - CAS1  
A BORDO MACCHINA



SOVRAPREZZO  
**€. 1.860**

**PR05060**  
(per Absolute)  
SEPARATORE  
DI AMALGAMA  
METASYS - MST1  
A BORDO MACCHINA



SOVRAPREZZO  
**€. 2.060**

## TUTTI GLI SGABELLI SONO CONFIGURABILI CON:



COMANDO A PIEDE



ANELLO POGGIPIEDE



SENZA POGGIPIEDE

# SUPER AMMORTAMENTO 130%

La legge n. 205 del 27/12/17 (legge di bilancio 2018), stabilisce che:

*“Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro il 31 dicembre 2018, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento”*

**In sostanza, sarà possibile dedurre il bene acquistato con un importo maggiorato del 130% sul valore d’acquisto. Un grande vantaggio in termini economici e fiscali.**

Per maggiori informazioni, consulta il tuo commercialista.

---

**SCADENZA DELLA LEGGE: 31/12/18**

---

## EURODENT SPECIALIST: TUTTO QUEL CHE SERVE

Contattaci per sapere dov'è l'Eurodent Specialist più vicino a te!  
Qui trovi una consulenza qualificata, un'assistenza tecnica impeccabile  
e puntuale, un reparto dedicato alla ricambistica per mantenere  
in efficienza il tuo riunito ed un partner per risolvere  
tutte le pratiche tecnico/burocratiche.

Sono specialisti del settore, che conoscono il tuo lavoro e parlano la tua lingua

**La soluzione che cerchi è qui.**

# EURODENT®

Treat yourself!

Via Rossini, 26

40055 Villanova di Castenaso (BO) - Tel. 051 780465 - Fax 051 781625  
eurodent@eurodent.it

**Responsabile commerciale: Sig. ra Giovanna Dozio - Cell. 393 8875521**



[www.eurodent.it](http://www.eurodent.it)