

EURODENT[®]



PROMOCION WINTER '19

EO

1958-2018

ANNIVERSARY

LOS MEJORES PROFESIONALES ELIGEN EURODENT

Eurodent es el gran protagonista del sector odontológico. Desde **hace más de 60 años**, proyecta y realiza equipos dentales de calidad, abriendo nuevos caminos con productos ricos en innovación y estilo. Son de Eurodent el primer sillón dental de pantógrafo y los primeros instrumentos con brazos equilibrados. También lo es Isotron, creado por **Giugiaro Design**, que recibió el **Compás de Oro**, uno de los más prestigiosos premios internacionales de diseño. Los equipos dentales Eurodent son **100 % made in Italy**, fiables, ergonómicos y extremadamente intuitivos. **Son elegidos por los mejores profesionales en decenas de países.** Están listos para acompañar su trabajo con calidad y fiabilidad.



MI MEJOR ALIADO

“ *Absolute también piensa en la salud del dentista. Nos permite permanecer correctamente sentados, tener una visión perfecta y trabajar de la mejor forma posible. No es algo banal: entre todos los equipos dentales disponibles en el mercado, solo Absolute puede ofrecer una combinación tan completa de soluciones ergonómicas equilibradas* ”

Dr. Peter Fischler (médico dentista)
Núremberg, Alemania

EURODENT

Care

TODO PERFECTAMENTE EFICIENTE

Eurodent Care es la división de Eurodent dedicada a todos los profesionales que desean **mantener perfectamente eficiente** su equipo dental Eurodent classic, utilizando solo repuestos originales y técnicos autorizados

CLINIC: TODO BAJO CONTROL

Los especialistas Eurodent pueden realizar un **control completo de su equipo dental Eurodent**, verificando el estado de cada componente:

- 1 - Control de los dispositivos de seguridad
- 2 - Control de los teclados de las consolas
- 3 - Control de la lámpara
- 4 - Control del filtro de agua
- 5 - Control del filtro de aire
- 6 - Control del filtro del silenciador de las turbinas
- 7 - Control del filtro y de los tubos de aspiración
- 8 - Control de la conexión de las cánulas
- 9 - Control del Canister
- 10 - Control de la desinfección UV

Al final del control recibirá un presupuesto por los eventuales trabajos de mantenimiento.

Llámenos ya para fijar una cita:
mobile: +34 627 985824 - j.alvarez@eurodent.it

HIGH FIDELITY: LA FIDELIDAD COMO PREMIO

Por el contrario, si desea sustituir su equipo dental Eurodent classic con otro de última generación, se le otorgará **una bonificación de “alta fidelidad” de 500 euros** sobre los precios que encontrará en las próximas páginas. Una oferta aún más conveniente, ya que le permite ahorrar también en la instalación. En efecto, todos los nuevos equipos dentales Eurodent están proyectados para ser instalados con las **mismas conexiones hidráulicas, eléctricas y neumáticas** que los equipos dentales Eurodent anteriores, sin necesidad de obras de albañilería, con el consiguiente ahorro de tiempo y dinero. **Solo un instante y puede retomar su actividad.**



ABSOLUTE

60
1958-2018
ANNIVERSARY



ABSOLUTE: HECHO A SU MEDIDA

Absolute, recoge la gran herencia de Eurodent para llevarla más allá. Es un sillón odontológico de nueva generación, que desarrolla el concepto de trabajo de Eurodent, con una gran atención a los detalles y a la calidad en el trabajo.

Este sillón odontológico le permite disfrutar al 100% de toda su capacidad y experiencia.



Puede personalizar todas las configuraciones, adaptándolas a su modo de trabajo.

EURODENT®



CALIDAD BAJO CONTROL

Con Absolute, nada queda al azar. El excepcional teclado de control permite regular todos los parámetros de los instrumentos en función de las necesidades. Por ejemplo, podrá adaptar la velocidad o la potencia de cada instrumento, o la calidad y la cantidad de cada spray: un control absoluto para una calidad de trabajo absoluta.



ES SUFICIENTE UN PEDAL

Controlar el equipo dental Absolute es casi un juego. Con un solo pedal, puede controlar los instrumentos, el sillón, la lámpara y otras funciones auxiliares. De esta forma, las manos quedan libres para trabajar con la mayor precisión y concentración, evitando el uso de mandos manuales y eliminando los riesgos de infección cruzada. Disponible en versión con o sin cable.

SEGURIDAD Y ESTABILIDAD ABSOLUTA

Absolute dispone de un grupo hídrico a suelo de grandes dimensiones, construido en aluminio y acero inoxidable, con puertas abatibles: estas características garantizan la máxima estabilidad del equipo dental y del paciente, y permiten configurar el equipo dental con los diferentes sistemas opcionales de desinfección como, por ejemplo:

- Módulo para sistema de desinfección continua

Cuenta con una función que desconecta el circuito hídrico del equipo dental de la red general mediante salto en el aire, en conformidad con la norma europea EN 1717.

- Sistema FLUSHING

Realiza el recambio completo del agua en los conductos, con un flujo temporizado del líquido de alimentación. Simple y rápida sustitución del líquido presente en el circuito. Resulta útil para eliminar el líquido estancado en los conductos, después de las interrupciones del uso y al comienzo de la jornada laboral.

- Sistema automático de lavado de los circuitos de aspiración

- Filtro LGB de ultrafiltración a 0,05 m

Elimina totalmente las cargas bacterianas en el agua de red (Legionella, Pseudomonas, virus y bacterias) y bloquea todas las micropartículas de más de 0,05 micras. Se trata de un dispositivo esencial para la protección del paciente, del personal odontológico y de todo el instrumental del equipo dental.



ABSOLUTE TOP PERFORMANCE

60
1958-2018
ANNIVERSARY

Garantía
años **3**

ALTA FIDELIDAD · ALTA FIDELIDAD · ALTA FIDELIDAD
BONUS
500€
HF

BANDEJA DEL ODONTÓLOGO

- Regulación independiente de la velocidad y de la potencia de los motores, de los ultrasonidos y de los sprays de todos los instrumentos.
- Sistema de seguridad para la selección automática de los instrumentos.
- Dispositivo Anti Retraction Valve para los instrumentos.
- **Display para el control de todos los parámetros de los instrumentos, en función de sus necesidades.**
- **Pantalla táctil con capacidad para el control de:**
 - **Movimientos del sillón y activación de sus programas;**
 - **Encendido y apagado de la lámpara cialítica;**
 - **llenado del vaso y lavado de la escupidera temporizados;**
 - **Activación de los programas automáticos de escupidera y de la última posición;**
 - **Control de todas las funciones de los instrumentos.**
- Bandeja para instrumentos con protección e silicona y manijas de desplazamiento desmontables y autoclavables.
- Bandeja portatray con brazo articulado.

INSTRUMENTOS

- Módulo con jeringa de aire - agua - spray.
- Módulo para turbina de fibra óptica.
- **Módulo con micromotor eléctrico MX2 Led de inducción con control de torque.**
- Módulo ultrasonidos TKD.

BANDEJA DEL ASISTENTE

- Doble brazo articulado.
- Dos cánulas de aspiración quirúrgica.
- Posición para instrumento adicional.
- Teclado de membrana para el control de:
 - movimientos del sillón y activación de sus programas;
 - encendido y apagado de la lámpara cialítica;
 - llenado del vaso y lavado de la escupidera temporizados;
 - activación de los programas automáticos de enjuague y última posición.
- Predisposición para 2 instrumentos adicionales: jeringa y lámpara polimerizadora.

GRUPO HÍDRICO

- Escupidera de cerámica con movimiento de 140°, extraíble y autoclavable.
- Grifos para el llenado del vaso y lavado de la escupidera desmontables y autoclavables.
- Aspiración prevista para un motor de anillo húmedo o líquido, con válvula de aspiración centralizada.
- Safespray

SILLÓN AG04E

- Sillón electromecánico con apoya brazo izquierdo blanco.
- 4 movimientos guiados (subida/bajada del asiento, subida/bajada del respaldo).
- 4 posiciones programables.
- Trendelenburg sincronizado con el respaldo.
- Apoyacabezas con doble articulación.
- Dispositivos de seguridad antiplastamiento en la base y en el espaldar.

PEDAL INALÁMBRICO MULTIFUNCIÓN

- Activación y regulación de la velocidad o potencia de los instrumentos.
- Activación de sprays y chip air.
- Activación de los movimientos del sillón y de sus programas.
- Activación de los programas automáticos de escupidera y última posición.
- Posibilidad de personalizar los mandos en función de sus necesidades.

LÁMPARA MAIA LED

- Intensidad luminosa 35000 lx, temperatura de color 5000° K
- Manijas desmontables y autoclavables.
- Rotación en 2 ejes.



DE REGALO

LÁMPARA MAIA LED

Con tecnología led, el perfecto equilibrio del sistema de rotación permite la colocación ideal del haz luminoso. La precisa definición del spot luminoso impide el deslumbramiento, protegiendo los ojos del paciente.

- Intensidad luminosa: de 3000 a 35000 lx
- Temperatura de color: 5000 K
- Dimensiones del spot luminoso: 85 x 170 mm
- Rotación en 2 ejes.



SAFESPRAY

Un recipiente presurizado que permite el uso de agua destilada (eventualmente con higienizantes), destinada a los sprays de todos los instrumentos de la bandeja del odontólogo y de la jeringa del asistente.



ULTRASONIDOS TKD

El ultrasonidos piezoeléctrico, mejorado con mayor potencia y plena compatibilidad con la gama de insertos EMS y Satelec. El transductor de titanio del mango garantiza elevada fiabilidad y mejor rendimiento a altas potencias. Las vibraciones generadas son absolutamente lineales y longitudinales.



PRECIO DE LISTA **€. 23.990**

VALORACIÓN DEL EQUIPO USADO **€. 9.000**

*Plazo calculado para 60 cuotas mensuales. Transporte, montaje e IVA excluidos. Folletos informativos, tasas y condiciones en la entidad financiadora.

Promoción válida hasta el 31/12/2019

AL MES DESDE...
€. 248,66*

DESDE...
€. 14.990

ISOTRON

60
1958-2018
ANNIVERSARY



EURODENT®

LA TECNOLOGIA A SU SERVICIO

Isotron es el nuevo equipo con el sello Eurodent. Es fiable, innovador y tiene un diseño elegante, lo que hace que sea el instrumento ideal para los que prestan atención a los detalles y a la calidad de los tratamientos odontológicos. Gracias a los controles táctiles, puede gestionar y personalizar muchas funciones, lo que permite una perfecta integración entre la máquina y el equipo odontológico.





CALIDAD BAJO CONTROL

Con Isotron, nada queda al azar. La excepcional interfaz de control permite regular todos los parámetros de los instrumentos en función de las necesidades. Por ejemplo, podrá adaptar la velocidad o la potencia de cada instrumento, o la calidad y la cantidad de cada spray: un control absoluto para una calidad de trabajo absoluta.



ES SUFICIENTE UN PEDAL

Controlar el equipo dental Isotron es casi un juego. Con un solo pedal, puede controlar los instrumentos, el sillón, la lámpara y otras funciones auxiliares. De esta forma, las manos quedan libres para trabajar con la mayor precisión y concentración, evitando el uso de mandos manuales y eliminando los riesgos de infección cruzada. Disponible en versión con o sin cable.



CONSOLA DEL ASISTENTE PLUS

El doble brazo articulado, se extiende y se cierra para ofrecer al asistente un amplio espacio y la máxima practicidad en cualquier posición de trabajo, garantizando siempre la accesibilidad a los mandos y a los instrumentos alineados con el operador.

A través de la consola se controlan todas las funciones del sillón dental y del grupo hídrico: movimiento del sillón dental (con 4 posiciones memorizables), distribución de agua para la escupidera y para el vaso, iluminación.

Están previstas dos cánulas de aspiración. Los mandos de la consola son de membrana, fácilmente higienizables. La manija para el desplazamiento del módulo es desmontable y autoclavable.

SIEMPRE EN EL LUGAR CORRECTO

Gracias al movimiento de la escupidera de 160° y a la consola del asistente diseñada ergonómicamente, el espacio operativo es mayor, lo que facilita el trabajo del personal de la clínica dental.



ISOTRON TOP PROFESSIONAL

60
1958-2018
ANNIVERSARY

Garantía
años **3**

ALTA FIDELIDAD · ALTA FIDELIDAD · ALTA FIDELIDAD
BONUS
500€
HF

BANDEJA DEL ODONTÓLOGO

- Regulación independiente de la velocidad y de la potencia de los motores, de los ultrasonidos y de los sprays de todos los instrumentos.
- Sistema de seguridad para la selección automática de los instrumentos.
- Dispositivo Anti Retraction Valve para los instrumentos.
- **Display para el control de todos los parámetros de los instrumentos, en función de sus necesidades.**
- **Pantalla táctil con capacidad para el control de:**
 - **Movimientos del sillón y activación de sus programas;**
 - **Encendido y apagado de la lámpara cialítica;**
 - **llenado del vaso y lavado de la escupidera temporizados;**
 - **Activación de los programas automáticos de escupidera y de la última posición;**
 - **Control de todas las funciones de los instrumentos.**
- Bandeja para instrumentos con protección e silicona y manijas de desplazamiento desmontables y autoclavables.
- Bandeja portatray con brazo articulado.

INSTRUMENTOS

- Módulo con jeringa de aire - agua - spray.
- Módulo para turbina de fibra óptica.
- **Módulo con micromotor eléctrico MX2 Led de inducción con control de torque.**
- Módulo ultrasonidos TKD.

BANDEJA DEL ASISTENTE

- Doble brazo articulado.
- Dos cánulas de aspiración quirúrgica.
- Alojamiento para instrumento adicional.
- Teclado de membrana para el control de:
 - movimientos del sillón y activación de sus programas;
 - encendido y apagado de la lámpara cialítica;
 - llenado del vaso y lavado de la escupidera temporizados;
 - activación de los programas automáticos de enjuague y última posición.
- Manija de desplazamiento desmontable y autoclavable.

GRUPO HÍDRICO

- Escupidera de cerámica con movimiento de 160°, extraíble y autoclavable.
- Grifos para el llenado del vaso y lavado de la escupidera desmontables y autoclavables.
- Aspiración prevista para un motor de anillo húmedo o líquido, con válvula de aspiración centralizada.
- Safespray

SILLÓN AG04E

- Sillón electromecánico con apoya brazo izquierdo blanco.
- 4 movimientos guiados (subida/bajada del asiento, subida/bajada del respaldo).
- 4 posiciones programables.
- Trendelenburg sincronizado con el respaldo.
- Apoyacabezas con doble articulación.
- Dispositivos de seguridad antiplastamiento en la base y en el espaldar.
- Kit de estabilidad.

PEDAL INALÁMBRICO MULTIFUNCIÓN

- Activación y regulación de la velocidad o potencia de los instrumentos.
- Activación de sprays y chip air.
- Activación de los movimientos del sillón y de sus programas.
- Activación de los programas automáticos de escupidera y última posición.
- Posibilidad de personalizar los mandos en función de sus necesidades.

LÁMPARA MAIA LED

- Intensidad luminosa 35000 lx, temperatura de color 5000° K
- Manijas desmontables y autoclavables.
- Rotación en 2 ejes.



DE REGALO

LÁMPARA MAIA LED

Con tecnología led, el perfecto equilibrio del sistema de rotación permite la colocación ideal del haz luminoso. La precisa definición del spot luminoso impide el deslumbramiento, protegiendo los ojos del paciente.

- Intensidad luminosa: de 3000 a 35000 lx
- Temperatura de color: 5000 K
- Dimensiones del spot luminoso: 85 x 170 mm
- Rotación en 2 ejes.



SAFESPRAY

Un recipiente presurizado que permite el uso de agua destilada (eventualmente con higienizantes), destinada a los sprays de todos los instrumentos de la bandeja del odontólogo y de la jeringa del asistente.



ULTRASONIDOS TKD

El ultrasonidos piezoeléctrico, mejorado con mayor potencia y plena compatibilidad con la gama de insertos EMS y Satelec. El transductor de titanio del mango garantiza elevada fiabilidad y mejor rendimiento a altas potencias. Las vibraciones generadas son absolutamente lineales y longitudinales.



PRECIO DE LISTA **€. 19.990**

VALORACIÓN DEL EQUIPO USADO **€. 8.000**

*Plazo calculado para 60 cuotas mensuales. Transporte, montaje e IVA excluidos. Folletos informativos, tasas y condiciones en la entidad financiadora.

Promoción válida hasta el 31/12/2019

AL MES DESDE...
€. 229,84*

DESDE...
€. 11.990

ISOPLUS

60
1958-2018
ANNIVERSARY



SIMPLEMENTE ESPLÉNDIDO

Isoplus, el equipo dental más apreciado de Eurodent. El perfecto compañero de trabajo. Confiable y fácil de usar, le garantiza el máximo rendimiento, confort y seguridad. Isoplus: el equipo dental con el que puede contar en todo momento.

EURODENT®

ISOPLUS TOP COMFORT

60
1958-2018
ANNIVERSARY

Garantía
años **3**

ALTA FIDELIDAD · ALTA FIDELIDAD · ALTA FIDELIDAD
BONUS
500€
HF

BANDEJA DEL ODONTÓLOGO

- Regulación independiente de la velocidad y de la potencia de los motores, de los ultrasonidos y de los sprays de todos los instrumentos.
- Sistema de seguridad para la selección automática de los instrumentos.
- Dispositivo Anti Retraction Valve (válvula antirretracción) para los instrumentos.
- Teclado de membrana para el control de:
 - movimientos del sillón y activación de sus programas;
 - encendido y apagado de la lámpara cialítica;
 - llenado del vaso y lavado de la escupidera temporizados;
 - Activación de los programas automáticos de escupidera y de la última posición;
 - control de todas las funciones de los instrumentos.
- Bandeja para instrumentos con protección de silicona y manijas de desplazamiento desmontables y autoclavables.
- Bandeja portatray con brazo articulado.

INSTRUMENTOS

- Módulo con jeringa de aire - agua - spray.
- Módulo para turbina de fibra óptica.
- Módulo con micromotor eléctrico MC3 LK.
- Módulo ultrasonidos TKD.

BANDEJA DEL ASISTENTE

- Doble brazo articulado.
- Dos cánulas de aspiración quirúrgica.
- Alojamiento para instrumento adicional.
- Teclado de membrana para el control de:
 - movimientos del sillón y activación de sus programas;
 - encendido y apagado de la lámpara cialítica;
 - llenado del vaso y lavado de la escupidera temporizados;
 - Activación de los programas automáticos de escupidera y de la última posición.
- Manija de desplazamiento desmontable y autoclavable.

GRUPO HÍDRICO

- Escupidera de cerámica con movimiento de 160°, extraíble y autoclavable.
- Grifos para el llenado del vaso y lavado de la escupidera desmontables y autoclavables.
- Aspiración prevista para un motor de anillo húmedo o líquido, con válvula de aspiración centralizada.
- Safespray

SILLÓN AG04E

- Sillón electromecánico con apoya brazo izquierdo blanco.
- 4 movimientos guiados (subida/bajada del asiento, subida/bajada del respaldo).
- 4 posiciones programables.
- Trendelenburg sincronizado con el respaldo.
- Apoyacabezas con doble articulación.
- Dispositivos de seguridad antiplastamiento en la base y en el espaldar.
- Kit de estabilidad.
- Tapizado viscoelástico.

PEDAL MULTIFUNCIÓN

- Activación y regulación de la velocidad o potencia de los instrumentos.
- Activación de sprays y chip air.
- Activación de los movimientos del sillón y de sus programas.
- Activación de los programas automáticos de escupidera y última posición.

LÁMPARA MAIA LED

- Intensidad luminosa 35000 lx, temperatura de color 5000° K
- Manijas desmontables y autoclavables.
- Rotación en 2 ejes.

ASIENTO

- Nº 1 asiento Assist Plus
- Nº 1 asiento Sincro T5



DE REGALO

**1 ASIENTO SINCRO T5 +
1 ASIENTO ASSIST PLUS**

Hemos pensado en la comodidad del personal odontológico: en efecto, una correcta postura y una posición de trabajo adecuadas son fundamentales para garantizar la salud y la calidad del trabajo.



DE REGALO

LÁMPARA MAIA LED

Con tecnología led, el perfecto equilibrio del sistema de rotación permite la colocación ideal del haz luminoso. La precisa definición del spot luminoso impide el deslumbramiento, protegiendo los ojos del paciente.

- Intensidad luminosa: de 3000 a 35000 lx
- Temperatura de color: 5000 K
- Dimensiones del spot luminoso: 85 x 170 mm
- Rotación en 2 ejes.



SAFESPRAY

Un recipiente presurizado que permite el uso de agua destilada (eventualmente con higienizantes), destinada a los sprays de todos los instrumentos de la bandeja del odontólogo y de la jeringa del asistente.



ULTRASONIDOS TKD

El ultrasonidos piezoeléctrico, mejorado con mayor potencia y plena compatibilidad con la gama de insertos EMS y Satelec. El transductor de titanio del mango garantiza elevada fiabilidad y mejor rendimiento a altas potencias. Las vibraciones generadas son absolutamente lineales y longitudinales.



TAPIZADO VISCOELÁSTICO

Gracias a las características del material utilizado, el tapizado viscoelástico aumenta el volumen del asiento, adaptándose al cuerpo del paciente y distribuyendo uniformemente la presión.



PRECIO DE LISTA **€. 19.990**

VALORACIÓN DEL EQUIPO USADO **€. 8.000**

AL MES DESDE...
€. 229,84*

DESDE...
€. 11.990

*Plazo calculado para 60 cuotas mensuales. Transporte, montaje e IVA excluidos. Folletos informativos, tasas y condiciones en la entidad financiadora.

Promoción válida hasta el 31/12/2019

Garantía
años **3**

ALTA FIDELIDAD · ALTA FIDELIDAD · ALTA FIDELIDAD ·
BONUS
500€
HF

BANDEJA DEL ODONTÓLOGO

- Regulación independiente de la velocidad y de la potencia de los motores, de los ultrasonidos y de los sprays de todos los instrumentos.
- Sistema de seguridad para la selección automática de los instrumentos.
- Dispositivo Anti Retraction Valve (válvula antirretracción) para los instrumentos.
- Teclado de membrana para el control de:
 - movimientos del sillón y activación de sus programas;
 - encendido y apagado de la lámpara cialítica;
 - llenado del vaso y lavado de la escupidera temporizados;
 - Activación de los programas automáticos de escupidera y de la última posición;
 - control de todas las funciones de los instrumentos.
- Bandeja para instrumentos con protección de silicona y manijas de desplazamiento desmontables y autoclavables.
- Bandeja portatray con brazo articulado.

INSTRUMENTOS

- Módulo con jeringa de aire - agua - spray.
- Módulo para turbina de fibra óptica.
- Módulo con micromotor eléctrico MC3 LK.
- Módulo ultrasonidos TKD.

BANDEJA DEL ASISTENTE

- Doble brazo articulado.
- Dos cánulas de aspiración quirúrgica.
- Posición para instrumento adicional.
- Teclado de membrana para el control de:
 - movimientos del sillón y activación de sus programas;
 - encendido y apagado de la lámpara cialítica;
 - llenado del vaso y lavado de la escupidera temporizados;
 - Activación de los programas automáticos de escupidera y de la última posición.
- Manija de desplazamiento desmontable y autoclavable.

GRUPO HÍDRICO

- Escupidera de cerámica con movimiento de 160°, extraíble y autoclavable.
- Grifos para el llenado del vaso y lavado de la escupidera desmontables y autoclavables.
- Aspiración prevista para un motor de anillo húmedo o líquido, con válvula de aspiración centralizada.
- Safespray

SILLÓN AG04E

- Sillón electromecánico con apoya brazo izquierdo blanco.
- 4 movimientos guiados (subida/bajada del asiento, subida/bajada del respaldo).
- 4 posiciones programables.
- Trendelenburg sincronizado con el respaldo.
- Apoyacabezas con doble articulación.
- Dispositivos de seguridad antiplastamiento en la base y en el espaldar.
- Kit de estabilidad.
- Filtro LGB.

PEDAL MULTIFUNCIÓN

- Activación y regulación de la velocidad o potencia de los instrumentos.
- Activación de sprays y chip air.
- Activación de los movimientos del sillón y de sus programas.
- Activación de los programas automáticos de escupidera y última posición.

LÁMPARA MAIA LED

- Intensidad luminosa 35000 lx, temperatura de color 5000° K
- Manijas desmontables y autoclavables.
- Rotación en 2 ejes.



DE REGALO

LÁMPARA MAIA LED

- Con tecnología led, el perfecto equilibrio del sistema de rotación permite la colocación ideal del haz luminoso. La precisa definición del spot luminoso impide el deslumbramiento, protegiendo los ojos del paciente.
- Intensidad luminosa: de 3000 a 35000 lx
 - Temperatura de color: 5000 K
 - Dimensiones del spot luminoso: 85 x 170 mm
 - Rotación en 2 ejes.

ULTRASONIDOS TKD

- El ultrasonidos piezoeléctrico, mejorado con mayor potencia y plena compatibilidad con la gama de insertos EMS y Satelec. El transductor de titanio del mango garantiza elevada fiabilidad y mejor rendimiento a altas potencias. Las vibraciones generadas son absolutamente lineales y longitudinales.

PRECIO DE LISTA

€ 17.990

VALORACIÓN DEL EQUIPO USADO

€ 8.000

AL MES DESDE...
€ 191,50*

DESDE...
€ 9.990

*Plazo calculado para 60 cuotas mensuales. Transporte, montaje e IVA excluidos. Folletos informativos, tasas y condiciones en la entidad financiadora.

Promoción válida hasta el 31/12/2019

EURODENT

Improving Water

SISTEMA DE ULTRAFILTRACIÓN MOLECULAR PARA LA ELIMINACIÓN TOTAL DE LA CARGA BACTERIANA DEL AGUA DE RED DEL EQUIPO DENTAL.

Eurodent, desde siempre atenta y sensible a la higiene y a la seguridad en el ambiente de trabajo, es la primera empresa que le ofrece la posibilidad de instalar en todos los equipos dentales el filtro LGB, un dispositivo de ultrafiltración especialmente proyectado para la prevención de la Legionella en el campo de la odontología.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- Elimina totalmente la carga bacteriana y los

virus presentes en el agua de red que alimenta el circuito hídrico del equipo dental. El filtro LGB está certificado por el Departamento de Higiene y Salud Pública de la Universidad de Parma, que también ha certificado la duración de máxima eficiencia de funcionamiento.

- Bloqueo total de todas las micropartículas superiores a 0,05 micras (arenilla, aglomerados calcáreos, algas y residuos orgánicos) presentes

en el agua de red, protegiendo las válvulas de retención y los instrumentos giratorios de posibles oclusiones. La filtración LGB cuenta con certificación CE, NSF y TUV.

- Otro aspecto importante es que el dispositivo está dotado de un filtro adicional de carbón activo vegetal, útil para prevenir la formación de algas, para la desodorización y la decoloración del agua, y para la eliminación de toxinas (código ATC: A07BA01), antibióticos y agentes fungicidas.
- El filtro también está certificado para la Pseudomonas aeruginosa.
- Otro elemento de seguridad está constituido por la indicación de duración de los filtros, certificada para 8000 litros en funcionamiento y 1 año de trabajo. Índice comprobado por instituciones reconocidas.

LGB, v/o protege en todos los sentidos. Desde el punto de vista legal, ya que lo exige de toda responsabilidad, y desde el punto de vista higiénico, ya que protege al personal odontológico y al paciente del riesgo de contaminación, una doble seguridad firmada Eurodent.



€. 990
EN LUGAR DE €. 1.500

para Isoplus (PR05130)
para Absolute (PR05160)

VÁLVULA
DURR PARA EL
DRENAJE DE LA
ESCUPIDERA

INSTALADA EN LA MÁQUINA



COSTE ADICIONAL
€. 724

pera Isoplus (PR05110)
pera Absolute (PR05170)

SEPARADOR
DE AMALGAMA
DURR - CAS1

INSTALADA EN LA MÁQUINA



COSTE ADICIONAL
€. 1.860

pera Absolute
(PR05060)

SEPARADOR
DE AMALGAMA
METASYS - MST1

INSTALADA EN LA MÁQUINA



COSTE ADICIONAL
€. 2.060

PROMO BEST WORK

Horas de trabajo sentados en un taburete dental... Esto nos ha llevado a pensar en la comodidad del personal odontológico. En efecto, una correcta postura y una posición de trabajo adecuadas son fundamentales para garantizar la salud y la calidad del trabajo.



SYNCRO T5

El asiento anatómico y el movimiento sincronizado del espaldar permiten al odontólogo sentarse en la posición más cómoda y correcta.

PRECIO DE LISTA **€. 708***

INCENTIVO EURODENT **€. 208**

DESDE...
€. 500

*Configuración del taburete sin apoyapiés



ASSIST

El asiento circular y el espaldar-apoya brazo semicircular permiten al asistente sentarse cómodamente, manteniendo una máxima agilidad de trabajo.

PRECIO DE LISTA **€. 484***

INCENTIVO EURODENT **€. 136**

DESDE...
€. 348

*Configuración del taburete sin apoyapiés



HARLEY

Similar en sus formas al asiento de una motocicleta, permite equilibrar perfectamente el peso sobre la columna vertebral y asumir una posición que reduce al mínimo el esfuerzo de los ligamentos y as articulaciones.

PRECIO DE LISTA **€. 540***

INCENTIVO EURODENT **€. 154**

DESDE...
€. 386

*Configuración del taburete sin apoyapiés

TODOS LOS TABURETES ESTÁN DISPONIBLES CON:



MANDO DE PIE



ANILLO APOYAPIÉS



SIN APOYAPIÉS

EURODENT SPECIALIST: TODO LO NECESARIO

¡Contáctenos para saber dónde se encuentra
el Eurodent Specialist más cercano!

Allí encontrará un asesoramiento cualificado, una asistencia técnica impecable y puntual, un departamento dedicado a los repuestos para mantener su equipo dental siempre eficiente y un colaborador para resolver todos los trámites técnico-burocráticos.

Son especialistas del sector que conocen su trabajo y hablan su idioma.

La solución que busca está aquí.

EURODENT[®]
E S P A Ñ A

C/Santo Domingo, 16
46410 Sueca - Valencia, España
j.alvarez@eurodent.it

Director Comercial España:
Javier Álvarez - mobile: +34 627 985824

www.eurodent.it