

EURODENT[®]



PROMOTION WINTER '19



ANNIVERSARY

LES MEILLEURS PROFESSIONNELS CHOISSISSENT EURODENT

Eurodent est un acteur de premier plan du secteur dentaire.

Depuis **plus de 60 ans**, il conçoit et produit des équipements dentaires de qualité, ouvrant de nouvelles voies avec des produits riches en termes d'innovation et de style.

Le premier fauteuil pantographe et les premiers instruments à bras équilibrés sont signés Eurodent. Tout comme l'équipement dentaire Isotron by **Giugiaro Design**, qui a remporté le «**Compasso d'Oro**»,

l'un des plus prestigieux prix internationaux dans le secteur du design.

Les équipements Eurodent sont **100% Made in Italy**, fiables, ergonomiques et extrêmement intuitifs.

Ils sont choisis par les meilleurs professionnels dans des dizaines de pays.

Ils sont prêts à accompagner votre travail avec qualité et fiabilité.



MON MEILLEUR ALLIÉ

«*Absolute pense aussi à notre santé à nous, dentistes. Il nous permet de rester assis correctement, d'avoir une vision optimale et de travailler au mieux. Ce n'est pas une chose qui va de soi: par rapport aux autres équipements présents sur le marché, seul Absolute peut offrir un mix aussi complet de solutions ergonomiques équilibrées.*»

Dr med. dent. Peter Fischler
Nuremberg, Allemagne

EURODENT

Care

DES EQUIPEMENTS DENTAIRES AU FONCTIONNEMENT PARFAIT

Eurodent Care est la division d'Eurodent destinée à tous les professionnels qui souhaitent **maintenir le bon fonctionnement** de leur équipement dentaire Eurodent classic en utilisant uniquement des pièces de rechange d'origine et des techniciens agréés.

CLINIC: TOUT EST SOUS CONTROLE

Les spécialistes d'Eurodent peuvent effectuer un **contrôle complet de votre équipement dentaire Eurodent**, en vérifiant l'état des différents composants:

- 1 - Contrôle des dispositifs de sécurité
- 2 - Contrôle des claviers des tablettes
- 3 - Contrôle de la lampe
- 4 - Contrôle du filtre à eau
- 5 - Commande du filtre à air
- 6 - Contrôle du filtre silencieux de la turbine
- 7 - Contrôle du filtre et des tuyaux d'aspiration
- 8 - Vérification de la fixation de la canule
- 9 - Contrôle Canister
- 10 - Contrôle de la désinfection UV

A l'issue du contrôle, vous recevrez un devis pour les éventuels travaux de maintenance.

**Appelez-nous dès maintenant
pour fixer un rendez-vous:**

Tél. +39 051 780465 - eurodent@eurodent.it

HIGH FIDELITY: VOTRE FIDELITE EST RECOMPENSEE

Si vous souhaitez plutôt remplacer votre équipement dentaire Eurodent classic par un équipement de nouvelle génération, vous recevrez **un bonus «haute fidélité» de 500 €** sur les prix que vous trouverez dans les pages qui suivent. Une offre encore plus avantageuse car elle vous permet également d'économiser sur l'installation. En effet, tous les nouveaux équipements Eurodent ont été conçus pour être installés **avec les mêmes raccords d'eau, d'électricité et d'air comprimé** que les équipements Eurodent précédents, sans nécessiter de travaux de maçonnerie, ce qui permet des gains en termes de temps et d'argent.

**Vous êtes ainsi
opérationnel
en un rien
de temps!**



ABSOLUTE

60^o
1958-2018
ANNIVERSARY



SUR MESURES POUR VOUS

Absolute reprend la grande tradition d'Eurodent et la pousse encore plus loin. Il s'agit d'une unité de soins dentaires de nouvelle génération, qui développe le concept de travail Eurodent, avec une grande attention aux détails et à la qualité du travail.

Il s'agit d'une unité dentaire qui vous permet d'exploiter à 100 % vos compétences et votre expérience. Vous pouvez personnaliser toutes les configurations en les adaptant à votre façon de travailler.

EURODENT®




QUALITE SOUS CONTROLE

Avec Absolute, rien n'est laissé au hasard. L'exceptionnelle interface de contrôle vous permet de régler tous les paramètres des instruments en fonction de vos exigences. Vous pouvez par exemple adapter individuellement pour chaque instrument la vitesse ou la puissance ou bien la qualité et la quantité de spray, un contrôle absolu pour une qualité de travail absolue



IL SUFFIT D'UNE PEDALE

Le contrôle d'Absolute est un jeu d'enfant. A l'aide d'une seule pédale, vous gérez l'instrumentation, le fauteuil, la lampe et d'autres fonctions auxiliaires. De cette façon, les mains sont libres, pour travailler de façon précise et concentrée, en évitant l'utilisation de commandes manuelles et en éliminant les risques d'infection croisée. Disponible en version avec ou sans fil.



SECURITE ET STABILITE ABSOLUE

Absolute dispose d'une grande unité d'eau au sol construite en aluminium et en acier inox à portes ouvrantes : ces caractéristiques garantissent une stabilité maximale pour l'unité dentaire et le patient et permettent de configurer l'unité dentaire avec les différents systèmes de désinfection en option tels que:

- Module pour système

Désinfection en continu.

Avec une fonction qui déconnecte le circuit d'eau de l'unité dentaire du réseau municipal par saut à l'air conformément à la norme européenne EN 1717

- Système FLUSHING

Il effectue l'échange complet de l'eau dans les conduites avec un écoulement temporisé du liquide d'alimentation. Remplacement simple et rapide du liquide présent dans le circuit. Il est utile pour éliminer le liquide stagnant dans les conduites après des pauses d'utilisation, comme au début de la journée de travail.

- Système automatique de lavage des circuits d'aspiration

- Filtre LGB ultrafiltration à 0,05 m

Il élimine complètement les charges bactériennes dans l'eau du réseau (légiomonas, Pseudomonas, virus et bactéries), bloque toutes les microparticules supérieures à 0,05 micron.

Un dispositif essentiel pour protéger le patient, l'équipe dentaire et toute l'instrumentation de l'unité dentaire.



ABSOLUTE TOP PERFORMANCE

CONSOLE DENTISTE

- Contrôle indépendant de la vitesse et de la puissance des moteurs, des démarreurs et des sprays de tous les instruments.
- Système de sécurité pour la sélection automatique des instruments.
- Dispositif Anti Retraction Valve aux instruments.
- **Afficheur pour le contrôle de tous les paramètres des instruments en fonction des exigences.**
- **Ecran tactile capacitif pour le contrôle de:**
 - **mouvement du fauteuil et activation de ses programmes,**
 - **allumage et extinction de la lampe scialytique,**
 - **remplissage du gobelet et lavage du bassin temporisés,**
 - **activation des programmes automatiques de rinçage et retour à la dernière position,**
 - **contrôle de toutes les fonctions des instruments.**
- Pose instruments en silicone et poignées de mouvement escamotables et autoclavables.
- Tablette porte-plateau sur bras articulé.

INSTRUMENTATION

- Module avec seringue air - eau - spray.
- Module pour turbine à fibres optiques.
- Module avec micromoteur électrique MX2 LED à induction avec contrôle de couple.
- Démarreur Satelec ou EMS

CONSOLE ASSISTANTE

- Double bras articulé.
- 1 canule pour aspiration chirurgicale et 1 canule pour aspiration.
- Logement pour instrument supplémentaire.
- Clavier à membrane pour le contrôle de:
 - Mouvement fauteuil et activation des programmes de ce dernier,
 - Allumage et extinction lampe scialytique,
 - Remplissage gobelet et lavage crachoir temporisés,
 - Activation des programmes automatiques de rinçage et retour à la dernière position.
- Pré-équipement pour 2 instruments supplémentaires: seringue et lampe de polymérisation.

PARTIE CRACHOIR

- Cuvette avec porte-verre en céramique rotatif sur 140° amovible et pouvant être stérilisé en autoclave.
- Fontaines remplissage de verre et lavage cuvette amovibles et pouvant être stérilisées en autoclave.
- Aspiration pré-équipée pour anneau humide ou liquide.
- Safe spray

FAUTEUIL AGO4E

- Fauteuil électromécanique avec accoudoir gauche blanc.
- 4 mouvements guidés (montée - descente de l'assise, montée - descente du dossier).
- 4 positions programmables.
- Mouvement du dossier avec Trendelemburg compensé.
- Têtière avec double articulation.
- Sécurités anti-écrasement pour la base et le dossier.

PÉDALIER SANS FIL MULTIFONCTIONS

- Activation et réglage de la vitesse ou puissance des instruments.
- Activation spray et chip air.
- Activation des mouvements du fauteuil et de ses programmes.
- Activation des programmes automatiques de rinçage et retour à la dernière position.
- Possibilité de personnaliser les commandes selon les exigences.

ÉCLAIRAGE À LED MAIA

- Intensité lumineuse 35000 lux, température de couleur 5000° K.
- Poignées amovibles et pouvant être stérilisées en autoclave.
- Rotation sur 2 axes.

Garantie
ans

3



60
1958-2018
ANNIVERSARY



GRATUIT

ÉCLAIRAGE À LED MAIA

Avec la technologie à LED, l'équilibrage parfait du système de rotation, permet un excellent positionnement du faisceau lumineux. La définition précise du spot lumineux élimine l'éblouissement, et protège de la sorte les yeux de vos patients.

- Intensité lumineuse de 3.000 à 35.000 lux.
- Température de couleur 5.000 K.
- Dimensions spot lumineux 85 x 170 mm.
- Rotation sur 2 axes.



SAFESPRAY

Un récipient pressurisé qui requière l'utilisation d'eau distillée (éventuellement mélangée avec du désinfectant) destiné aux sprays de tous les instruments de la tablette praticienne et de la seringue assistante.



DETARTEUR SATELEC OU EMS

Il permet d'obtenir une puissance diversifiée selon les applications. Les mouvements linéaires de l'instrument et l'uniformité de la puissance de sortie permettent d'optimiser l'efficacité du traitement et d'augmenter le confort du patient.



PRIX CATALOGUE € 32.640

REPRISE EURODENT € 10.800

À PARTIR DE
€ 388,09*

PRIX FINAL
€ 21.840,00

* 60 loyers mensuels.

Tous les prix s'entendent TTC applicables en France. Transport et montage exclus. Fiches de présentation, taux et condition auprès de l'organisme de crédit.

Promotion valable jusqu'au 31/12/2019

ISOTRON

60
1958-2018
ANNIVERSARY



LA TECHNOLOGIE À VOTRE SERVICE

Isotron est la nouvelle unité de soins dentaires signée Eurodent. Fiable, innovante et d'un design attrayant, c'est l'instrument idéal pour ceux qui sont attentifs aux détails et à la qualité des soins dentaires. Au moyen des commandes tactiles, vous pouvez gérer et personnaliser de nombreuses fonctions et créer de la sorte une interaction parfaite entre la machine et l'équipe dentaire.

EURODENT®





QUALITE SOUS CONTROLE

Avec Isotron, rien n'est laissé au hasard. L'exceptionnelle interface de contrôle vous permet de régler tous les paramètres des instruments en fonction de vos exigences. Vous pouvez par exemple adapter individuellement pour chaque instrument la vitesse ou la puissance ou bien la qualité et la quantité de spray, un contrôle absolu pour une qualité de travail absolue



IL SUFFIT D'UNE PEDALE

Le contrôle d'Isotron est un jeu d'enfant. A l'aide d'une seule pédale, vous gérez l'instrumentation, le fauteuil, la lampe et d'autres fonctions auxiliaires. De cette façon, les mains sont libres, pour travailler de façon précise et concentrée, en évitant l'utilisation de commandes manuelles et en éliminant les risques d'infection croisée. Disponible en version avec ou sans fil.



CONSOLE ASSISTANT PLUS

Avec son double bras articulé, il s'allonge et se ferme pour offrir un grand espace à l'assistante et garantir une position la plus pratique possible dans chaque position de travail, en garantissant toujours l'accessibilité aux commandes et aux instruments en ligne droite avec l'opérateur. La console sert à gérer toutes les fonctions du fauteuil et du groupe eau : mouvement du fauteuil (avec 4 positions mémorisables), distribution de l'eau dans la vasque et le gobelet, éclairage. Elle est équipée de deux canules d'aspiration. Les commandes de la console sont sous la membrane et peuvent être facilement désinfectées. La poignée pour déplacer le module peut être démontée et autoclavée.

TOUJOURS AU BON ENDROIT

Grâce à une vasque rotative à 160° et à une console d'assistante ergonomique, l'espace de travail disponible est plus important, ce qui facilite le travail de l'équipe dentaire.



ISOTRON TOP PROFESSIONAL

Garantie
ans
3

HAUTE FIDÉLITÉ
BONUS DE
500 €
HF
HAUTE FIDÉLITÉ

60
1958-2018
ANNIVERSARY

CONSOLE DENTISTE

- Contrôle indépendant de la vitesse et de la puissance des moteurs, des démarreurs et des sprays de tous les instruments.
- Système de sécurité pour la sélection automatique des instruments.
- Dispositif Anti Retraction Valve aux instruments.
- **Afficheur pour le contrôle de tous les paramètres des instruments en fonction des exigences.**
- **Ecran tactile capacitif pour le contrôle de:**
 - **mouvement du fauteuil et activation de ses programmes,**
 - **allumage et extinction de la lampe scialytique,**
 - **remplissage du gobelet et lavage du bassin temporisés,**
 - **activation des programmes automatiques de rinçage et retour à la dernière position,**
 - **contrôle de toutes les fonctions des instruments.**
- Pose instruments en silicone et poignées de mouvement escamotables et autoclavables.
- Tablette porte-plateau sur bras articulé.

INSTRUMENTATION

- Module avec seringue air - eau - spray.
- Module pour turbine à fibres optiques.
- Module avec micromoteur électrique MX2 LED à induction avec contrôle de couple.
- Démarreur Satelec ou EMS

CONSOLE ASSISTANTE

- Double bras articulé.
- 1 canule pour aspiration chirurgicale et 1 canule pour aspiration.
- Logement pour instrument supplémentaire.
- Clavier à membrane pour le contrôle de:
 - Mouvement fauteuil et activation des programmes de ce dernier,
 - Allumage et extinction lampe scialytique,
 - Remplissage gobelet et lavage crachoir temporisés,
 - Activation des programmes automatiques de rinçage et retour à la dernière position.
- Poignée de mouvement amovible et pouvant être stérilisée en autoclave.

PARTIE CRACHOIR

- Cuvette avec porte-verre en céramique rotatif sur 160° amovible et pouvant être stérilisé en autoclave.
- Fontaines remplissage de verre et lavage cuvette amovibles et pouvant être stérilisées en autoclave.
- Aspiration pré-équipée pour anneau humide ou liquide.
- Safe spray

FAUTEUIL AGO4E

- Fauteuil électromécanique avec accoudoir gauche blanc.
- 4 mouvements guidés (montée - descente de l'assise, montée - descente du dossier).
- 4 positions programmables.
- Mouvement du dossier avec Trendelemburg compensé.
- Têtière avec double articulation.
- Sécurités anti-écrasement pour la base et le dossier.
- Kit de stabilité.

PÉDALIER SANS FIL MULTIFONCTIONS

- Activation et réglage de la vitesse ou puissance des instruments.
- Activation spray et chip air.
- Activation des mouvements du fauteuil et de ses programmes.
- Activation des programmes automatiques de rinçage et retour à la dernière position.
- Possibilité de personnaliser les commandes selon les exigences.

ÉCLAIRAGE À LED MAIA

- Intensité lumineuse 35000 lux, température de couleur 5000° K.
- Poignées amovibles et pouvant être stérilisées en autoclave.
- Rotation sur 2 axes.



GRATUIT

ÉCLAIRAGE À LED MAIA

Avec la technologie à LED, l'équilibrage parfait du système de rotation, permet un excellent positionnement du faisceau lumineux. La définition précise du spot lumineux élimine l'éblouissement, et protège de la sorte les yeux de vos patients.

- Intensité lumineuse de 3.000 à 35.000 lux.
- Température de couleur 5.000 K.
- Dimensions spot lumineux 85 x170 mm.
- Rotation sur 2 axes.



SAFESPRAY

Un récipient pressurisé qui requière l'utilisation d'eau distillée (éventuellement mélangée avec du désinfectant) destiné aux sprays de tous les instruments de la tablette praticienne et de la seringue assistante.



DETARTEUR SATELEC OU EMS

Il permet d'obtenir une puissance diversifiée selon les applications. Les mouvements linéaires de l'instrument et l'uniformité de la puissance de sortie permettent d'optimiser l'efficacité du traitement et d'augmenter le confort du patient.



PRIX CATALOGUE **€ 28.788**

REPRISE EURODENT **€ 10.800**

À PARTIR DE
€ 319,64*

PRIX FINAL
€ 17.988,00

* 60 loyers mensuels.
Tous les prix s'entendent TTC applicables en France.
Transport et montage exclus. Fiches de présentation, taux et condition auprès de l'organisme de crédit.

Promotion valable jusqu'au 31/12/2019

ISOPLUS

60
1958-2018
ANNIVERSARY



SIMPLEMENT SPLENDIDE

Isoplus, l'unité dentaire la plus appréciée de la société Eurodent. Le compagnon de travail parfait. Fiable, facile à utiliser, elle vous assure un maximum de rendement, de confort et de sécurité. Isoplus, l'unité dentaire sur laquelle vous pouvez compter à tout moment.

EURODENT®

ISOPLUS TOP COMFORT

Garantie **3** ans

BONUS DE
500€
HF

60
1958-2018
ANNIVERSARY

CONSOLE DENTISTE

- Contrôle indépendant de la vitesse et de la puissance des moteurs, des détartrateurs et des sprays de tous les instruments.
- Système de sécurité pour la sélection automatique des instruments.
- Dispositif Anti Retraction Valve aux instruments.
- Clavier à membrane pour le contrôle de:
 - mouvement fauteuil et activation des programmes de ce dernier,
 - allumage et extinction lampe scialytique,
 - remplissage gobelet et lavage crachoir temporisés,
 - activation des programmes automatiques de rinçage et retour à la dernière position.
 - contrôle de toutes les fonctions des instruments
- Poignée de mouvement amovible et pouvant être stérilisée en autoclave.
- Pose instruments en silicone.
- Tablette porte-plateau sur bras articulé.

INSTRUMENTATION

- Module avec seringue air - eau - spray.
- Module pour turbine à fibres optiques.
- Module avec micromoteur électrique Bien Air MC3 LED.
- Detartreur Satelec ou EMS

CONSOLE ASSISTANTE

- Double bras articulé.
- 1 canule pour aspiration chirurgicale et 1 canule pour aspiration.
- Logement pour instrument supplémentaire.
- Clavier à membrane pour le contrôle de:
 - Mouvement fauteuil et activation des programmes de ce dernier,
 - Allumage et extinction lampe scialytique,
 - Remplissage gobelet et lavage crachoir temporisés,
 - Activation des programmes automatiques de rinçage et retour à la dernière position.
- Poignée de mouvement amovible et pouvant être stérilisée en autoclave.

PARTIE CRACHOIR

- Cuvette avec porte-verre en céramique rotatif sur 160° amovible et pouvant être stérilisé en autoclave.
- Fontaines remplissage de verre et lavage cuvette amovibles et pouvant être stérilisées en autoclave.
- Aspiration pré-équipée pour anneau humide ou liquide.
- Safe spray

FAUTEUIL AGO4E

- Fauteuil électromécanique avec accoudoir gauche blanc.
- 4 mouvements guidés (montée - descente de l'assise, montée - descente du dossier).
- 4 positions programmables.
- Mouvement du dossier avec Trendelemburg compensé.
- Têtière avec double articulation.
- Sécurités anti-écrasement pour la base et le dossier.
- Kit de stabilité.
- Sellerie mémoire de forme

PEDALE MULTIFONCTIONS

- Activation et réglage de la vitesse ou puissance des instruments.
- Activation spray et chip air.
- Activation des mouvements du fauteuil et de ses programmes.
- Activation des programmes automatiques de rinçage et retour à la dernière position.

ÉCLAIRAGE À LED MAIA

- Intensité lumineuse 35000 lux, température de couleur 5000° K.
- Poignées amovibles et pouvant être stérilisées en autoclave.
- Rotation sur 2 axes.



GRATUIT

ÉCLAIRAGE À LED MAIA

Avec la technologie à LED, l'équilibrage parfait du système de rotation, permet un excellent positionnement du faisceau lumineux. La définition précise du spot lumineux élimine l'éblouissement, et protège de la sorte les yeux de vos patients.

- Intensité lumineuse de 3.000 à 35.000 lux.
- Température de couleur 5.000 K.
- Dimensions spot lumineux 85 x170 mm.
- Rotation sur 2 axes.



SAFESPRAY

Un récipient pressurisé qui requiert l'utilisation d'eau distillée (éventuellement mélangée avec du désinfectant) destiné aux sprays de tous les instruments de la tablette praticien et de la seringue assistante.



DETARTREUR SATELEC OU EMS

Il permet d'obtenir une puissance diversifiée selon les applications. Les mouvements linéaires de l'instrument et l'uniformité de la puissance de sortie permettent d'optimiser l'efficacité du traitement et d'augmenter le confort du patient.



SELLERIE MÉMOIRE DE FORME

Grâce aux caractéristiques du matériel utilisé, le volume de la superficie du fauteuil augmente en s'adaptant à la corpulence du patient et en distribuant uniformément la pression.



GRATUIT

1 SINCRO T5

+ 1 ASSIST PLUS

Nous avons pensé au confort de l'équipe chirurgicale, parce qu'une posture correcte et une position de travail optimale sont fondamentales pour préserver la santé et la qualité du travail.



* 60 loyers mensuels.

Tous les prix s'entendent TTC applicables en France. Transport et montage exclus. Fiches de présentation, taux et condition auprès de l'organisme de crédit.

Promotion valable jusqu'au 31/12/2019

À PARTIR DE
€ 319,64*

PRIX CATALOGUE **€ 28.788**

REPRISE EURODENT **€ 10.800**

PRIX FINAL
€ 17.988,00

Garantie **3** ans

BONUS DE
500 €
HF

CONSOLE DENTISTE

- Contrôle indépendant de la vitesse et de la puissance des moteurs, des démarreurs et des sprays de tous les instruments.
- Système de sécurité pour la sélection automatique des instruments.
- Dispositif Anti Retraction Valve aux instruments.
- Clavier à membrane pour le contrôle de:
 - mouvement fauteuil et activation des programmes de ce dernier,
 - allumage et extinction lampe scialytique,
 - remplissage gobelet et lavage crachoir temporisés,
 - activation des programmes automatiques de rinçage et retour à la dernière position.
 - contrôle de toutes les fonctions des instruments
- Poignée de mouvement amovible et pouvant être stérilisée en autoclave.
- Pose instruments en silicone.
- Tablette porte-plateau sur bras articulé.

INSTRUMENTATION

- Module avec seringue air - eau - spray.
- Module pour turbine à fibres optiques.
- Module avec micromoteur électrique Bien Air MC3 LED.
- Detartreur Satelec ou EMS

CONSOLE ASSISTANTE

- Double bras articulé.
- 1 canule pour aspiration chirurgicale et 1 canule pour aspiration.
- Logement pour instrument supplémentaire.
- Clavier à membrane pour le contrôle de:
 - Mouvement fauteuil et activation des programmes de ce dernier,
 - Allumage et extinction lampe scialytique,
 - Remplissage gobelet et lavage crachoir temporisés,
 - Activation des programmes automatiques de rinçage et retour à la dernière position.
- Poignée de mouvement amovible et pouvant être stérilisée en autoclave.

PARTIE CRACHOIR

- Cuvette avec porte-verre en céramique rotatif sur 160° amovible et pouvant être stérilisé en autoclave.
- Fontaines remplissage de verre et lavage cuvette amovibles et pouvant être stérilisées en autoclave.
- Aspiration pré-équipée pour anneau humide ou liquide.
- Safe spray

FAUTEUIL AGO4E

- Fauteuil électromécanique avec accoudoir gauche blanc.
- 4 mouvements guidés (montée - descente de l'assise, montée - descente du dossier).
- 4 positions programmables.
- Mouvement du dossier avec Trendelemburg compensé.
- Têtière avec double articulation.
- Sécurités anti-écrasement pour la base et le dossier.
- Kit de stabilité.
- Filtre LGB.

PEDALE MULTIFONCTIONS

- Activation et réglage de la vitesse ou puissance des instruments.
- Activation spray et chip air.
- Activation des mouvements du fauteuil et de ses programmes.
- Activation des programmes automatiques de rinçage et retour à la dernière position.

ÉCLAIRAGE À LED MAIA

- Intensité lumineuse 35000 lux, température de couleur 5000° K.
- Poignées amovibles et pouvant être stérilisées en autoclave.
- Rotation sur 2 axes.



GRATUIT

ÉCLAIRAGE À LED MAIA

Avec la technologie à LED, l'équilibrage parfait du système de rotation, permet un excellent positionnement du faisceau lumineux. La définition précise du spot lumineux élimine l'éblouissement, et protège de la sorte les yeux de vos patients.

- Intensité lumineuse de 3.000 à 35.000 lux.
- Température de couleur 5.000 K.
- Dimensions spot lumineux 85 x170 mm.
- Rotation sur 2 axes.

DETARTEUR SATELEC OU EMS

Il permet d'obtenir une puissance diversifiée selon les applications. Les mouvements linéaires de l'instrument et l'uniformité de la puissance de sortie permettent d'optimiser l'efficacité du traitement et d'augmenter le confort du patient.

PRIX CATALOGUE

€ 26.158

REPRISE EURODENT

€ 10.800

À PARTIR DE
€ 272,92*

PRIX FINAL
€ 15.358,00

* 60 loyers mensuels.
Tous les prix s'entendent TTC applicables en France.
Transport et montage exclus. Fiches de présentation, taux et condition auprès de l'organisme de crédit.

Promotion valable jusqu'au 31/12/2019

EURODENT

Improving Water

SYSTEME D'ULTRAFILTRATION MOLECULAIRE POUR L'ELIMINATION TOTALE DES CHARGEURS DE BATTERIE DE L'EAU DU RESEAU DE L'EQUIPEMENT DENTAIRE.

Eurodent, depuis toujours attentive et sensible à l'hygiène et à la sécurité sur le lieu de travail, est la première entreprise à vous offrir la possibilité d'installer sur tous les équipements dentaires le filtre LGB, un dispositif de filtrage protégé a hoc pour la prévention de la légionellose dans le secteur dentaire.

LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- Élimine totalement les charges bactériennes

et les virus dans l'eau du réseau qui alimente le circuit de l'eau de l'équipement dentaire.

Le filtre LGB est certifié par le Département d'hygiène et de Santé Publique de l'Université de Parme, qui en a validé aussi la durée d'efficacité maximale en service.

- Blocage total de toutes les microparticules d'une taille supérieure à 0,05 micron (sable fin, grumeaux de calcaire, algues et résidus

organiques) présentes dans l'eau du réseau, en protégeant les valves anti-reflux et les instruments rotatifs contre des occlusions possibles. Le filtrage LGB Swipure est certifié CE, NSF et TUV.

- Autre aspect important. Le dispositif est doté de substances purifiantes qui rendent potable l'eau à la sortie, en garantissant de fait la pureté à 100 % de l'eau de service amenée au fauteuil.

- Le filtre est certifié aussi pour Pseudomonas aeruginosa.

- Un indice supplémentaire de sécurité est constitué par l'indication de durée des filtres qui a été certifiée à 8000 litres en service et à 1 année de fonctionnement.

Indice attesté par des organes institutionnels agréés.

LGB, vous protège dans tous les sens. du point de vue légal, car il vous décharge de toute responsabilité. et du point de vue hygiénique, parce qu'il protège l'équipement dentaire et le patient contre le risque de contamination. une double sécurité signée Eurodent.



€ 1.188*
AU LIEU DE € 1.800*

* Tous les prix s'entendent TTC applicables en France.

**pour Isoplus (PR05130)
pour Absolute (PR05160)**

VALVE DURR
POUR LE
DRAINAGE
DE LA VASQUE

SUR LA MACHINE



MAJORATION
€ 868*

* Tous les prix s'entendent TTC applicables en France.

**pour Isoplus (PR05110)
pour Absolute (PR05170)**

SEPARATEUR
D'AMALGAME
DURR - CAS1

SUR LA MACHINE



MAJORATION
€ 2.232*

* Tous les prix s'entendent TTC applicables en France.

**pour Absolute
(PR05060)**

SEPARATEUR
D'AMALGAME
METASYS - MST1

SUR LA MACHINE



MAJORATION
€ 2.472*

* Tous les prix s'entendent TTC applicables en France.

PROMO BEST WORK

Heures de travail assis sur le tabouret.

Nous avons également pensé au confort de l'équipe dentaire, car une posture correcte et une position de travail optimale sont essentielles pour préserver la santé et la qualité du travail.



SYNCRO T5

Le siège anatomique et le mouvement synchronisé du dossier permettent au dentiste d'être assis dans la position la plus confortable et la plus correcte.

PRIX CATALOGUE **€ 850***

REMISE EURODENT **€ 180**

PRIX FINAL
€ 670

(*) Tabouret configuré sans repose-pieds.



ASSIST

Le siège rond et le dossier-bras semi-rond permettent à l'assistant d'être confortablement assis, tout en maintenant le maximum de rapidité dans les opérations.

PRIX CATALOGUE **€ 580***

REMISE EURODENT **€ 120**

PRIX FINAL
€ 460

(*) Tabouret configuré sans repose-pieds.



HARLEY

Similar en sus formas à un siège d'une moto, permite equilibrar perfectamente el peso sobre la columna vertebral y asumir una posición que reduce al mínimo el esfuerzo de los ligamentos y as articulaciones.

PRIX CATALOGUE **€ 648***

REMISE EURODENT **€ 140**

PRIX FINAL
€ 508

(*) Tabouret configuré sans repose-pieds.

LES TABOURETS SONT CONFIGURABLES AVEC:



UNE COMMAND AU PIED



UNE ANNEAU REPOSE PIEDS



SANS REPOSE PIEDS

EURODENT SPECIALIST: TOUT CE QUI EST NECESSAIRE

Contactez-nous pour savoir où se trouve l'Eurodent Specialist le plus proche!
Vous y trouverez des conseils qualifiés, une assistance technique impeccable
et ponctuelle, un service dédié aux pièces de rechange
pour maintenir votre unité dentaire en bon état de fonctionnement
et un partenaire pour résoudre tous les problèmes techniques/administratifs.

Ce sont des spécialistes du secteur,
qui connaissent votre travail et parlent votre langue.

La solution que vous cherchez est ici.

EURODENT[®]
Treat yourself!

Via Rossini, 26
40055 Villanova di Castenaso (BO), Italy
Tel. +39 051 780465
Fax +39 051 781625
eurodent@eurodent.it

www.eurodent.it