

EURODENT

Juillet 2021

Treat yourself!

Saisir l'instant:
découvrez les offres
sur toute la gamme
des unités dentaires
Eurodent

NOUVEAUTÉ
ISO/OS, le cabinet
de chirurgie orale

NOUVEAUTÉ
ISOFLEX, l'unité dentaire à
l'ergonomie SUR-MESURE

ISO/OS: VOTRE CABINET CHIRURGICAL INTÉGRÉ

NOUVEAU




ISOCART:

Doté de 5 compartiments d'instruments, il peut être équipé selon les exigences du praticien. Il permet l'utilisation d'eau distillée destinée aux pulvérisateurs des instruments.



EDGE EOM:

Fauteuil chirurgical actionné par 4 moteurs linéaires au moyen d'une commande à pédale multifonctions sans fil. Avec système de Trendelenburg et rails latéraux.



Lampe LED de dernière génération garantissant une lumière froide, une longue durée et une faible consommation d'énergie. La zone de travail est éclairée de façon idéale, ce qui garantit d'excellentes conditions de travail et de confort.



Aspiration sélective et précise du sang, des tissus et des fragments osseux. Équipé d'un double réservoir, pour assurer une meilleure continuité de travail et l'absence de temps d'arrêt.



Le meuble devient un élément d'organisation, d'ordre et d'efficacité, assurant la disponibilité immédiate des instruments.



Un projet ambitieux, qu'Eurodent met à la disposition des professionnels qui exigent les meilleurs outils et les meilleurs équipements dans le domaine de la chirurgie orale.

ISOFLEX: L'ERGONOMIE SUR MESURE

NOUVEAU



Eurodent connaît l'importance de l'ergonomie. Il l'a maintenant portée au plus haut niveau avec ISOFLEX : ce nouveau concept de travail permet au praticien de toujours trouver la position optimale autour du patient, grâce à un système qui s'adapte aux différentes disciplines et habitudes de travail. La liberté offerte par ISOFLEX favorise une flexibilité et une fluidité maximales au travail, permettant d'obtenir toujours le meilleur résultat en termes de traitement.

À PARTIR DE

€ 7.008

Tous les prix s'entendent TTC applicables en France.
Transport et montage exclus.
Promotion valable jusqu'au 31/12/2021

EURODENT®

Treat yourself!

UNITE DENTAIRE ISOPLUS



Les photos sont indicatives, pour les besoins de la promotion la description est valable

PROMO ESSENTIAL

CONSOLE DENTISTE

- Réglage indépendant de la puissance et des sprays de chaque instrument.
- Système de sécurité pour la sélection automatique des instruments.
- Dispositif Anti Retraction Valve aux instruments.
- Clavier à membrane pour le contrôle de:
 - Mouvement fauteuil et activation des programmes de ce dernier,
 - Allumage et extinction lampe scialytique,
 - Remplissage gobelet et lavage crachoir temporisés,
 - Activation des programmes automatiques de rinçage et retour à la dernière position,
 - Contrôle de toutes les fonctions des instruments.
- Poignée de mouvement amovible et pouvant être stérilisée en autoclave.
- Pose instruments en silicone.
- Tablette porte-plateau sur bras articulé.

INSTRUMENTATION

- Module avec seringue air - eau - spray.
- Module pour turbine à fibres optiques.
- Module avec micromoteur à induction EU 033
- Detartreur Satelec ou EMS.

CONSOLE ASSISTANTE

- Double bras articulé.
- 1 canule pour aspiration chirurgicale et 1 canule pour aspiration de salive.
- Clavier à membrane pour le contrôle de:
 - Mouvement fauteuil et activation des programmes de ce dernier,
 - Allumage et extinction lampe scialytique,
 - Remplissage gobelet et lavage crachoir temporisés,
 - Activation des programmes automatiques de rinçage et retour à la dernière position.
- Poignée de mouvement amovible et pouvant être stérilisée en autoclave.

PARTIE CRACHOIR

- Cuvette avec porte-verre en céramique rotatif sur 160° amovible et pouvant être stérilisé en autoclave.
- Fontaines remplissage de verre et lavage cuvette amovibles et pouvant être stérilisées en autoclave.
- Aspiration pré-équipée pour anneau humide ou liquide.

FAUTEUIL AG04

- Fauteuil électromécanique avec accoudoir gauche blanc.
- 4 mouvements guidés (montée - descente de l'assise, montée - descente du dossier).
- 4 positions programmables.
- Mouvement du dossier avec Trendelenburg compensé.
- Tête avec double articulation.
- Sécurités anti-écrasement pour la base et le dossier.
- Kit de stabilité.

PEDALE MULTIFONCTIONS

- Activation et réglage de la vitesse ou puissance des instruments.
- Activation spray et chip air.

ÉCLAIRAGE À LED EU MAIA

- Intensité lumineuse 35000 lux, température de couleur 5000° K.
- Poignées amovibles et pouvant être stérilisées en autoclave.
- Rotation sur 2 axes.

REMISE
40%
PROFITEZ - EN

ÉCLAIRAGE À LED EU MAIA

- Avec la technologie à LED, l'équilibrage parfait du système de rotation, permet un excellent positionnement du faisceau lumineux. La définition précise du spot lumineux élimine l'éblouissement, et protège de la sorte les yeux de vos patients.
- Intensité lumineuse de 3.000 à 35.000 lux.
 - Température de couleur 5.000 K.
 - Dimensions spot lumineux 85 x 170 mm.
 - Rotation sur 2 axes.
 - Réglage de l'intensité lumineuse.
 - Avec parabole réfléchissante.
 - Poignées amovibles et pouvant être stérilisées en autoclave.



VALEUR COMMERCIALE
€ 2.160

OFFERT AVEC LA PROMO

DETARTEUR SATELEC OU EMS

À une puissance diversifiée selon les applications.



Les mouvements linéaires de l'instrument et l'uniformité de la puissance de sortie permettent d'optimiser l'efficacité du traitement et d'augmenter le confort du patient.

VALEUR COMMERCIALE
€ 2.016

OFFERT AVEC LA PROMO

MOTEUR À INDUCTION EU 033

Micromoteur à induction EU033 pour la dentisterie conservatrice classique, les préparations et la prophylaxie. Lumière LED.



Vitesse de rotation comprise entre 1.000 et 40.000 tr/min. Couple: 3,5 Nw/cm.

MADE IN SWITZERLAND
3 ANS DE GARANTIE

€ 2.533

OFFERT AVEC LA PROMO

PRIX CATALOGUE **€ 27.000**

-40% REMISE

PRIX FINAL **€ 16.200**

MENSUELS À SEULEMENT **€ 247***

* 72 loyers mensuels. Tous les prix s'entendent TTC applicables en France. **Transport et montage exclus.** Fiches de présentation, taux et condition auprès de l'organisme de crédit.
Promotion valable jusqu'au 31/12/2021

EURODENT®

Treat yourself!

UNITE DENTAIRE ISOPLUS

3 ANS
GARANTIE 3 ANS
GARANTIE 3 ANS

Les photos sont indicatives, pour les besoins de la promotion la description est valable



SELLERIE MÉMOIRE DE FORME

Grâce aux caractéristiques du matériel utilisé, le volume de la surface du fauteuil augmente en s'adaptant à la corpulence du patient et en distribuant uniformément la pression.

VALEUR COMMERCIALE

€ 1.320

OFFERT AVEC LA PROMO

ÉCLAIRAGE À LED EU MAIA

Avec la technologie à LED, l'équilibre parfait du système de rotation, permet un excellent positionnement du faisceau lumineux. La définition précise du spot lumineux élimine l'éblouissement, et protège de la sorte les yeux de vos patients.

- Intensité lumineuse de 3.000 à 35.000 lux.
- Température de couleur 5.000 K.
- Dimensions spot lumineux 85 x 170 mm.
- Rotation sur 2 axes.
- Réglage de l'intensité lumineuse.
- Avec parabole réfléchissante.
- Poignées amovibles et pouvant être stérilisées en autoclave.

VALEUR COMMERCIALE

€ 2.160

OFFERT AVEC LA PROMO

DETARTEUR SATELEC OU EMS

Aune puissance diversifiée selon les applications.



Les mouvements linéaires de l'instrument et l'uniformité de la puissance de sortie permettent d'optimiser l'efficacité du traitement et d'augmenter le confort du patient.

VALEUR COMMERCIALE

€ 2.016

OFFERT AVEC LA PROMO

MOTEUR À INDUCTION EU 033

Micromoteur à induction EU033 pour la dentisterie conservatrice classique, les préparations et la prophylaxie. Lumière LED.



Vitesse de rotation comprise entre 1.000 et 40.000 tr/min. Couple: 3,5 Nw/cm.

MADE IN SWITZERLAND
3 ANS DE GARANTIE

VALEUR COMMERCIALE

€ 2.533

OFFERT AVEC LA PROMO

SAFESPRAY

Un récipient pressurisé qui requière l'utilisation d'eau distillée (éventuellement mélangée avec du désinfectant) destiné aux sprays de tous les instruments de la tablette praticien et de la seringue assistante.



VALEUR COMMERCIALE

€ 427

OFFERT AVEC LA PROMO

LAMPE A POLYMÉRISER EU-H

Lampe à polymériser EU-H avec deux programmes (orthodontique et standard) avec des puissances réglables de 1000 à 1800 mW/cm² et une longueur d'onde de 420 nm à 480 nm



VALEUR COMMERCIALE

€ 600

OFFERT AVEC LA PROMO

PROMO MUST

CONSOLE DENTISTE

- Réglage indépendant de la puissance et des sprays de chaque instrument.
- Système de sécurité pour la sélection automatique des instruments.
- Dispositif Anti Retraction Valve aux instruments.
- Clavier à membrane pour le contrôle de:
 - Mouvement fauteuil et activation des programmes de ce dernier,
 - Allumage et extinction lampe scialytique,
 - Remplissage gobelet et lavage crachoir temporisés,
 - Activation des programmes automatiques de rinçage et retour à la dernière position,
 - Contrôle de toutes les fonctions des instruments.
- Poignée de mouvement amovible et pouvant être stérilisée en autoclave.
- Pose instruments en silicone.
- Tablette porte-plateau sur bras articulé.

INSTRUMENTATION

- Module avec seringue air - eau - spray.
- Module pour turbine à fibres optiques.
- Module avec micromoteur à induction EU 033
- Detarteur Satelec ou EMS.
- Lampe à polymériser EU-H.

CONSOLE ASSISTANTE

- Double bras articulé.
- 1 canule pour aspiration chirurgicale et 1 canule pour aspiration de salive.
- Clavier à membrane pour le contrôle de:
 - Mouvement fauteuil et activation des programmes de ce dernier,
 - Allumage et extinction lampe scialytique,
 - Remplissage gobelet et lavage crachoir temporisés,
 - Activation des programmes automatiques de rinçage et retour à la dernière position.
- Poignée de mouvement amovible et pouvant être stérilisée en autoclave.

PARTIE CRACHOIR

- Cuvette avec porte-verre en céramique rotatif sur 160° amovible et pouvant être stérilisé en autoclave.
- Fontaines remplissage de verre et lavage cuvette amovibles et pouvant être stérilisées en autoclave.
- Aspiration pré-équipée pour anneau humide ou liquide avec vanne de sélection pour aspiration centralisée.
- Safespray

FAUTEUIL AGO4

- Fauteuil électromécanique avec accoudoir gauche blanc.
- 4 mouvements guidés (montée - descente de l'assise, montée - descente du dossier).
- 4 positions programmables.
- Mouvement du dossier avec Trendeleburg compensé.
- Tête avec double articulation.
- Sécurités anti-écrasement pour la base et le dossier.
- Kit de stabilité.
- Sellerie mémoire de forme

PEDALE MULTIFONCTIONS

- Activation et réglage de la vitesse ou puissance des instruments.
- Activation spray et chip air.

ÉCLAIRAGE À LED EU MAIA

- Intensité lumineuse 35000 lux, température de couleur 5000° K.
- Poignées amovibles et pouvant être stérilisées en autoclave.
- Rotation sur 2 axes.

PRIX CATALOGUE € 29.062

-40% REMISE

PRIX FINAL € 17.437

MENSUELS À SEULEMENT € 266*

* 72 loyers mensuels. Tous les prix s'entendent TTC applicables en France. Transport et montage exclus. Fiches de présentation, taux et condition auprès de l'organisme de crédit. Promotion valable jusqu'au 31/12/2021

EURODENT®

Treat yourself!

UNITE DENTAIRE ISOTRON

3 ANS
GARANTIE 3 ANS

Les prix sont indicatifs, pour les besoins de la promotion la description est valable

PROMO ADVANCED

CONSOLE DENTISTE

- Réglage indépendant de la puissance et des sprays de chaque instrument.
- Système de sécurité pour la sélection automatique des instruments.
- Dispositif Anti Retraction Valve aux instruments.
- **Afficheur pour le contrôle de tous les paramètres des instruments en fonction des exigences.**
- **Ecran tactile capacitif pour le contrôle de:**
 - **Mouvement du fauteuil et activation de ses programmes,**
 - **Allumage et extinction de la lampe scialytique,**
 - **Remplissage du gobelet et lavage du bassin temporisés,**
 - **Activation des programmes automatiques de rinçage et retour à la dernière position,**
 - **Contrôle de toutes les fonctions des instruments.**
- Pose instruments en silicone et poignées de mouvement escamotables et autoclavables.
- Tablette porte-plateau sur bras articulé.

INSTRUMENTATION

- Module avec seringue air - eau - spray.
- Module pour turbine à fibres optiques.
- **Module avec micromoteur électrique EU 093 à induction avec contrôle de couple et double led UV blanche et bleue.**
- Detartreur Satelec ou EMS.
- Lampe à polymériser EU-H.

CONSOLE ASSISTANTE

- Double bras articulé.
- 1 canule pour aspiration chirurgicale et 1 canule pour aspiration de salive.
- Clavier à membrane pour le contrôle de:
 - **Mouvement fauteuil et activation des programmes de ce dernier,**
 - **Allumage et extinction lampe scialytique,**
 - **Remplissage gobelet et lavage crachoir temporisés,**
 - **Activation des programmes automatiques de rinçage et retour à la dernière position.**
- Poignée de mouvement amovible et pouvant être stérilisée en autoclave.

PARTIE CRACHOIR

- Cuvette avec porte-verre en céramique rotatif sur 160° amovible et pouvant être stérilisé en autoclave.
- Fontaines remplissage de verre et lavage cuvette amovibles et pouvant être stérilisées en autoclave.
- Aspiration pré-équipée pour anneau humide ou liquide avec vanne de sélection pour aspiration centralisée.
- Safe spray

FAUTEUIL AGO4-ISOTRON

- Fauteuil électromécanique avec accoudoir gauche blanc.
- 4 mouvements guidés (montée - descente de l'assise, montée - descente du dossier).
- 4 positions programmables.
- Mouvement du dossier avec Trendeleburg compensé.
- Tête avec double articulation.
- Sécurités anti-écrasement pour la base et le dossier.
- Kit de stabilité.

PÉDALIER SANS FIL MULTIFONCTIONS

- Activation et réglage de la vitesse ou puissance des instruments.
- Activation spray et chip air.
- Activation des mouvements du fauteuil et de ses programmes.
- Activation des programmes automatiques de rinçage et retour à la dernière position.
- Possibilité de personnaliser les commandes selon les exigences.

ÉCLAIRAGE À LED EU MAIA

- Intensité lumineuse 35000 lux, température de couleur 5000° K.
- Poignées amovibles et pouvant être stérilisées en autoclave.
- Rotation sur 2 axes.

REMISE
40%
PROFITEZ - EN

ÉCLAIRAGE À LED EU MAIA

Avec la technologie à LED, l'équilibre parfait du système de rotation, permet un excellent positionnement du faisceau lumineux. La définition précise du spot lumineux élimine l'éblouissement, et protège de la sorte les yeux de vos patients.

- Intensité lumineuse de 3.000 à 35.000 lux.
- Température de couleur 5.000 K.
- Dimensions spot lumineux 85 x 170 mm.
- Rotation sur 2 axes.
- Réglage de l'intensité lumineuse.
- Avec parabole réfléchissante.
- Poignées amovibles et pouvant être stérilisées en autoclave.



VALEUR COMMERCIALE
€ 2.160

OFFERT AVEC LA PROMO

DETARTEUR SATELEC OU EMS

Aune puissance diversifiée selon les applications.



Les mouvements linéaires de l'instrument et l'uniformité de la puissance de sortie permettent d'optimiser l'efficacité du traitement et d'augmenter le confort du patient.

VALEUR COMMERCIALE
€ 2.016

OFFERT AVEC LA PROMO

MOTEUR À INDUCTION EU 093

Pour l'endodontie et la chirurgie: vitesse de rotation comprise entre 80 et 40.000 tr/min. Le premier micromoteur dentaire à double lumière LED UV blanche et bleue. Couple: 3,5 N/cm

- élimination des anciennes restaurations en composite, permet de comprendre si la résine a été complètement éliminée lors du forage;
- outil de détection des caries pendant le forage;
- finition et polissage des composites et facilitation de l'élimination des ciments adhésifs;
- contrôle post-opérateur des marges de remplissage du composite.

**MADE IN SWITZERLAND
GARANTIE DE 3 ANS**



VALEUR COMMERCIALE
€ 3.252

OFFERT AVEC LA PROMO

SAFESPRAY

Un récipient pressurisé qui requière l'utilisation d'eau distillée (éventuellement mélangée avec du désinfectant) destiné aux sprays de tous les instruments de la tablette praticien et de la seringue assistante.



VALEUR COMMERCIALE
€ 427

OFFERT AVEC LA PROMO

LAMPE A POLYMERISER EU-H

Lampe à polymériser EU-H avec deux programmes (orthodontique et standard) avec des puissances réglables de 1000 à 1800 mW/cm² et une longueur d'onde de 420 nm à 480 nm



VALEUR COMMERCIALE
€ 600

OFFERT AVEC LA PROMO

PRIX CATALOGUE **€ 31.380**

-40% REMISE

PRIX FINAL **€ 18.828**

MENSUELS À SEULEMENT **€ 288***

* 72 loyers mensuels. Tous les prix s'entendent TTC applicables en France. **Transport et montage exclus.** Fiches de présentation, taux et condition auprès de l'organisme de crédit. **Promotion valable jusqu'au 31/12/2021**

EURODENT®

Treat yourself!

UNITE DENTAIRE ABSOLUTE

3 ANS
GARANTIE 3 ANS

Les photos sont indicatives, pour les besoins de la promotion la description est valable

PROMO EXCELLENT

CONSOLE DENTISTE

- Contrôle indépendant de la vitesse et de la puissance des moteurs, des démarreurs et des sprays de tous les instruments.
- Système de sécurité pour la sélection automatique des instruments.
- Dispositif Anti Retraction Valve aux instruments.
- **Afficheur pour le contrôle de tous les paramètres des instruments en fonction des exigences.**
 - **Ecran tactile capacitif pour le contrôle de:**
 - **Mouvement du fauteuil et activation de ses programmes.**
 - **Allumage et extinction de la lampe scialytique.**
 - **Remplissage du gobelet et lavage du bassin temporisés.**
 - **Activation des programmes automatiques de rinçage et retour à la dernière position.**
 - **Contrôle de toutes les fonctions des instruments.**
- Pose instruments en silicone et poignées de mouvement escamotables et autoclavables.
- Tablette porte-plateau double sur bras articulé.

INSTRUMENTATION

- Module avec seringue air - eau - spray.
- Module pour turbine proportionnelle à fibres optiques.
- **Module avec micromoteur électrique EU 093 à induction avec LED blanc et bleu UV avec contrôle de couple.**
- Démarreur Satelec ou EMS.
- Lampe à polymériser EU-H.

CONSOLE ASSISTANTE

- Double bras articulé et pantographe.
- 1 canule pour aspiration chirurgicale et 1 canule pour aspiration de salive.
- Clavier à membrane pour le contrôle de:
 - Mouvement fauteuil et activation des programmes de ce dernier.
 - Allumage et extinction lampe scialytique.
 - Remplissage gobelet et lavage crachoir temporisés.
 - Activation des programmes automatiques de rinçage et retour à la dernière position.
- Pré-équipement pour 2 instruments supplémentaires : seringue et lampe de polymérisation.

PARTIE CRACHOIR

- Cuvette avec porte-verre en céramique rotatif sur 140° amovible et pouvant être stérilisé en autoclave.
- Fontaines remplissage de verre amovible et pouvant être stérilisées en autoclave.
- Aspiration pré-équipée pour anneau humide ou liquide avec vanne d'aspiration centralisée.
- Safespray.

FAUTEUIL AG04

- Fauteuil électromécanique avec accoudoir gauche blanc.
- 4 mouvements guidés (montée - descente de l'assise, montée - descente du dossier).
- 4 positions programmables.
- Mouvement du dossier avec Trendelemburg compensé.
- Têtière avec double articulation.
- Sécurités anti-écrasement pour la base et le dossier.

PÉDALIER SANS FIL MULTIFONCTIONS

- Activation et réglage de la vitesse ou puissance des instruments.
- Activation spray et chip air.
- Activation des mouvements du fauteuil et de ses programmes.
- Activation des programmes automatiques de rinçage et retour à la dernière position.
- Possibilité de personnaliser les commandes selon les exigences.

ÉCLAIRAGE À LED MAIA

- Intensité lumineuse 35000 lux, température de couleur 5000° K.
- Poignées amovibles et pouvant être stérilisées en autoclave.
- Rotation sur 2 axes.

REMISE
40%
PROFITEZ - EN

ÉCLAIRAGE À LED EU MAIA

Avec la technologie à LED, l'équilibre parfait du système de rotation, permet un excellent positionnement du faisceau lumineux. La définition précise du spot lumineux élimine l'éblouissement, et protège de la sorte les yeux de vos patients.

- Intensité lumineuse de 3.000 à 35.000 lux.
- Température de couleur 5.000 K.
- Dimensions spot lumineux 85 x 170 mm.
- Rotation sur 2 axes.
- Réglage de l'intensité lumineuse.
- Avec parabole réfléchissante.
- Poignées amovibles et pouvant être stérilisées en autoclave.



VALEUR COMMERCIALE
€ 2.160

OFFERT AVEC LA PROMO

DÉTARTEUR SATELEC OU EMS

Aune puissance diversifiée selon les applications.



Les mouvements linéaires de l'instrument et l'uniformité de la puissance de sortie permettent d'optimiser l'efficacité du traitement et d'augmenter le confort du patient.

VALEUR COMMERCIALE
€ 2.016

OFFERT AVEC LA PROMO

MOTEUR À INDUCTION EU 093

Pour l'endodontie et la chirurgie: vitesse de rotation comprise entre 80 et 40.000 tr/min. Le premier micromoteur dentaire à double lumière LED UV blanche et bleue. Couple: 3,5 N/cm

- élimination des anciennes restaurations en composite, permet de comprendre si la résine a été complètement éliminée lors du forage;
- outil de détection des caries pendant le forage;
- finition et polissage des composites et facilitation de l'élimination des ciments adhésifs;
- contrôle post-opérateur des marges de remplissage du composite.

MADE IN SWITZERLAND
GARANTIE DE 3 ANS



VALEUR COMMERCIALE
€ 3.252

OFFERT AVEC LA PROMO

SAFESPRAY

Un récipient pressurisé qui requière l'utilisation d'eau distillée (éventuellement mélangée avec du désinfectant) destiné aux sprays de tous les instruments de la tablette praticien et de la seringue assistante.



VALEUR COMMERCIALE
€ 382

OFFERT AVEC LA PROMO

LAMPE A POLYMÉRISER EU-H

Lampe à polymériser EU-H avec deux programmes (orthodontique et standard) avec des puissances réglables de 1000 à 1800 mW/cm² et une longueur d'onde de 420 nm à 480 nm



VALEUR COMMERCIALE
€ 600

OFFERT AVEC LA PROMO

PRIX CATALOGUE **€ 39.020**

-40% REMISE

PRIX FINAL **€ 23.412**

MENSUELS À SEULEMENT **€ 358***

* 72 loyers mensuels. Tous les prix s'entendent TTC applicables en France. **Transport et montage exclus.** Fiches de présentation, taux et condition auprès de l'organisme de crédit. **Promotion valable jusqu'au 31/12/2021**

APPUI-TÊTE BIOS : EMPLACEMENT OPTIMAL POUR LE TRAVAIL, CONFORT POUR LE PATIENT



L'appui-tête Bios (en option), grâce à ses caractéristiques particulières de mobilité et de verrouillage, **permet de positionner correctement la tête du patient, accompagnant ses mouvements articulaires, obtenant ainsi un confort maximal.**

Une configuration opératoire correcte et un patient confortable et détendu vous permettent d'opérer avec plus de tranquillité et de sécurité.

Grâce au dispositif pneumatique de Bios, il est possible **de déplacer, d'adapter et de verrouiller rapidement l'appui-tête dans la position optimale** sans le minimum d'effort et sans serrer les verrous mécaniques. Les mouvements de Bios suivent l'articulation orbitale des vertèbres impliquées.

Bios permet d'obtenir avec une grande précision et stabilité toutes les positions et configurations de fonctionnement.

RELAX = CONFIANCE

«Eurodent sait quelle importance j'attache au fait que mes patients soient relaxés et satisfaits pendant le traitement. C'est ainsi qu'elle a créé cet équipement dentaire, qui m'aide à conquérir la confiance de mes clients.»

*Dr Maurice Soudry
Marseille, France*

Votre Eurodent Specialist est :

EURODENT

F R A N C E

Area Manager France

Bertrand Havard - mobile +33 679 28 43 16

mail: eurodent.fr@eurodent.it



www.eurodent.it

