

CONSOLLE ODONTOIATRA

- Regolazione indipendente della velocità e della potenza dei motori, degli ablatori e degli spray di tutti gli strumenti.
- Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
- Dispositivo anti retraction valve agli strumenti.
- **Display per il controllo di tutti i parametri degli strumenti in funzione delle proprie esigenze.**
- **Touch screen capacitivo per il controllo di:**
 - **Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa.**
 - **Accensione e spegnimento lampada scialitica.**
 - **Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati.**
 - **Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".**
 - **Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.**
- Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Tavoletta portatray doppia su braccio articolato.

STRUMENTAZIONE

- Modulo con siringa aria - acqua - spray.
- Modulo per turbina proporzionale a fibre ottiche.
- Modulo con micromotore brushless EU33 a induzione con controllo di coppia e doppio led bianco e blu UV.
- Ablatore piezoelettrico TKD.

CONSOLLE ASSISTENTE

- Doppio braccio articolato e pantografato.
- Due canule per aspirazione chirurgica.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
- Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa.
- Accensione e spegnimento lampada scialitica.
- Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Predisposizione per ulteriori 2 strumenti: siringa e lampada polimerizzante.

GRUPPO IDRICO

- Bacinella in ceramica rotante di 140° estraibile e autoclavabile.
- Fontanella riempimento bicchiere asportabile e autoclavabile.
- Aspirazione predisposta per anello umido o liquido, completa di valvola per aspirazione centralizzata.
- Safespray.

POLTRONA AG04

- Poltrona elettromeccanica completa di bracciolo sinistro bianco.
- 4 movimenti guidati (salita-discesa della seduta, salita-discesa dello schienale)
- 4 posizioni programmabili.
- Trendelemburg sincronizzato allo schienale.
- Appoggiatesta con doppia articolazione.
- Sicurezze antischiacciamento per base e spalliera.

PEDALIERA WIRELESS MULTIFUNZIONE

- Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
- Attivazione spray e chip air.
- Attivazione dei movimenti della poltrona e dei programmi della stessa.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Possibilità di personalizzare i comandi secondo le proprie esigenze.

LAMPADA SCIALITICA A LED MAIA

- Intensità luminosa 35000 lux, temperatura di colore 5000° K.
- Maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Rotazione su 2 assi.



**Garanzia
anni 3**

IN OMAGGIO

LAMPADA A LED MAIA

La tecnologia a LED e il perfetto bilanciamento del sistema di rotazione, permettono un ottimo posizionamento del fascio luminoso. L'accurata definizione dello spot luminoso elimina l'abbagliamento, tutelando gli occhi dei vostri pazienti.

- Intensità luminosa da 3.000 a 35.000 lux.
- Temperatura di colore 5.000° K.
- Dimensioni spot luminoso 85 x170 mm.
- Rotazione su 2 assi.



SAFESPRAY

Un contenitore pressurizzato che consente l'utilizzo di acqua distillata (eventualmente addizionata con igienizzanti) destinata agli spray di tutti gli strumenti della tavoletta medico e della siringa assistente.



ABLATORE TKD

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico, piena compatibilità con la gamma di inserti EMS e Satelec. Il trasduttore in titanio del manipo assicura elevata affidabilità e migliore resa in potenza. Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali.



8,00
€
giorno

VALORE RIUNITO
€. 23.990

SCONTO
- **€. 9.000**

PREZZO FINALE
€. 14.990

AL MESE A SOLI
€. 238,42*

*Rata indicizzata su 72 canoni mensili.
Trasporto, montaggio e IVA esclusi.
Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l'ente erogante.

Promozione valida fino al 31/12/2020