

EURODENT

Aprile 2021

Treat yourself!

APPROFITTA

*degli **sconti del 50%**
su tutti i riuniti
e dello straordinario
incentivo fiscale 2021*

- ***beni strumentali 4.0 con
credito d'imposta del 50%***





Le foto sono indicative, ai fini della promozione vale la descrizione.

PROMO DIGITAL 4.0

- CONSOLLE ODONTOIATRA**
- Regolazione indipendente della potenza e degli spray di ogni strumento.
 - Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
 - Dispositivo Anti Retraction Valve agli strumenti.
 - Tastiera a membrana per il controllo di:
 - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
 - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
 - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
 - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position",
 - Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.
 - Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
 - Tavoleta portatray su braccio articolato.

- STRUMENTAZIONE**
- Modulo con siringa aria - acqua - spray.
 - Modulo per turbina a fibre ottiche.
 - Modulo con micromotore elettrico ad induzione EU033.
 - Ablatore EU Led P-E.

- CONSOLLE ASSISTENTE**
- Doppio braccio articolato.
 - Due canule per aspirazione chirurgica.
 - Alloggiamento per strumento supplementare.
 - Tastiera a membrana per il controllo di:
 - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
 - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
 - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
 - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
 - Maniglia di movimentazione asportabile We autoclavabile.

- GRUPPO IDRICO**
- Bacinella in ceramica rotante di 180° estraibile e autoclavabile.
 - Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella asportabili e autoclavabili.
 - Aspirazione predisposta per anello umido o liquido.

- POLTRONA AGO4**
- Poltrona elettromeccanica completa di braccio sinistro bianco.
 - 4 movimenti guidati (salita - discesa della seduta, salita - discesa dello schienale)
 - 4 posizioni programmabili.
 - Trendelemburg sincronizzato allo schienale.
 - Appoggiatesta con doppia articolazione.
 - Sicurezze antischiacciamento per base e spalliera.
 - Stability Kit.

- PEDALIERA MULTIFUNZIONE**
- Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
 - Attivazione spray e chip air.
 - Attivazione dei movimenti della poltrona e dei programmi della stessa.
 - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".

- LAMPADA SCIALITICA A LED EU MAIA**
- Intensità luminosa 35000 lux , temperatura di colore 5000° K.
 - Maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
 - Rotazione su 2 assi.

- PACCHETTO DIGITAL 4.0**
- PC integrato EU Medical
 - Telecamera intraorale EU

**APPROFITTA NE
SCONTO
50%
+
INCENTIVI
FISCALI**

LAMPADA CON TELECAMERA EU ALYA-CAM

Lampada operatoria Alya con telecamera e Theia Tech, lampada a led integrata nel braccio che offre un'adeguata illuminazione sull'intera area di lavoro. Lampada a led con regolazione dell'intensità da 3.000 a 50.000 lux e CRI 97, per una reale percezione dei colori. Software nativo dall'utilizzo facile e intuitivo per Windows, Mac ed Android.

- Condivisione del materiale video e fotografico con tutto il team attraverso l'inoltro di una semplice mail
- Possibilità di condividere, rivedere e rendere accessibili i diversi report sulle principali tipologie di device
- Inquadratura primaria direttamente sulla zona d'interesse (cavo orale)
- Zoom adeguato per l'area lavorativa.



VALORE COMMERCIALE
€ 6.180

**PREZZO AGGIUNTIVO IN ALTERNATIVA
ALLA TELECAMERA INTRAORALE € 3.299**

PC INTEGRATO EU MEDICAL

Pc integrato da 18,5" con monitor touchscreen, risoluzione 1366x768 pixel, VESA 100x100mm, processore Intel I3 Dual core, disco rigido SSD 128GB, RAM 4GB, LAN 10/100/1000 MBPS, Wireless LAN, alimentatore 12v separato, Windows 10 Professional, sistema di sterilizzazione LED UVC incorporata. Certificazione frontale impermeabile IP65 + EN6060112:2015 93/42/EEC.



VALORE COMMERCIALE
€ 3.100

**IN OMAGGIO
CON L'OFFERTA**

Completo di mouse e mini tastiera wireless
Completo di braccio fisso 120 mm
Completo di blocchetto regolabile e cablaggio per PC

TELECAMERA INTRAORALE EU

Video camera intraorale digitale usb, sensore Cmos con lenti liquide. Risoluzione VGA, HD e FULL HD. Dal manipo è possibile controllare intensità led, funzione RX, autofocus digitale automatico in continuo/manuale prescatto e gyromouse a due tasti.



VALORE COMMERCIALE
€ 1.200

**IN OMAGGIO
CON L'OFFERTA**

Programmabile per utilizzo con software di immagini più comuni
Driver Twain avanzato

**A SOLI
AL MESE € 220,97***

*Rata indicizzata su 72 canoni mensili. Assicurazione All Risks compresa. **Transporto, montaggio e IVA esclusi.** Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l'ente erogante.

Promozione valida fino al 30/06/2021

VALORE RIUNITO € 25.996

-50% SCONTO

PREZZO SCONTATO € 12.998

-50% CREDITO D'IMPOSTA per srl odontoiatriche

COSTO REALE € 6.499

POGGIATESTA BIOS: POSIZIONE OTTIMALE PER IL LAVORO, COMFORT PER IL PAZIENTE



Il poggiatesta Bios, grazie alle sue peculiari caratteristiche di mobilità e bloccaggio, **consente di posizionare correttamente la testa del paziente accompagnandone i movimenti articolari, ottenendo così il massimo comfort.**

Un corretto assetto operativo ed un paziente comodo e rilassato, permettono di operare con più tranquillità e sicurezza.

Grazie al dispositivo pneumatico di Bios è possibile **movimentare, adattare e bloccare rapidamente il poggiatesta nella posizione ottimale** senza il minimo sforzo e senza stringere blocchi meccanici. Le movimentazioni di Bios seguono l'articolazione orbitale delle vertebre interessate.

Bios permette di ottenere con grande precisione e stabilità ogni posizione ed assetto operativo.

APPROFITTA DEGLI STRAORDINARI INCENTIVI FISCALI 2021

Beni strumentali 4.0 (ex iper)

SEI UNA SRL ODONTOIATRICA?

Se acquisti un riunito Eurodent 4.0 interconnesso, esso produrrà un **credito d'imposta del 50%**, ma solo se ad acquistarlo sarà una srl odontoiatrica (non applicabile allo studio professionale). I termini di fruibilità del credito d'imposta è di 3 anni.

Credito d'imposta 10% (ex super)

**SEI UNO STUDIO TRADIZIONALE
O UNA SRL ODONTOIATRICA?**

Se acquisti un riunito Eurodent, esso produrrà un **credito d'imposta del 10%**, fruibile in un solo anno e a compensazione immediata. Il vantaggio fiscale è immediatamente spendibile nello stesso anno in cui viene fatto l'investimento.

**Contattaci per maggiori informazioni e/o consulta il tuo commercialista.
Il beneficio fiscale termina il 31 dicembre 2021.**

SCEGLIAMO ITALIANO

Via Rossini, 26 - 40055 Villanova di Castenaso (BO)

Tel. 051 780465 - Fax 051 781625

eurodent@eurodent.it - www.eurodent.it



EURODENT®

Treat yourself!