

EURODENT

Aprile 2021

Treat yourself!

APPROFITTA

*degli **sconti del 50%**
su tutti i riuniti
e degli straordinari
incentivi fiscali 2021*

- ***beni strumentali 4.0 con
credito d'imposta del 50%***
- ***credito d'imposta del 10%***

NOVITÀ

**ISO/OS, lo studio di
chirurgia orale**

NOVITÀ

**ISOFLEX, il riunito dentale
con ergonomia BESPOKE**

ISO/OS: IL TUO STUDIO CHIRURGICO INTEGRATO

NOVITÀ




ISOCART:

Dotato di 5 vani strumenti, può essere equipaggiato in base alle esigenze del professionista. Consente l'utilizzo di acqua distillata destinata agli spray degli strumenti.



EDGE:

Poltrona chirurgica azionata da 4 attuatori lineari tramite il comando a pedale wireless multifunzione. Con sistema trendelenburg e rail laterali.



Lampada LED di ultima generazione che garantisce luce fredda, lunga durata e basso consumo energetico. L'area visiva risulta illuminata in modo ideale garantendo ottime condizioni di lavoro e di confort.



Un'aspirazione selettiva e precisa del sangue, dei tessuti e dei frammenti ossei. Dotato di doppio serbatoio, per assicurare più continuità lavorativa e zero fermi macchina.



Il mobile diventa elemento di organizzazione, ordine ed efficienza, garantendo una disponibilità immediata della strumentazione.



Un progetto ambizioso, che Eurodent mette a disposizione del professionista che esige gli strumenti e i mezzi migliori nell'ambito della chirurgia orale.

ISO FLEX: L'ERGONOMIA A MISURA DI PROFESSIONISTA

NOVITÀ



ISO FLEX, un concept di lavoro configurabile alle diverse discipline odontoiatriche e alle specifiche scuole di lavoro di ogni professionista.

Con ISO FLEX ottieni uno studio visivamente più leggero e rilassante e maggiormente tranquillizzante per il paziente, guadagnando inoltre più spazio operativo, risultando più facilmente igienizzabile con minor tempo e con più sicurezza per tutti.

ISO FLEX, ergonomia BESPOKE.

A PARTIRE DA

€ 4.945

EURODENT®

Treat yourself!

RIUNITO ISOPLUS



Le foto sono indicative, ai fini della promozione vale la descrizione.

PROMO ESSENTIAL

CONSOLE ODONTOIATRA

- Regolazione indipendente della potenza e degli spray di ogni strumento.
- Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
- Dispositivo Anti Retraction Valve agli strumenti.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
 - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
 - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
 - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
 - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position",
 - Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.
- Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Tavoletta portatray singolo su braccio articolato.

STRUMENTAZIONE

- Modulo con siringa aria - acqua - spray.
- Modulo per turbina a fibre ottiche.
- Modulo con micromotore elettrico ad induzione EU033.
- Ablatore a Led P-E.

CONSOLE ASSISTENTE

- Doppio braccio articolato.
- Due canule per aspirazione chirurgica.
- Alloggiamento per strumento supplementare.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
 - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
 - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
 - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
 - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Maniglia di movimentazione asportabile e autoclavabile.

GRUPPO IDRICO

- Bacinella in ceramica rotante di 180° estraibile e autoclavabile.
- Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella asportabili e autoclavabili.
- Aspirazione predisposta per anello umido o liquido.

POLTRONA AGO4

- Poltrona elettromeccanica completa di braccio sinistro bianco.
- 4 movimenti guidati (salita - discesa della seduta, salita - discesa dello schienale)
- 4 posizioni programmabili.
- Trendelemburg sincronizzato allo schienale.
- Appoggiatesta con doppia articolazione.
- Sicurezze antischiacciamento per base e spalliera.
- Stability Kit.

PEDALIERA MULTIFUNZIONE

- Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
- Attivazione spray e chip air.
- Attivazione dei movimenti della poltrona e dei programmi della stessa.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".

LAMPADA SCIALITICA A LED EU MAIA

- Intensità luminosa 35000 lux , temperatura di colore 5000° K.
- Maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Rotazione su 2 assi.

APPROFITTA

SCONTO

50%

+
INCENTIVI
FISCALI

LAMPADA A LED EU MAIA

La tecnologia a LED e il perfetto bilanciamento del sistema di rotazione, permettono un ottimo posizionamento del fascio luminoso. L'accurata definizione dello spot luminoso elimina l'abbagliamento, tutelando gli occhi dei vostri pazienti.

- Intensità luminosa da 3.000 a 35.000 lux.
- Temperatura di colore 5.000° K.
- Dimensioni spot luminoso 85 x170 mm.
- Rotazione su 2 assi.
- Regolazione dell'intensità luminosa.
- Con parabola riflettente.
- Maniglie smontabili e autoclavabili.



VALORE
COMMERCIALE
€ 1.800

**IN OMAGGIO
CON L'OFFERTA**

ABLATORE A LED P-E

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico a fibra ottica tramite led con funzioni scaler, perio e endo compatibile con inserti EMS.



Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali con ricerca di frequenza automatica in base all'inserto utilizzato.

VALORE
COMMERCIALE
€ 1.300

**IN OMAGGIO
CON L'OFFERTA**

MOTORE INDUZIONE EU033

Micromotore ad induzione EU033 per conservativa classica, preparazioni e profilassi. Illuminazione a led.



Velocità di rotazione compresa fra 1.000 e 40.000 giri/min. Torque : 3,5 Nw/cm.

**MADE IN SWISS
GARANZIA 3 ANNI**

VALORE
COMMERCIALE
€ 2.324

**IN OMAGGIO
CON L'OFFERTA**

A SOLI
AL MESE **€ 172,98***

*Rata indicizzata su 72 canoni mensili. Assicurazione All Risks compresa. **Trasporto, montaggio e IVA esclusi.** Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l'ente erogante.

Promozione valida fino al 30/06/2021

VALORE
RIUNITO **€ 19.998**

-50% SCONTO

PREZZO
SCONTATO **€ 9.999**

**-10% CREDITO D'IMPOSTA
per professionisti ed srl**

COSTO
REALE **€ 8.999**

EURODENT®

Treat yourself!

RIUNITO ISOPLUS



Le foto sono indicative, ai fini della promozione vale la descrizione.

IMBOTTITURA CHIRURGICA

Grazie alle caratteristiche del materiale utilizzato, aumenta il volume della superficie della poltrona, adattandosi alla corporatura del paziente e distribuendone uniformemente la pressione.

VALORE COMMERCIALE

€ 880

IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

LAMPADA FOTOPOLIMERIZZANTE EU-H

Lampada fotopolimerizzante EU-H con due programmi (ortodontico e standard) con potenze regolabili da 1000 a 1800 mW/cm² e lunghezza d'onda da 420 nm a 480 nm

VALORE COMMERCIALE

€ 600

IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

LAMPADA A LED EU MAIA

La tecnologia a LED e il perfetto bilanciamento del sistema di rotazione, permettono un ottimo posizionamento del fascio luminoso. L'accurata definizione dello spot luminoso elimina l'abbagliamento, tutelando gli occhi dei vostri pazienti.

- Intensità luminosa da 3.000 a 35.000 lux.
- Temperatura di colore 5.000° K.
- Dimensioni spot luminoso 85 x 170 mm.
- Rotazione su 2 assi.
- Regolazione dell'intensità luminosa.
- Con parabola riflettente.
- Maniglie smontabili e autoclavabili.

VALORE COMMERCIALE

€ 1.800

IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

ABLATORE A LED P-E

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico a fibra ottica tramite led con funzioni scaler, perio e endo compatibile con inserti EMS.

Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali con ricerca di frequenza automatica in base all'inserto utilizzato.

VALORE COMMERCIALE

€ 1.300

IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

MOTORE INDUZIONE EU033

Micromotore ad induzione EU033 per conservativa classica, preparazioni e profilassi. Illuminazione a led.

Velocità di rotazione compresa fra 1.000 e 40.000 giri/min. Torque : 3,5 Nw/cm.

MADE IN SWISS
GARANZIA 3 ANNI

VALORE COMMERCIALE

€ 2.324

IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

SAFESPRAY

Un contenitore pressurizzato che consente l'utilizzo di acqua distillata (eventualmente addizionata con igienizzanti) destinata agli spray di tutti gli strumenti della tavoletta medico e della siringa assistente.

VALORE COMMERCIALE

€ 382

IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

APPROFITTA

SCONTO

50%

+
INCENTIVI FISCALI

PROMO MUST

CONSOLLE ODONTOIATRA

- Regolazione indipendente della potenza e degli spray di ogni strumento.
- Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
- Dispositivo Anti Retraction Valve agli strumenti.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
 - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
 - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
 - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
 - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position",
 - Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.
- Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Tavoletta portatray singolo su braccio articolato.

STRUMENTAZIONE

- Modulo con siringa aria - acqua - spray.
- Modulo per turbina a fibre ottiche.
- Modulo con micromotore elettrico ad induzione EU033.
- Ablatore a Led P-E.
- Lampada fotopolimerizzante EU-H.

CONSOLLE ASSISTENTE

- Doppio braccio articolato.
- Due canule per aspirazione chirurgica.
- Alloggiamento per strumento supplementare.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
 - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
 - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
 - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
 - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Maniglia di movimentazione asportabile e autoclavabile.

GRUPPO IDRICO

- Bacinella in ceramica rotante di 180° estraibile e autoclavabile.
- Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella asportabili e autoclavabili.
- Aspirazione predisposta per anello umido o liquido.
- Safespray

POLTRONA AG04

- Poltrona elettromeccanica completa di bracciolo sinistro bianco.
- 4 movimenti guidati (salita - discesa della seduta, salita - discesa dello schienale)
- 4 posizioni programmabili.
- Trendelemburg sincronizzato allo schienale.
- Appoggiatesta con doppia articolazione.
- Sicurezze antischiacciamento per base e spalliera.
- Stability Kit.
- Imbottitura chirurgica.

PEDALIERA MULTIFUNZIONE

- Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
- Attivazione spray e chip air.
- Attivazione dei movimenti della poltrona e dei programmi della stessa.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".

LAMPADA SCIALITICA A LED EU MAIA

- Intensità luminosa 35000 lux , temperatura di colore 5000° K.
- Maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Rotazione su 2 assi.

VALORE RIUNITO € 22.798

-50% SCONTO

PREZZO SCONTATO € 11.399

-10% CREDITO D'IMPOSTA per professionisti ed srl

COSTO REALE €10.259

A SOLI AL MESE € 193,78*

*Rata indicizzata su 72 canoni mensili. Assicurazione All Risks compresa. Trasporto, montaggio e IVA esclusi. Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l'ente erogante.

Promozione valida fino al 30/06/2021

LAMPADA FOTOPOLIMERIZZANTE EU-H

Lampada fotopolimerizzante EU-H con due programmi (ortodontico e standard) con potenze regolabili da 1000 a 1800 mW/cm² e lunghezza d'onda da 420 nm a 480 nm



VALORE COMMERCIALE
€ 600
IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

LAMPADA A LED EU MAIA

La tecnologia a LED e il perfetto bilanciamento del sistema di rotazione, permettono un ottimo posizionamento del fascio luminoso. L'accurata definizione dello spot luminoso elimina l'abbagliamento, tutelando gli occhi dei vostri pazienti.

- Intensità luminosa da 3.000 a 35.000 lux.
- Temperatura di colore 5.000° K.
- Dimensioni spot luminoso 85 x170 mm.
- Rotazione su 2 assi.
- Regolazione dell'intensità luminosa.
- Con parabola riflettente.
- Maniglie smontabili e autoclavabili.



VALORE COMMERCIALE
€ 1.800
IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

ABLATORE A LED P-E

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico a fibra ottica tramite led con funzioni scaler, perio e endo compatibili con inserti EMS.



Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali con ricerca di frequenza automatica in base all'inserto utilizzato.

VALORE COMMERCIALE
€ 1.300
IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

MOTORE INDUZIONE EU093

Per endodonzia e chirurgia: velocità di rotazione compresa fra 80 e 40.000 giri/min. Il primo micromotore dentale provvisto di doppia luce LED bianco e blu UV. Torque: 3,5 Nw/cm

- rimozione di vecchi restauri in composito, permette di capire se la resina è stata completamente rimossa durante la perforazione;
- strumento di rilevamento della carie durante la perforazione;
- finitura e lucidatura di compositi e facilitazione della rimozione dei cementi adesivi;
- controllo post-operatorio dei margini di riempimento del composito.



MADE IN SWISS-GARANZIA 3 ANNI

VALORE COMMERCIALE
€ 2.710
IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

SAFESPRAY

Un contenitore pressurizzato che consente l'utilizzo di acqua distillata (eventualmente addizionata con igienizzanti) destinata agli spray di tutti gli strumenti della tavoletta medico e della siringa assistente.



VALORE COMMERCIALE
€ 382
IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

A SOLI AL MESE **€ 214,18***

*Rata indicizzata su 72 canoni mensili. Assicurazione All Risks compresa. **Trasporto, montaggio e IVA esclusi.** Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l'ente erogante.

Promozione valida fino al 30/06/2021



Le foto sono indicative, ai fini della promozione vale la descrizione.

PROMO ADVANCED

CONSOLLE ODONTOIATRA

- Regolazione indipendente della potenza e degli spray di ogni strumento.
- Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
- Dispositivo Anti Retraction Valve agli strumenti.
- **Display per il controllo di tutti i parametri degli strumenti in funzione delle proprie esigenze.**
- **Touch screen capacitivo per il controllo di:**
 - **Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,**
 - **Accensione e spegnimento lampada scialitica,**
 - **Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,**
 - **Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position",**
 - **Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.**
- Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Tavoletta portatray singolo su braccio articolato.

STRUMENTAZIONE

- Modulo con siringa aria - acqua - spray.
- Modulo per turbina a fibre ottiche.
- **Modulo con micromotore elettrico EU093 ad induzione con controllo di coppia e doppio led bianco e blu UV.**
- Ablatore a Led P-E.
- Lampada fotopolimerizzante EU-H.

CONSOLLE ASSISTENTE

- Doppio braccio articolato.
- Due canule per aspirazione chirurgica.
- Alloggiamento per strumento supplementare.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
 - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
 - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
 - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
 - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Maniglia di movimentazione asportabile e autoclavabile.

GRUPPO IDRICO

- Bacinella in ceramica rotante di 180° estraibile e autoclavabile.
- Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella asportabili e autoclavabili.
- Aspirazione predisposta per anello umido o liquido.
- Safespray

POLTRONA AG04-EVO

- Poltrona elettromeccanica completa di bracciolo sinistro bianco.
- 4 movimenti guidati (salita - discesa della seduta, salita - discesa dello schienale)
- 4 posizioni programmabili.
- Trendelemburg sincronizzato allo schienale.
- Appoggiatesta con doppia articolazione.
- Sicurezze antischiacciamento per base e spalliera.
- Stability Kit.

PEDALIERA WIRELESS MULTIFUNZIONE

- Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
- Attivazione spray e chip air.
- Attivazione dei movimenti della poltrona e dei programmi della stessa.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Possibilità di personalizzare i comandi secondo le proprie esigenze.

LAMPADA SCIALITICA A LED EU MAIA

- Intensità luminosa 35000 lux , temperatura di colore 5000° K.
- Maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Rotazione su 2 assi.

VALORE RIUNITO **€ 25.198**

-50% SCONTO

PREZZO SCONTATO **€ 12.599**

-10% CREDITO D'IMPOSTA per professionisti ed srl

COSTO REALE **€ 11.339**

EURODENT®

Treat yourself!

RIUNITO ABSOLUTE



Le foto sono indicative, ai fini della promozione vale la descrizione.

PROMO EXCELLENT

CONSOLLE ODONTOIATRA

- Regolazione indipendente della velocità e della potenza dei motori, degli ablatori e degli spray di tutti gli strumenti.
- Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
- Dispositivo anti retraction valve agli strumenti.
- **Display per il controllo di tutti i parametri degli strumenti in funzione delle proprie esigenze.**
- **Touch screen capacitivo per il controllo di:**
 - **Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa.**
 - **Accensione e spegnimento lampada scialitica.**
 - **Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati.**
 - **Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".**
 - **Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.**
- Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Tavoletta portatray doppia su braccio articolato.

STRUMENTAZIONE

- Modulo con siringa aria - acqua - spray.
- Modulo per turbina proporzionale a fibre ottiche.
- **Modulo con micromotore elettrico EU093 ad induzione con controllo di coppia e doppio led bianco e blu UV.**
- Ablatore a Led P-E.

CONSOLLE ASSISTENTE

- Doppio braccio articolato e pantografo.
- Due canule per aspirazione chirurgica.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
- Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa.
- Accensione e spegnimento lampada scialitica,
- Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Predisposizione per ulteriori 2 strumenti: siringa e lampada polimerizzante.

GRUPPO IDRICO

- Bacinella in ceramica rotante di 140° estraibile e autoclavabile.
- Fontanella riempimento bicchiere asportabile e autoclavabile.
- Aspirazione predisposta per anello umido o liquido, completa di valvola per aspirazione centralizzata.
- Safespray.

POLTRONA AG04

- Poltrona elettromeccanica completa di bracciolo sinistro bianco.
- 4 movimenti guidati (salita-discesa della seduta, salita-discesa dello schienale)
- 4 posizioni programmabili.
- Trendelemburg sincronizzato allo schienale.
- Appoggiatesta con doppia articolazione.
- Sicurezze antischiacciamento per base e spalliera.

PEDALIERA WIRELESS MULTIFUNZIONE

- Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
- Attivazione spray e chip air.
- Attivazione dei movimenti della poltrona e dei programmi della stessa.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Possibilità di personalizzare i comandi secondo le proprie esigenze.

LAMPADA SCIALITICA A LED EU MAIA

- Intensità luminosa 35000 lux, temperatura di colore 5000° K.
- Maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Rotazione su 2 assi.

APPROFITTA

SCONTO

50%

+
INCENTIVI
FISCALI

LAMPADA A LED EU MAIA

La tecnologia a LED e il perfetto bilanciamento del sistema di rotazione, permettono un ottimo posizionamento del fascio luminoso. L'accurata definizione dello spot luminoso elimina l'abbagliamento, tutelando gli occhi dei vostri pazienti.

- Intensità luminosa da 3.000 a 35.000 lux.
- Temperatura di colore 5000° K.
- Dimensioni spot luminoso 85 x170 mm.
- Rotazione su 2 assi.
- Regolazione dell'intensità luminosa.
- Con parabola riflettente.
- Maniglie smontabili e autoclavabili.

VALORE
COMMERCIALE
€ 1.800

**IN OMAGGIO
CON L'OFFERTA**

ABLATORE A LED P-E

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico a fibra ottica tramite led con funzioni scaler, perio e endo compatibile con inserti EMS.



Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali con ricerca di frequenza automatica in base all'inserto utilizzato.

VALORE
COMMERCIALE
€ 1.300

**IN OMAGGIO
CON L'OFFERTA**

MOTORE INDUZIONE EU093

Per endodonzia e chirurgia: velocità di rotazione compresa fra 80 e 40.000 giri/min. Il primo micromotore dentale provvisto di doppia luce LED bianco e blu UV. Torque: 3,5 Nw/cm ragione; - finitura e lucidatura di compositi e facilitazione della rimozione dei cementi adesivi; - controllo post-operatorio dei margini di riempimento del composito.

MADE IN SWISS-GARANZIA 3 ANNI



VALORE
COMMERCIALE
€ 2.710

**IN OMAGGIO
CON L'OFFERTA**

SAFESPRAY

Un contenitore pressurizzato che consente l'utilizzo di acqua distillata (eventualmente addizionata con igienizzanti) destinata agli spray di tutti gli strumenti della tavoletta medico e della siringa assistente.



VALORE
COMMERCIALE
€ 382

**IN OMAGGIO
CON L'OFFERTA**

A SOLI
AL MESE **€ 259,^{83*}**

*Rata indicizzata su 72 canoni mensili. Assicurazione All Risks compresa. **Trasporto, montaggio e IVA esclusi.** Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l'ente erogante.

Promozione valida fino al 30/06/2021

VALORE
RIUNITO **€ 30.998**

-50% SCONTO

PREZZO
SCONTATO **€ 15.499**

**-10% CREDITO D'IMPOSTA
per professionisti ed srl**

COSTO
REALE **€ 13.949**



Le foto sono indicative, ai fini della promozione vale la descrizione.

PROMO DIGITAL 4.0

CONSOLLE ODONTOIATRA

- Regolazione indipendente della potenza e degli spray di ogni strumento.
- Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
- Dispositivo Anti Retraction Valve agli strumenti.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
 - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
 - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
 - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
 - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position",
 - Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.
- Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Tavoletta portatray singolo su braccio articolato.

STRUMENTAZIONE

- Modulo con siringa aria - acqua - spray.
- Modulo per turbina a fibre ottiche.
- Modulo con micromotore elettrico ad induzione EU033.
- Ablatore a Led P-E.

CONSOLLE ASSISTENTE

- Doppio braccio articolato.
- Due canule per aspirazione chirurgica.
- Alloggiamento per strumento supplementare.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
 - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
 - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
 - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
 - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Maniglia di movimentazione asportabile e autoclavabile.

GRUPPO IDRICO

- Bacinella in ceramica rotante di 180° estraibile e autoclavabile.
- Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella asportabili e autoclavabili.
- Aspirazione predisposta per anello umido o liquido.

POLTRONA AGO4

- Poltrona elettromeccanica completa di bracciolo sinistro bianco.
- 4 movimenti guidati (salita - discesa della seduta, salita - discesa dello schienale)
- 4 posizioni programmabili.
- Trendelemburg sincronizzato allo schienale.
- Appoggiatesta con doppia articolazione.
- Sicurezze antischiacciamento per base e spalliera.
- Stability Kit.

PEDALIERA MULTIFUNZIONE

- Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
- Attivazione spray e chip air.
- Attivazione dei movimenti della poltrona e dei programmi della stessa.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".

LAMPADA SCIALITICA A LED EU MAIA

- Intensità luminosa 35000 lux , temperatura di colore 5000° K.
- Maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Rotazione su 2 assi.

PACCHETTO DIGITAL 4.0**

- PC integrato EU Medical
- Telecamera intraorale EU

APPROFITTA NE

SCONTO
50%
+
INCENTIVI
FISCALI

LAMPADA CON TELECAMERA EU ALYA-CAM

Lampada operatoria Alya con telecamera e Theia Tech, lampada a led integrata nel braccio che offre un'adeguata illuminazione sull'intera area di lavoro. Lampada a led con regolazione dell'intensità da 3.000 a 50.000 lux e CRI 97, per una reale percezione dei colori. Software nativo dall'utilizzo facile e intuitivo per Windows, Mac ed Android.

- Condivisione del materiale video e fotografico con tutto il team attraverso l'inoltro di una semplice mail
- Possibilità di condividere, rivedere e rendere accessibili i diversi report sulle principali tipologie di device
- Inquadratura primaria direttamente sulla zona d'interesse (cavo orale)
- Zoom adeguato per l'area lavorativa.



VALORE
COMMERCIALE
€ 6.180

**PREZZO AGGIUNTIVO IN ALTERNATIVA
ALLA TELECAMERA INTRAORALE € 3.299**

PC INTEGRATO EU MEDICAL

Pc integrato da 18,5" con monitor touchscreen, risoluzione 1366x768 pixel, VESA 100x100mm, processore Intel I3 Dual core, disco rigido SSD 128GB, RAM 4GB, LAN 10/100/1000 MBPS, Wireless LAN, alimentatore 12v separato, Windows 10 Professional, **sistema di sterilizzazione LED UVC incorporata.** Certificazione frontale impermeabile IP65 + EN6060112:2015 93/42/EEC.



VALORE
COMMERCIALE
€ 3.100
**IN OMAGGIO
CON L'OFFERTA**

Completo di mouse e mini tastiera wireless
Completo di supporto fisso 120 mm
Completo di blocchetto regolabile e cablaggio per PC

TELECAMERA INTRAORALE EU

Video camera intraorale digitale usb, sensore Cmos con lenti liquide. Risoluzione VGA, HD e FULL HD. Dal manipolo è possibile controllare intensità led, funzione RX, autofocus digitale automatico in continuo/manuale prescatto e gyromouse a due tasti.



Programmabile per utilizzo con software di immagini più comuni
Driver Twain avanzato

VALORE
COMMERCIALE
€ 1.200
**IN OMAGGIO
CON L'OFFERTA**

** Rilascio scheda tecnica e perizia giurata per documentazione 4.0

**A SOLI
AL MESE € 220,97***

*Rata indicizzata su 72 canoni mensili. Assicurazione All Risks compresa. **Trasporto, montaggio e IVA esclusi.** Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l'ente erogante.

Promozione valida fino al 30/06/2021

**VALORE
RIUNITO € 25.996**

-50% SCONTO

**PREZZO
SCONTATO € 12.998**

**-50% CREDITO D'IMPOSTA
per srl odontoiatriche**

**COSTO
REALE € 6.499**

POGGIATESTA BIOS: POSIZIONE OTTIMALE PER IL LAVORO, COMFORT PER IL PAZIENTE



Il poggiatesta Bios, grazie alle sue peculiari caratteristiche di mobilità e bloccaggio, **consente di posizionare correttamente la testa del paziente accompagnandone i movimenti articolari, ottenendo così il massimo comfort.**

Un corretto assetto operativo ed un paziente comodo e rilassato, permettono di operare con più tranquillità e sicurezza.

Grazie al dispositivo pneumatico di Bios è possibile **movimentare, adattare e bloccare rapidamente il poggiatesta nella posizione ottimale** senza il minimo sforzo

e senza stringere blocchi meccanici.

Le movimentazioni di Bios seguono l'articolazione orbitale delle vertebre interessate.

Bios permette di ottenere con grande precisione e stabilità ogni posizione ed assetto operativo.

APPROFITTA DEGLI STRAORDINARI INCENTIVI FISCALI 2021

Beni strumentali 4.0 (ex iper)

SEI UNA SRL ODONTOIATRICA?

Se acquisti un riunito Eurodent 4.0 interconnesso, esso produrrà un **credito d'imposta del 50%**, ma solo se ad acquistarlo sarà una srl odontoiatrica (non applicabile allo studio professionale). I termini di fruibilità del credito d'imposta è di 3 anni.

Credito d'imposta 10% (ex super)

SEI UNO STUDIO TRADIZIONALE O UNA SRL ODONTOIATRICA?

Se acquisti un riunito Eurodent, esso produrrà un **credito d'imposta del 10%**, fruibile in un solo anno e a compensazione immediata. Il vantaggio fiscale è immediatamente spendibile nello stesso anno in cui viene fatto l'investimento.

**Contattaci per maggiori informazioni e/o consulta il tuo commercialista.
Il beneficio fiscale termina il 31 dicembre 2021.**

SCEGLIAMO ITALIANO

Via Rossini, 26 - 40055 Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051 780465 - Fax 051 781625
eurodent@eurodent.it - www.eurodent.it



EURODENT®
Treat yourself!