

EURODENT


AUTUMN 2022

Treat yourself!

Esprimi tutta la tua
professionalità!

Cogli l'attimo:

- 01 Beni strumentali 4.0
con credito d'imposta del 40%
- 02 Credito d'imposta del 6%
- 03 Sconto del 50%
su tutti i riuniti



EURODENT

pone al centro la tua professionalità:
esprimi il tuo talento e fai la differenza



EURODENT è:

- ERGONOMIA** Posizione di lavoro ottimale per raggiungere sempre il miglior risultato del trattamento.
- DESIGN** La bellezza del design crea un ambiente gradevole per il benessere del team odontoiatrico e dei pazienti.
- GARANZIA** Prodotti "Made in Italy" garantiti 3 anni.
- ECONOMIA** L'alta affidabilità del riunito riduce i fermi macchina, ricambi disponibili con costi calmierati per garantire sempre la massima funzionalità.
- SPECIALIST** La capillare rete dei tecnici Eurodent, per un'assistenza H24 che garantisce costantemente l'operatività dello studio.

ISOFLEX: l'ergonomia a misura di professionista



ISOFLEX



ISOFLEX
MODULAR/
ORTHO



ISOFLEX
CONTINENTAL



ISOFLEX
CART

EURODENT conosce l'importanza dell'ergonomia. Ora l'ha sviluppata ai massimi livelli con ISOFLEX: questo nuovo concept di lavoro permette al professionista di trovare sempre la posizione ottimale intorno al paziente, grazie a un sistema che si adatta alle diverse discipline e alle abitudini operative. La libertà offerta da ISOFLEX favorisce la massima flessibilità e fluidità sul lavoro, per raggiungere sempre il miglior risultato del trattamento.

A PARTIRE DA

€ 5.550

Trasporto, montaggio e IVA esclusi.
Promozione valida fino al 31/12/2022

ISO/OS: il tuo studio chirurgico integrato



ISOCART:

Dotato di 5 vani strumenti, può essere equipaggiato in base alle esigenze del professionista. Consente l'utilizzo di acqua distillata destinata agli spray degli strumenti.



EDGE S:

Poltrona chirurgica azionata da 4 attuatori lineari tramite il comando a pedale wireless multifunzione. Con sistema trendelenburg e rail laterali.



Lampada LED di ultima generazione che garantisce luce fredda, lunga durata e basso consumo energetico. L'area visiva risulta illuminata in modo ideale garantendo ottime condizioni di lavoro e di confort.



Un'aspirazione selettiva e precisa del sangue, dei tessuti e dei frammenti ossei. Dotato di doppio serbatoio, per assicurare più continuità lavorativa e zero fermi macchina.



Il mobile diventa elemento di organizzazione, ordine ed efficienza, garantendo una disponibilità immediata della strumentazione.



Un progetto ambizioso, che EURODENT mette a disposizione del professionista che esige gli strumenti e i mezzi migliori nell'ambito della chirurgia orale.

ISOPLUS



Le foto sono indicative, ai fini della promozione vale la descrizione.

01 PROMO ESSENTIAL

CONSOLLE ODONTOIATRA

- Regolazione indipendente della potenza e degli spray di ogni strumento.
- Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
- Dispositivo Anti Retraction Valve agli strumenti.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
 - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
 - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
 - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
 - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position",
 - Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.
- Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Tavoletta portatray singolo su braccio articolato.

STRUMENTAZIONE

- Modulo con siringa aria - acqua - spray.
- Modulo per turbina a fibre ottiche.
- Modulo con micromotore elettrico ad induzione MCX LED Bien Air.
- Ablatore a Led P-E.

CONSOLLE ASSISTENTE

- Doppio braccio articolato.
- Due canule per aspirazione chirurgica.
- Alloggiamento per strumento supplementare.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
 - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
 - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
 - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
 - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Maniglia di movimentazione asportabile e autoclavabile.

GRUPPO IDRICO

- Bacinella in ceramica rotante di 160° estraibile e autoclavabile.
- Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella asportabili e autoclavabili.
- Aspirazione predisposta per anello umido o liquido.

POLTRONA AG04

- Poltrona elettromeccanica completa di bracciolo sinistro bianco.
- 4 movimenti guidati (salita - discesa della seduta, salita - discesa dello schienale)
- 4 posizioni programmabili.
- Trendelemburg sincronizzato allo schienale.
- Appoggiatesta con doppia articolazione.
- Sicurezze antischiacciamento per base e spalliera.
- Stability Kit.
- Imbottitura comfort.

PEDALIERA MULTIFUNZIONE

- Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
- Attivazione spray e chip air.
- Attivazione dei movimenti della poltrona e dei programmi della stessa.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".

LAMPADA A LED EU POLARIS

- Intensità luminosa da 8.000 a 50.000 lux.
- Temperatura colore regolabile
- Dimensioni spot luminoso 90x200 mm.
- Rotazione su 3 assi.

SCONTO
50%
+
INCENTIVI
FISCALI

LAMPADA A LED EU POLARIS

- La tecnologia a LED e il perfetto bilanciamento del sistema di rotazione, permettono un ottimo posizionamento del fascio luminoso.
- L'accurata definizione dello spot luminoso elimina l'abbagliamento, tutelando gli occhi dei vostri pazienti.
- Intensità luminosa da 8.000 a 50.000 lux
 - Temperatura colore regolabile
 - Dimensioni spot luminoso 90x200 mm
 - Rotazione su 3 assi
 - Regolazione dell'intensità luminosa con 8 parabole riflettenti per un ottimo effetto scialitico
 - Maniglie smontabili e autoclavabili



VALORE COMMERCIALE
€ 1.800
IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

ABLATORE A LED P-E

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico a fibra ottica tramite led con funzioni scaler, perio e endo compatibile con inserti EMS.



Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali con ricerca di frequenza automatica in base all'inserto utilizzato.

VALORE COMMERCIALE
€ 1.300
IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

MOTORE INDUZIONE MCX LED BIEN AIR

omotore ad induzione MCX per conservativa classica, preparazioni e profilassi. Illuminazione a led.

- Velocità di rotazione compresa fra 1.000 e 40.000 giri/min.
- Torque: 2,5 Nw/cm.
- Più corto del 40%
- Più leggero del 33%
- Con comando elettronico Smart Logic, per una potenza costante e precisa senza sbalzi.



VALORE COMMERCIALE
€ 2.600
IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

Swiss Made
GARANZIA 3 ANNI

*Rata indicizzata su 72 canoni mensili. Assicurazione All Risks compresa. Trasporto, montaggio e IVA esclusi. Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l'ente erogante.

Promozione valida fino al 31/12/2022

A SOLI AL MESE **€ 189,00***

VALORE RIUNITO **€ 21.980**

-50% SCONTO

PREZZO SCONTATO **€ 10.990**

-6% CREDITO D'IMPOSTA per professionisti ed srl

COSTO REALE **€ 10.330**

EURODENT
Treat yourself!



Le foto sono indicative, ai fini della promozione vale la descrizione.

02 PROMO MUST

CONSOLE ODONTOIATRA

- Regolazione indipendente della potenza e degli spray di ogni strumento.
- Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
- Dispositivo Anti Retraction Valve agli strumenti.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
 - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
 - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
 - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
 - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position",
 - Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.
- Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Tavolettina portatray singolo su braccio articolato.

STRUMENTAZIONE

- Modulo con siringa aria - acqua - spray.
- Modulo per turbina a fibre ottiche.
- Modulo con micromotore elettrico ad induzione MCX LED Bien Air.
- Ablatore a Led P-E.
- Lampada fotopolimerizzante EU-H.

CONSOLE ASSISTENTE

- Doppio braccio articolato.
- Due canule per aspirazione chirurgica.
- Alloggiamento per strumento supplementare.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
 - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
 - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
 - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
 - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Maniglia di movimentazione asportabile e autoclavabile.

GRUPPO IDRICO

- Bacinella in ceramica rotante di 160° estraibile e autoclavabile.
- Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella asportabili e autoclavabili.
- Aspirazione predisposta per anello umido o liquido.
- Safespray.

POLTRONA AG04

- Poltrona elettromeccanica completa di bracciolo sinistro bianco.
- 4 movimenti guidati (salita - discesa della seduta, salita - discesa dello schienale)
- 4 posizioni programmabili.
- Trendelemburg sincronizzato allo schienale.
- Appoggiatesta con doppia articolazione.
- Sicurezze antischiacciamento per base e spalliera.
- Stability Kit.
- Imbottitura chirurgica.

PEDALIERA MULTIFUNZIONE

- Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
- Attivazione spray e chip air.
- Attivazione dei movimenti della poltrona e dei programmi della stessa.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".

LAMPADA A LED EU POLARIS

- Intensità luminosa da 8.000 a 50.000 lux.
- Temperatura colore regolabile
- Dimensioni spot luminoso 90x200 mm.
- Rotazione su 3 assi.

SCONTO
50%
+
INCENTIVI
FISCALI



IMBOTTITURA CHIRURGICA
Grazie alle caratteristiche del materiale utilizzato, aumenta il volume della superficie della poltrona, adattandosi alla corporatura del paziente e distribuendone uniformemente la pressione.



VALORE COMMERCIALE
€ 1.050
IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

LAMPADA FOTOPOLIMERIZZANTE EU-H
Lampada fotopolimerizzante EU-H con due programmi (ortodontico e standard) con potenze regolabili da 1000 a 1800 mW/cm² e lunghezza d'onda da 420 nm a 480 nm



VALORE COMMERCIALE
€ 600
IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

LAMPADA A LED EU POLARIS
La tecnologia a LED e il perfetto bilanciamento del sistema di rotazione, permettono un ottimo posizionamento del fascio luminoso. L'accurata definizione dello spot luminoso elimina l'abbagliamento, tutelando gli occhi dei vostri pazienti.
- Intensità luminosa da 8.000 a 50.000 lux
- Temperatura colore regolabile
- Dimensioni spot luminoso 90x200 mm
- Rotazione su 3 assi
- Regolazione dell'intensità luminosa con 8 parabole riflettenti per un ottimo effetto scialitico
- Maniglie smontabili e autoclavabili



VALORE COMMERCIALE
€ 1.800
IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

ABLATORE A LED P-E
Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico a fibra ottica tramite led con funzioni scaler, perio e endo compatibile con inserti EMS.



VALORE COMMERCIALE
€ 1.300
IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

MOTORE INDUZIONE MCX LED BIEN AIR
omotore ad induzione MCX per conservativa classica, preparazioni e profilassi. Illuminazione a led.
- Velocità di rotazione compresa fra 1.000 e 40.000 giri/min.
- Torque: 2,5 Nw/cm.
- Più corto del 40%
- Più leggero del 33%
- Con comando elettronico Smart Logic, per una potenza costante e precisa senza sbalzi.



VALORE COMMERCIALE
€ 2.600
IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

SAFESPRAY
Un contenitore pressurizzato che consente l'utilizzo di acqua distillata (eventualmente addizionata con igienizzanti) destinata agli spray di tutti gli strumenti della tavoletta medico e della siringa assistente.



VALORE COMMERCIALE
€ 382
IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

*Rata indicizzata su 72 canoni mensili. Assicurazione All Risks compresa. **Trasporto, montaggio e IVA esclusi.** Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l'ente erogante.
Promozione valida fino al 31/12/2022

A SOLI AL MESE **€ 215,00***

EURODENT
Treat yourself!

VALORE RIUNITO **€ 25.000**

-50% SCONTO

PREZZO SCONTATO **€ 12.500**

-6% CREDITO D'IMPOSTA per professionisti ed srl

COSTO REALE **€ 11.750**

ISOTRON

GARANZIA 3 ANNI
3
GARANZIA 3 ANNI

Le foto sono indicative, ai fini della promozione vale la descrizione.



LAMPADA FOTOPOLIMERIZZANTE EU-H

Lampada fotopolimerizzante EU-H con due programmi (ortodontico e standard) con potenze regolabili da 1000 a 1800 mW/cm² e lunghezza d'onda da 420 nm a 480 nm



VALORE COMMERCIALE
€ 600
IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

LAMPADA A LED EU MAIA

La tecnologia a LED e il perfetto bilanciamento del sistema di rotazione, permettono un ottimo posizionamento del fascio luminoso. L'accurata definizione dello spot luminoso elimina l'abbagliamento, tutelando gli occhi dei vostri pazienti.

- Intensità luminosa da 3.000 a 35.000 lux.
- Temperatura di colore 5.000° K.
- Dimensioni spot luminoso 85 x170 mm.
- Rotazione su 2 assi.
- Regolazione dell'intensità luminosa.
- Con parabola riflettente.
- Maniglie smontabili e autoclavabili.



VALORE COMMERCIALE
€ 1.800
IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

ABLATORE A LED P-E

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico a fibra ottica tramite led con funzioni scaler, perio e endo compatibile con inserti EMS.



Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali con ricerca di frequenza automatica in base all'inserto utilizzato.

VALORE COMMERCIALE
€ 1.300
IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

MOTORE INDUZIONE MX2 PLUS BIEN AIR

Per endodonzia, chirurgia, conservativa e profilassi: velocità di rotazione compresa fra 100 e 40.000 giri/min. Torque: 3,5 Nw/cm

- Piccolo ed estremamente leggero
- Potenza elevata con coppia costante
- Dotato di luce LED con intensità luminosa aumentata e temperatura del colore ottimizzata
- Non richiede manutenzione
- In acciaio resistente agli urti
- Con comando elettronico Smart Logic, per una velocità costante esente da vibrazioni



VALORE COMMERCIALE
€ 2.890
IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

 Swiss Made
GARANZIA 3 ANNI

SAFESPRAY

Un contenitore pressurizzato che consente l'utilizzo di acqua distillata (eventualmente addizionata con igienizzanti) destinata agli spray di tutti gli strumenti della tavoletta medico e della siringa assistente.



VALORE COMMERCIALE
€ 382
IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

SCONTO
50%
+
INCENTIVI
FISCALI

03 PROMO ADVANCED

CONSOLE ODONTOIATRA

- Regolazione indipendente della potenza e degli spray di ogni strumento.
- Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
- Dispositivo Anti Retraction Valve agli strumenti.
- **Display per il controllo di tutti i parametri degli strumenti in funzione delle proprie esigenze.**
- **Touch screen capacitivo per il controllo di:**
 - **Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,**
 - **Accensione e spegnimento lampada scialitica,**
 - **Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,**
 - **Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position",**
 - **Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.**
- Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Tavoletta portatray singolo su braccio articolato.

STRUMENTAZIONE

- Modulo con siringa aria - acqua - spray.
- Modulo per turbina a fibre ottiche.
- **Modulo con micromotore elettrico a induzione MX2 PLUS Bien Air, dotato di luce LED regolabile.**
- Ablatore a Led P-E.
- Lampada fotopolimerizzante EU-H.

CONSOLE ASSISTENTE

- Doppio braccio articolato.
- Due canule per aspirazione chirurgica.
- Alloggiamento per strumento supplementare.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
 - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
 - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
 - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
 - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Maniglia di movimentazione asportabile e autoclavabile.

GRUPPO IDRICO

- Bacinella in ceramica rotante di 160° estraibile e autoclavabile.
- Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella asportabili e autoclavabili.
- Aspirazione predisposta per anello umido o liquido.
- Safespray

POLTRONA AGO4

- Poltrona elettromeccanica completa di braccio sinistro bianco.
- 4 movimenti guidati (salita - discesa della seduta, salita - discesa dello schienale)
- 4 posizioni programmabili.
- Trendelemburg sincronizzato allo schienale.
- Appoggiatesta con doppia articolazione.
- Sicurezze antischiacciamento per base e spalliera.
- Stability Kit.
- Imbottitura comfort.

PEDALIERA WIRELESS MULTIFUNZIONE

- Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
- Attivazione spray e chip air.
- Attivazione dei movimenti della poltrona e dei programmi della stessa.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Possibilità di personalizzare i comandi secondo le proprie esigenze.

LAMPADA SCIALITICA A LED EU MAIA

- Intensità luminosa 35000 lux, temperatura di colore 5000° K.
- Maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Rotazione su 2 assi.

VALORE RIUNITO **€ 27.800**

-50% SCONTO

PREZZO SCONTATO **€ 13.900**

-6% CREDITO D'IMPOSTA per professionisti ed srl

COSTO REALE **€ 13.066**

*Rata indicizzata su 72 canoni mensili. Assicurazione All Risks compresa. **Trasporto, montaggio e IVA esclusi.** Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l'ente erogante.

Promozione valida fino al 31/12/2022

A SOLI AL MESE **€ 239,^{10*}**

EURODENT
Treat yourself!

ABSOLUTE



Le foto sono indicative, ai fini della promozione vale la descrizione.

04 PROMO EXCELLENT

CONSOLLE ODONTOIATRA

- Regolazione indipendente della velocità e della potenza dei motori, degli ablatori e degli spray di tutti gli strumenti.
- Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
- Dispositivo anti retraction valve agli strumenti.
- **Display per il controllo di tutti i parametri degli strumenti in funzione delle proprie esigenze.**
- **Touch screen capacitivo per il controllo di:**
 - **Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa.**
 - **Accensione e spegnimento lampada scialitica.**
 - **Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati.**
 - **Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".**
 - **Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.**
- Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Tavoletta portatray doppia su braccio articolato.

STRUMENTAZIONE

- Modulo con siringa aria - acqua - spray.
- Modulo per turbina proporzionale a fibre ottiche.
- **Modulo con micromotore elettrico a induzione MX2 PLUS Bien Air, dotato di luce LED regolabile.**
- Ablatore a Led P-E.

CONSOLLE ASSISTENTE

- Doppio braccio articolato e pantografato.
- Due canule per aspirazione chirurgica.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
- Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa.
- Accensione e spegnimento lampada scialitica.
- Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Predisposizione per ulteriori 2 strumenti: siringa e lampada polimerizzante.

GRUPPO IDRICO

- Bacinella in ceramica rotante di 140° estraibile e autoclavabile.
- Fontanella riempimento bicchiere asportabile e autoclavabile.
- Aspirazione predisposta per anello umido o liquido, completa di valvola per aspirazione centralizzata.
- Safespray.

POLTRONA AGO4

- Poltrona elettromeccanica completa di braccio sinistro bianco.
- 4 movimenti guidati (salita-discesa della seduta, salita-discesa dello schienale)
- 4 posizioni programmabili.
- Trendelemburg sincronizzato allo schienale.
- Appoggiatesta con doppia articolazione.
- Sicurezze antischiacciamento per base e spalliera.
- Imbottitura comfort.

PEDALIERA WIRELESS MULTIFUNZIONE

- Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
- Attivazione spray e chip air.
- Attivazione dei movimenti della poltrona e dei programmi della stessa.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Possibilità di personalizzare i comandi secondo le proprie esigenze.

LAMPADA SCIALITICA A LED EU MAIA

- Intensità luminosa 35000 lux, temperatura di colore 5000° K.
- Maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Rotazione su 2 assi.

SCONTO
50%
+
INCENTIVI
FISCALI

LAMPADA A LED EU MAIA

- La tecnologia a LED e il perfetto bilanciamento del sistema di rotazione, permettono un ottimo posizionamento del fascio luminoso. L'accurata definizione dello spot luminoso elimina l'abbagliamento, tutelando gli occhi dei vostri pazienti.
- Intensità luminosa da 3.000 a 35.000 lux.
 - Temperatura di colore 5.000° K.
 - Dimensioni spot luminoso 85 x170 mm.
 - Rotazione su 2 assi.
 - Regolazione dell'intensità luminosa.
 - Con parabola riflettente.
 - Maniglie smontabili e autoclavabili.



VALORE COMMERCIALE
€ 1.800
IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

ABLATORE A LED P-E

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico a fibra ottica tramite led con funzioni scaler, perio e endo compatibile con inserti EMS.



Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali con ricerca di frequenza automatica in base all'inserto utilizzato.

VALORE COMMERCIALE
€ 1.300
IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

MOTORE INDUZIONE MX2 PLUS BIEN AIR

Per endodonzia, chirurgia, conservativa e profilassi: velocità di rotazione compresa fra 100 e 40.000 giri/min. Torque: 3,5 Nw/cm

- Piccolo ed estremamente leggero
- Potenza elevata con coppia costante
- Dotato di luce LED con intensità luminosa aumentata e temperatura del colore ottimizzata
- Non richiede manutenzione
- In acciaio resistente agli urti
- Con comando elettronico Smart Logic, per una velocità costante esente da vibrazioni



VALORE COMMERCIALE
€ 2.890
IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

Swiss Made
GARANZIA 3 ANNI

SAFESPRAY

Un contenitore pressurizzato che consente l'utilizzo di acqua distillata (eventualmente addizionata con igienizzanti) destinata agli spray di tutti gli strumenti della tavoletta medico e della siringa assistente.



VALORE COMMERCIALE
€ 382
IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

*Rata indicizzata su 72 canoni mensili. Assicurazione All Risks compresa. **Trasporto, montaggio e IVA esclusi.** Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l'ente erogante.

Promozione valida fino al 31/12/2022

A SOLI AL MESE **€ 283,80***

EURODENT
Treat yourself!

VALORE RIUNITO **€ 33.000**

-50% SCONTO

PREZZO SCONTATO **€ 16.500**

-6% CREDITO D'IMPOSTA per professionisti ed srl

COSTO REALE **€ 15.510**

ISOPLUS**05 PROMO
4.0**EURODENT[®]
Treat yourself**PC INTEGRATO EU MEDICAL**

PC integrato da 18,5" con monitor touchscreen, risoluzione 1366x768 pixel, VESA 100x100mm, processore Intel i5 Dual core, disco rigido SSD 128GB, RAM 8GB, LAN 10/100/1000 MBPS, Wireless LAN, alimentatore 12v separato, Windows 10 Professional, **sistema di sterilizzazione LED UVC incorporata**.

VALORE
COMMERCIALE
€ 3.100

**IN OMAGGIO
CON L'OFFERTA**

Completo di mouse e mini tastiera wireless.
Completo di supporto fisso 120 mm.
Completo di blocchetto regolabile e cablaggio per PC.

TELECAMERA INTRAORALE EU

Video camera intraorale digitale usb, sensore Cmos con lenti liquide. Risoluzione VGA, HD e FULL HD. Dal manipolo è possibile controllare intensità led, funzione RX, autofocus digitale automatico in continuo/manuale prescatto e gyromouse a due tasti. Programmabile per utilizzo con software di immagini più comuni Driver I'twin avanzato

VALORE
COMMERCIALE
€ 1.200

**IN OMAGGIO
CON L'OFFERTA**

*Rata indicizzata su 72 canoni mensili.
Assicurazione All Risks compresa.
Transporto, montaggio e IVA esclusi.

Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l'ente erogante.

Promozione valida fino al 31/12/2022

VALORE
RIUNITO* **€ 29.100**

-50% SCONTO

PREZZO
SCONTATO **€ 14.550**

A SOLI
AL MESE **€ 250,^{30*}**

-40% CREDITO D'IMPOSTA
per srl odontoiatriche

COSTO
REALE **€ 8.730**

*VALORE RIUNITO CON
PACCHETTO ESSENTIAL + PACCHETTO 4.0

Approfitta degli straordinari incentivi fiscali 2022

Beni strumentali 4.0 (ex iper) sei una società odontoiatrica?

Se acquisti un riunito Eurodent 4.0 interconnesso, esso produrrà un **credito d'imposta del 40%**, ma solo se ad acquistarlo sarà una srl odontoiatrica (non applicabile allo studio professionale).

I termini di fruibilità del credito d'imposta è di 3 anni.

Credito d'imposta 6% (ex super) sei uno studio professionale o una società odontoiatrica?

Se acquisti un riunito Eurodent, esso produrrà un **credito d'imposta del 6%**, fruibile in un solo anno e a compensazione immediata.

Il vantaggio fiscale è immediatamente spendibile nello stesso anno in cui viene fatto l'investimento.

Contattaci per maggiori informazioni e/o consulta il tuo commercialista.

Il beneficio fiscale termina il 31 dicembre 2022.



SCEGLIAMO ITALIANO



Via Rossini, 26 - 40055 Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051 780465 - Fax 051 781625
eurodent@eurodent.it - www.eurodent.it

Responsabile commerciale:
Sig. ra Giovanna Dozio - Cell. 393 8875521

EURODENT

Treat yourself!