

EURODENT

AUTOMNE 2022

Treat yourself!

Exprimez votre
professionnalisme !

Saisissez
l'occasion

CONGRÈS
INTERNATIONAL
ADF
22-26 NOVEMBRE
2022
STAND 2M34



EURODENT met votre professionnalisme au centre : exprimez votre talent et faites la différence



EURODENT, c'est :

- | | |
|-------------|---|
| ERGONOMIE | Position de travail optimale pour toujours obtenir le meilleur résultat de traitement. |
| DESIGN | La beauté du design crée un environnement agréable pour le bien-être de l'équipe dentaire et des patients. |
| GARANTIE | Les produits « Made in Italy » sont garantis pendant 3 ans. |
| ÉCONOMIE | La grande fiabilité de l'unité dentaire réduit les temps d'arrêt, les pièces de rechange sont disponibles à des coûts réduits en vue d'assurer en permanence une fonctionnalité maximale. |
| SPÉCIALISTE | Le vaste réseau de techniciens d'Eurodent, pour une assistance assurant le bon fonctionnement de votre cabinet. |

ISOFLEX: l'ergonomie sur mesure

ANNONCES



ISOFLEX



ISOFLEX
CONTINENTAL



ISOFLEX
MODULAR/
ORTHO



ISOFLEX
CART

EURODENT connaît l'importance de l'ergonomie. Il l'a maintenant portée au plus haut niveau avec ISOFLEX : ce nouveau concept de travail permet au praticien de toujours trouver la position optimale autour du patient, grâce à un système qui s'adapte aux différentes disciplines et habitudes de travail. La liberté offerte par ISOFLEX favorise une flexibilité et une fluidité maximales au travail, permettant d'obtenir toujours le meilleur résultat en termes de traitement.

À PARTIR DE

€ 6.990

Tous les prix s'entendent TTC applicables en France.
Transport et montage exclus.
Promotion valable jusqu'au 31/12/2022

ISO/OS: votre cabinet chirurgical intégré




ISOCART

Doté de 5 compartiments d'instruments, il peut être équipé selon les exigences du praticien. Il permet l'utilisation d'eau distillée destinée aux pulvérisateurs des instruments.



EDGE S

Fauteuil chirurgical actionné par 4 moteurs linéaires au moyen d'une commande à pédale multifonctions sans fil. Avec système de Trendelenburg et rails latéraux.



Lampe LED de dernière génération garantissant une lumière froide, une longue durée et une faible consommation d'énergie. La zone de travail est éclairée de façon idéale, ce qui garantit d'excellentes conditions de travail et de confort.



Aspiration sélective et précise du sang, des tissus et des fragments osseux. Équipé d'un double réservoir, pour assurer une meilleure continuité de travail et l'absence de temps d'arrêt.



Le meuble devient un élément d'organisation, d'ordre et d'efficacité, assurant la disponibilité immédiate des instruments.

Un projet ambitieux, qu'EURODENT met à la disposition des professionnels qui exigent les meilleurs outils et les meilleurs équipements dans le domaine de la chirurgie orale.



Les photos sont indicatives, pour les besoins de la promotion la description est valable

01 **PROMO
ESSENTIAL**

CONSOLE DENTISTE

- Réglage indépendant de la puissance et des sprays de chaque instrument.
- Système de sécurité pour la sélection automatique des instruments.
- Dispositif Anti Retraction Valve aux instruments.
- Clavier à membrane pour le contrôle de:
 - Mouvement fauteuil et activation des programmes de ce dernier,
 - Allumage et extinction lampe scialytique,
 - Remplissage gobelet et lavage crachoir temporisés,
 - Activation des programmes automatiques de rinçage et retour à la dernière position,
 - Contrôle de toutes les fonctions des instruments.
- Poignée de mouvement amovible et pouvant être stérilisée en autoclave.
- Pose instruments en silicone.
- Tablette porte-plateau sur bras articulé.

INSTRUMENTATION

- Module avec seringue air - eau - spray.
- Module pour turbine à fibres optiques.
- Module avec micromoteur MCX LED à induction
- Détartreur e led P-E.

CONSOLE ASSISTANTE

- Double bras articulé.
- 1 canule pour aspiration chirurgicale et 1 canule pour aspiration de salive.
- Clavier à membrane pour le contrôle de:
 - Mouvement fauteuil et activation des programmes de ce dernier,
 - Allumage et extinction lampe scialytique,
 - Remplissage gobelet et lavage crachoir temporisés,
 - Activation des programmes automatiques de rinçage et retour à la dernière position.
- Poignée de mouvement amovible et pouvant être stérilisée en autoclave.

PARTIE CRACHOIR

- Cuvette avec porte-verre en céramique rotatif sur 160° amovible et pouvant être stérilisé en autoclave.
- Fontaines remplissage de verre et lavage cuvette amovibles et pouvant être stérilisées en autoclave.
- Aspiration pré-équipée pour anneau humide ou liquide.

FAUTEUIL AGO4

- Fauteuil électromécanique avec accoudoir gauche blanc.
- 4 mouvements guidés (montée - descente de l'assise, montée - descente du dossier).
- 4 positions programmables.
- Mouvement du dossier avec Trendelenburg compensé.
- Tête avec double articulation.
- Sécurités anti-écrasement pour la base et le dossier.
- Kit de stabilité.

PEDALE MULTIFONCTIONS

- Activation et réglage de la vitesse ou puissance des instruments.
- Activation spray et chip air.

ÉCLAIRAGE À LED EU POLARIS

- Intensité réglable jusqu'à 50000 lux, rotation sur 3 axes
- Dimensions du piont lumineux 200x80 mm (à la distance de 700 mm)
- Poignée avec système PLUG&PLAY et pouvant être stérilisée en autoclave.

REMISE
40%
PROFITEZ - EN

LAMPE LED EU POLARIS


- Nouveau bras FLOW MOTION
- Tête, articulations et bras en aluminium
- Rotation sur le 3° axe
- Dimension du point lumineux : 200 x 80 mm (à la distance de 700 mm)
- Intensité lumineuse réglable jusqu'à 50 000 lux
- Poignées détachables et stérilisables
- Alimentation électrique de 12 à 14 Vca
- Made in Italy
- Poignées avec système PLUG&PLAY pour miroir, filtre et lampe pour le détartreur « CORE WHITE » (options)
- 24 mois de garantie



VALEUR
COMMERCIALE
€ 2.120
OFFERT AVEC
LA PROMO

DETARTREUR LED P-E

Détartreur à ultrasons piézo-électrique avec fibre optique LED, avec fonctions détartage, périodontie et endodontie compatibles avec les inserts EMS.



Les vibrations générées sont absolument linéaires et longitudinales, avec recherche automatique de la fréquence en fonction de l'insert utilisé.

VALEUR
COMMERCIALE
€ 1.560
OFFERT AVEC
LA PROMO

MICROMOTEUR À INDUCTION MCX LED BIEN AIR

Micromoteur à induction MCX pour la l'odontologie conservatrice classique, les préparations et la prophylaxie. Éclairage à LED.

- Vitesse de rotation comprise entre 1 000 et 40 000 tr/min.
- Couple : 2,5 Nw/cm.
- 40 % plus court
- 33 % plus léger
- Avec contrôle électronique Smart Logic, pour une puissance constante et précise écarts de tension.

 **Swiss Made
GARANTI 3 ANS**



VALEUR
COMMERCIALE
€ 2.600
OFFERT AVEC
LA PROMO

EURODENT
Treat yourself!

Tous les prix s'entendent TTC applicables en France. **Transport et montage exclus.** Fiches de présentation, taux et condition auprès de l'organisme de crédit.

MENSUELS À SEULEMENT € 244*

* 72 loyers mensuels.

PRIX CATALOGUE € 26.600

-40% REMISE

PRIX FINAL € 15.960

Promotion valable jusqu'au 31/12/2022

ISOFLEX



Les photos sont indicatives, pour les besoins de la promotion la description est valable

02 PROMO SPECIALIST

CONSOLE ORTHO AMBIDESTRE MODULAIRE AVEC AGENCEMENT JUSQU'A 6 INSTRUMENTS COMPLET AVEC :

- Un BRAS AMBIDESTRE fixation arrière fauteuil complet avec :
 - Un KIT Aspiration DUUR prédisposé pour 2 tuyaux d'aspiration avec des électrovannes sélectives.

INSTRUMENTATION :

- Module avec seringue 3 fonctions
- Module pour turbine avec lumière
- Module avec micro moteur d'induction Bien air MCX LED
- Detartreur a led P-E.

- Unit avec Réglage indépendant de la puissance et des sprays de chaque instrument
- Dispositif Anti Rétraction Valve aux instruments.
- Système de sécurité pour la sélection automatique des instruments
- Bouton de signalisation LED pour activer la distribution du spray bouteille et l'eau de ville
- Indicateur LED pour l'inversion du micro moteur
- Indicateur LED pour l'insertion du spray
- Indicateur LED pour la variation de la puissance des instruments sur 5 niveaux
- Poignée de mouvement amovible et pouvant être stérilisée en autoclave.
- Tablette porte- plateau
- Safespray

FAUTEUIL AG04XF

- Fauteuil électromécanique avec accoudoir gauche blanc.
- 4 mouvements guidés et 4 positions programmables.
- Mouvement du dossier avec Trendelenburg compensé.
- Tête avec double articulation.
- Sécurités anti-écrasement pour la base et le dossier.

PÉDALE SANS FIL MULTIFONCTIONS

- Activation et réglage de la vitesse ou puissance des instruments.
- Activation spray et chip air.
- Activation des mouvements du fauteuil et de ses programmes.
- Activation des programmes automatiques de rinçage et retour à la dernière position

ÉCLAIRAGE À LED SW MAIA

- Support scialytique fixation fauteuil
- Intensité lumineuse 35000 lux, température de couleur 5000° K.
- Poignées amovibles et pouvant être stérilisées en autoclave.
- Rotation sur 2 axes

BRAS DOUBLE AVEC PLATEAU DOUBLE FIXATION SUPPORT SCIALYTIQUE EN OPTION

REMISE
40%
PROFITEZ - EN

ÉCLAIRAGE À LED EU MAIA

- Avec la technologie à LED, l'équilibre parfait du système de rotation, permet un excellent positionnement du faisceau lumineux. La définition précise du spot lumineux élimine l'éblouissement, et protège de la sorte les yeux de vos patients.
- Intensité lumineuse de 3.000 à 35.000 lux.
 - Température de couleur 5.000 K.
 - Dimensions spot lumineux 85 x170 mm.
 - Rotation sur 2 axes.
 - Réglage de l'intensité lumineuse.
 - Avec parabole réfléchissante.
 - Poignées amovibles et pouvant être stérilisées en autoclave.

VALEUR COMMERCIALE
€ 2.160
OFFERT AVEC LA PROMO

DETARTREUR LED P-E

Détartreur à ultrasons piézo-électrique avec fibre optique LED, avec fonctions détartrage, périodontie et endodontie compatibles avec les inserts EMS.

Les vibrations générées sont absolument linéaires et longitudinales, avec recherche automatique de la fréquence en fonction de l'insert utilisé.

VALEUR COMMERCIALE
€ 1.560
OFFERT AVEC LA PROMO

MICROMOTEUR À INDUCTION MCX LED BIEN AIR

Micromoteur à induction MCX pour la l'odontologie conservatrice classique, les préparations et la prophylaxie. Éclairage à LED.

- Vitesse de rotation comprise entre 1 000 et 40 000 tr/min.
- Couple : 2,5 Nw/cm.
- 40 % plus court
- 33 % plus léger
- Avec contrôle électronique Smart Logic, pour une puissance constante et précise écarts de tension.

 Swiss Made
GARANTI 3 ANS

VALEUR COMMERCIALE
€ 2.600
OFFERT AVEC LA PROMO

SAFESPRAY

Un récipient pressurisé qui requière l'utilisation d'eau distillée (éventuellement mélangée avec du désinfectant) destiné aux sprays de tous les instruments de la tablette praticien et de la seringue assistante.

VALEUR COMMERCIALE
€ 382
OFFERT AVEC LA PROMO

EURODENT
Treat yourself!

Tous les prix s'entendent TTC applicables en France. Transport et montage exclus. Fiches de présentation, taux et condition auprès de l'organisme de crédit.

MENSUELS À SEULEMENT € **286***

* 72 loyers mensuels.

PRIX CATALOGUE € **31.200**

-40% REMISE

PRIX FINAL € **18.720**

Promotion valable jusqu'au 31/12/2022

ISOTRON

REMISE
40%
PROFITEZ - EN

LAMPE LED EU POLARIS

- Nouveau bras FLOW MOTION
- Tête, articulations et bras en aluminium
- Rotation sur le 3^e axe
- Dimension du point lumineux : 200 x 80 mm (à la distance de 700 mm)
- Intensité lumineuse réglable jusqu'à 50 000 lux
- Poignées détachables et stérilisables
- Alimentation électrique de 12 à 14 Vca
- Made in Italy
- Poignées avec système PLUG&PLAY pour miroir, filtre et lampe pour le détartrage « CORE WHITE » (options)
- 24 mois de garantie




VALEUR COMMERCIALE
€ 2.120

OFFERT AVEC LA PROMO

DETARTREUR LED P-E

Détartreur à ultrasons piézo-électrique avec fibre optique LED, avec fonctions détartrage, périodontie et endodontie compatibles avec les inserts EMS.



Les vibrations générées sont absolument linéaires et longitudinales, avec recherche automatique de la fréquence en fonction de l'insert utilisé.

VALEUR COMMERCIALE
€ 1.560

OFFERT AVEC LA PROMO

MICROMOTEUR À INDUCTION MX2 BIEN AIR

Pour l'endodontie, la chirurgie, l'odontologie conservatrice et la prophylaxie : vitesse de rotation comprise entre 80 et 40 000 tr/min. Couple : 3,5 Nw/cm



VALEUR COMMERCIALE
€ 2.890

OFFERT AVEC LA PROMO

SAFESPRAY

Un récipient pressurisé qui requière l'utilisation d'eau distillée (éventuellement mélangée avec du désinfectant) destiné aux sprays de tous les instruments de la tablette praticien et de la seringue assistante.



VALEUR COMMERCIALE
€ 382

OFFERT AVEC LA PROMO



Les photographies sont indicatives, pour les besoins de la promotion la description est valable

03 PROMO ADVANCED

- CONSOLE DENTISTE**
- Réglage indépendant de la puissance et des sprays de chaque instrument.
 - Système de sécurité pour la sélection automatique des instruments.
 - Dispositif Anti Retraction Valve aux instruments.
 - **Afficheur pour le contrôle de tous les paramètres des instruments en fonction des exigences.**
 - **Ecran tactile capacitif pour le contrôle de:**
 - **Mouvement du fauteuil et activation de ses programmes,**
 - **Allumage et extinction de la lampe scialytique,**
 - **Remplissage du gobelet et lavage du bassin temporisés,**
 - **Activation des programmes automatiques de rinçage et retour à la dernière position,**
 - **Contrôle de toutes les fonctions des instruments.**
 - Pose instruments en silicone et poignées de mouvement escamotables et autoclavables.
 - Tablette porte-plateau sur bras articulé.

- INSTRUMENTATION**
- Module avec seringue air - eau - spray.
 - Module pour turbine à fibres optiques.
 - **Module avec micromoteur électrique MX2 LED à induction avec contrôle de couples**
 - Detartreur a led P-E.

- CONSOLE ASSISTANTE**
- Double bras articulé.
 - 1 canule pour aspiration chirurgicale et 1 canule pour aspiration de salive.
 - Clavier à membrane pour le contrôle de:
 - Mouvement fauteuil et activation des programmes de ce dernier,
 - Allumage et extinction lampe scialytique,
 - Remplissage gobelet et lavage crachoir temporisés,
 - Activation des programmes automatiques de rinçage et retour à la dernière position.
 - Poignée de mouvement amovible et pouvant être stérilisée en autoclave.

- PARTIE CRACHOIR**
- Cuvette avec porte-verre en céramique rotatif sur 160° amovible et pouvant être stérilisé en autoclave.
 - Fontaines remplissage de verre et lavage cuvette amovibles et pouvant être stérilisées en autoclave.
 - Aspiration pré-équipée pour anneau humide ou liquide avec vanne de sélection pour aspiration centralisée.
 - Safespray

- FAUTEUIL AG04-ISOTRON**
- Fauteuil électromécanique avec accoudoir gauche blanc.
 - 4 mouvements guidés (montée - descente de l'assise, montée - descente du dossier).
 - 4 positions programmables.
 - Mouvement du dossier avec Trendelemburg compensé.
 - Têtière avec double articulation.
 - Sécurités anti-écrasement pour la base et le dossier.
 - Kit de stabilité.

- PÉDALIER SANS FIL MULTIFONCTIONS**
- Activation et réglage de la vitesse ou puissance des instruments.
 - Activation spray et chip air.
 - Activation des mouvements du fauteuil et de ses programmes.
 - Activation des programmes automatiques de rinçage et retour à la dernière position.
 - Possibilité de personnaliser les commandes selon les exigences.

- ÉCLAIRAGE À LED EU POLARIS**
- Intensitée réglable jusqu'à 50000 lux, rotation sur 3 axes
 - Dimensions du piont lumineux 200x80 mm (à la distance de 700 mm)
 - Poignée avec système PLUG&PLAY et pouvant être stérilisée en autoclave.

EURODENT
Treat yourself!

Tous les prix s'entendent TTC applicables en France. **Transport et montage exclus.** Fiches de présentation, taux et condition auprès de l'organisme de crédit.

MENSUELS À SEULEMENT € **285***

* 72 loyers mensuels.

PRIX CATALOGUE € **31.100**

-40% REMISE

PRIX FINAL € **18.660**

Promotion valable jusqu'au 31/12/2022

ISOFLEX



Les photos sont indicatives, pour les besoins de la promotion la description est valable

04 PROMO FLEXIBLE

CART DIGITAL SMART EVO COMPLET AVEC AGENCEMENT JUSQU'A 5 INSTRUMENTS

- Clavier PAD avec affichage graphique numérique
- Réglage indépendant de la puissance et des sprays de chaque instrument.
- Système de sécurité pour la sélection automatique des instruments.
- Dispositif Anti Rétraction Valve aux instruments.
- Afficheur pour le contrôle de tous les paramètres des instruments en fonction des exigences.
- Mouvement du fauteuil et activation de ses programmes,
 - Allumage et extinction de la lampe scialytique,
 - Remplissage du gobelet et lavage du bassin temporisés.
 - Contrôle de toutes les fonctions des instruments.
- Poignée de mouvement .
- Tablette porte plateau
- PEDAL MULTIFONCTION RHÉOSTAT AVEC ACTIVATION DU SPRAY , VITESSE DES INSTRUMENTS ET MOUVEMENTS DU FAUTEUIL

INSTRUMENTATION

- Module avec seringue air - eau - spray.
- Module pour turbine à fibres optiques
- Module avec micromoteur électrique MX2 LED à induction avec contrôle de couples
- Détartreur à led P-E.

PARTIE CRACHOIR

- Cuvette avec porte-verre en céramique rotatif sur 160° amovible et pouvant être stérilisé en autoclave.
- Fontaines remplissage de verre et lavage cuvette amovibles et pouvant être stérilisées en autoclave.
- Aspiration pré-équipée pour anneau humide ou liquide avec vanne de crachoir intégré.
- Safespray

FAUTEUIL AGO4XF

- Fauteuil électromécanique avec accoudoir gauche blanc.
- 4 mouvements guidés (montée - descente de l'assise, montée - descente du dossier).
- 4 positions programmables.
- Mouvement du dossier avec Trendelenburg compensé.
- Tête avec double articulation.
- Sécurités anti-écrasement pour la base et le dossier.
- Kit de stabilité.
- UN BRAS AMBIDESTRE fixation arrière fauteuil complet avec :
 - Un KIT Aspiration DUUR prédisposé pour 2 tuyaux d'aspiration avec électrovannes sélectives et vanne de sélection Durr intégré I

ÉCLAIRAGE À LED SW MAIA

- Support scialytique fixation crachoir
- Intensité lumineuse 35000 lux, température de couleur 5000° K.
- Poignées amovibles et pouvant être stérilisées en autoclave.
- Rotation sur 2 axes

BRAS DOUBLE AVEC PLATEAU DOUBLE FIXATION SUPPORT SCIALYTIQUE EN OPTION

REMISE
40%
PROFITEZ - EN

ÉCLAIRAGE À LED EU MAIA

Avec la technologie à LED, l'équilibre parfait du système de rotation, permet un excellent positionnement du faisceau lumineux. La définition précise du spot lumineux élimine l'éblouissement, et protège de la sorte les yeux de vos patients.

- Intensité lumineuse de 3.000 à 35.000 lux.
- Température de couleur 5.000 K.
- Dimensions spot lumineux 85 x170 mm.
- Rotation sur 2 axes.
- Réglage de l'intensité lumineuse.
- Avec parabole réfléchissante.
- Poignées amovibles et pouvant être stérilisées en autoclave.

VALEUR COMMERCIALE
€ 2.160
OFFERT AVEC LA PROMO

DETARTREUR LED P-E

Détartreur à ultrasons piézo-électrique avec fibre optique LED, avec fonctions détartrage, périodontie et endodontie compatibles avec les inserts EMS.

Les vibrations générées sont absolument linéaires et longitudinales, avec recherche automatique de la fréquence en fonction de l'insert utilisé.

VALEUR COMMERCIALE
€ 1.560
OFFERT AVEC LA PROMO

MICROMOTEUR À INDUCTION MX2 BIEN AIR

Pour l'endodontie, la chirurgie, l'odontologie conservatrice et la prophylaxie : vitesse de rotation comprise entre 80 et 40 000 tr/min. Couple : 3,5 Nw/cm

- 40 % plus court
- 33 % plus léger
- Équipé d'un éclairage à LED réglable
- Avec contrôle électronique Smart Logic, pour une puissance constante et précise sans écarts de tension.

 Swiss Made
GARANTI 3 ANS

VALEUR COMMERCIALE
€ 2.890
OFFERT AVEC LA PROMO

SAFESPRAY

Un récipient pressurisé qui requière l'utilisation d'eau distillée (éventuellement mélangée avec du désinfectant) destiné aux sprays de tous les instruments de la tablette praticien et de la seringue assistante.

VALEUR COMMERCIALE
€ 382
OFFERT AVEC LA PROMO

EURODENT

Treat yourself!

Tous les prix s'entendent TTC applicables en France. Transport et montage exclus. Fiches de présentation, taux et condition auprès de l'organisme de crédit.

MENSUELS À SEULEMENT € **312***

* 72 loyers mensuels.

PRIX CATALOGUE € **34.000**

-40% REMISE

PRIX FINAL € **20.400**

Promotion valable jusqu'au 31/12/2022

ISOPLUS



PC INTÉGRÉ EU MEDICAL

PC intégré de 18,5" à écran tactile, résolution de 1366 x 768 pixels, VESA 100 x 100mm, processeur Intel i5 Dual core, disque dur SSD de 128 Go, RAM 8 Go, LAN 10/100/1000 MBPS, LAN sans fil, alimentation séparée de 12 V, Windows 10 Professional, système de stérilisation UVC LED intégré. Certification d'étanchéité frontale IP65 + EN6060112:2015 93/42/CEE.

- Fourni avec une souris et un mini clavier sans fil.
- Fourni avec support fixe de 120 mm.
- Fourni avec bloc réglable et câblage pour PC.

VALEUR COMMERCIALE
€ 3.100
OFFERT AVEC LA PROMO

ÉCLAIRAGE À LED EU MAIA

Avec la technologie à LED, l'équilibre parfait du système de rotation, permet un excellent positionnement du faisceau lumineux. La définition précise du spot lumineux élimine l'éblouissement, et protège de la sorte les yeux de vos patients.

- Intensité lumineuse de 3.000 à 35.000 lux.
- Température de couleur 5.000 K.
- Dimensions spot lumineux 85 x170 mm.
- Rotation sur 2 axes.
- Réglage de l'intensité lumineuse.
- Avec parabole réfléchissante.
- Poignées amovibles et pouvant être stérilisées en autoclave.

VALEUR COMMERCIALE
€ 2.160
OFFERT AVEC LA PROMO

DETARTREUR LED P-E

Détartreur à ultrasons piézo-électrique avec fibre optique LED, avec fonctions détartrage, périodontie et endodontie compatibles avec les inserts EMS.

Les vibrations générées sont absolument linéaires et longitudinales, avec recherche automatique de la fréquence en fonction de l'insert utilisé.

VALEUR COMMERCIALE
€ 1.560
OFFERT AVEC LA PROMO

MICROMOTEUR À INDUCTION MCX LED BIEN AIR

Micromoteur à induction MCX pour la l'odontologie conservatrice classique, les préparations et la prophylaxie. Éclairage à LED.

- Vitesse de rotation comprise entre 1 000 et 40 000 tr/min.
- Couple : 2,5 Nw/cm.
- 40 % plus court
- 33 % plus léger
- Avec contrôle électronique Smart Logic, pour une puissance constante et précise écarts de tension.

 Swiss Made
GARANTI 3 ANS

VALEUR COMMERCIALE
€ 2.600
OFFERT AVEC LA PROMO

CAMÉRA INTRA-ORALE EU

Caméra vidéo intra-orale numérique USB, capteur CMOS à lentilles liquides. Résolution VGA, HD et FULL HD. Depuis la pièce à main, il est possible de contrôler l'intensité des LED, la fonction RX, l'autofocus numérique continu/manuel et la souris gyroscopique à deux touches.

Programmable pour une utilisation avec les logiciels d'imagerie les plus répandus Pilote Twain avancé

VALEUR COMMERCIALE
€ 1.200
OFFERT AVEC LA PROMO

3 ANS
GARANTIE 3 ANS

05 PROMO 4.0

CONSOLE DENTISTE

- Réglage indépendant de la puissance et des sprays de chaque instrument.
- Système de sécurité pour la sélection automatique des instruments.
- Dispositif Anti Retraction Valve aux instruments.
- Clavier à membrane pour le contrôle de:
 - Mouvement fauteuil et activation des programmes de ce dernier,
 - Allumage et extinction lampe scialytique,
 - Remplissage gobelet et lavage crachoir temporisés,
 - Activation des programmes automatiques de rinçage et retour à la dernière position,
 - Contrôle de toutes les fonctions des instruments.
- Poignée de mouvement amovible et pouvant être stérilisée en autoclave.
- Pose instruments en silicone.
- Tablette porte-plateau sur bras articulé.

INSTRUMENTATION

- Module avec seringue air - eau - spray.
- Module pour turbine à fibres optiques.
- Module avec micromoteur MCX LED à induction
- Détartreur à led P-E.

CONSOLE ASSISTANTE

- Double bras articulé.
- 1 canule pour aspiration chirurgicale et 1 canule pour aspiration de salive.
- Clavier à membrane pour le contrôle de:
 - Mouvement fauteuil et activation des programmes de ce dernier,
 - Allumage et extinction lampe scialytique,
 - Remplissage gobelet et lavage crachoir temporisés,
 - Activation des programmes automatiques de rinçage et retour à la dernière position.
- Poignée de mouvement amovible et pouvant être stérilisée en autoclave.

PARTIE CRACHOIR

- Cuvette avec porte-verre en céramique rotatif sur 160° amovible et pouvant être stérilisé en autoclave.
- Fontaines remplissage de verre et lavage cuvette amovibles et pouvant être stérilisées en autoclave.
- Aspiration pré-équipée pour anneau humide ou liquide.

FAUTEUIL AGO4

- Fauteuil électromécanique avec accoudoir gauche blanc.
- 4 mouvements guidés (montée - descente de l'assise, montée - descente du dossier).
- 4 positions programmables.
- Mouvement du dossier avec Trendelemburg compensé.
- Tête avec double articulation.
- Sécurités anti-écrasement pour la base et le dossier.
- Kit de stabilité.

PEDALE MULTIFONCTIONS

- Activation et réglage de la vitesse ou puissance des instruments.
- Activation spray et chip air.

ÉCLAIRAGE À LED MAIA

- Intensité lumineuse 35000 lux, température de couleur 5000° K.
- Poignées amovibles et pouvant être stérilisées en autoclave.
- Rotation sur 2 axes.

Les photos sont indicatives, pour les besoins de la promotion la description est valable

REMISE
40%
PROFITEZ - EN

EURODENT
Treat yourself!

Tous les prix s'entendent TTC applicables en France. Transport et montage exclus. Fiches de présentation, taux et condition auprès de l'organisme de crédit.

MENSUELS À SEULEMENT
€ 300*

* 72 loyers mensuels.

PRIX CATALOGUE
€ 32.800

-40% REMISE

PRIX FINAL
€ 19.680

Promotion valable jusqu'au 31/12/2022

ABSOLUTE



Les photos sont indicatives, pour les besoins de la promotion la description est valable

06 PROMO EXCELLENT

- CONSOLE DENTISTE**
- Contrôle indépendant de la vitesse et de la puissance des moteurs, des détartreurs et des sprays de tous les instruments.
 - Système de sécurité pour la sélection automatique des instruments.
 - Dispositif Anti Retraction Valve aux instruments.
 - **Afficheur pour le contrôle de tous les paramètres des instruments en fonction des exigences.**
 - **Ecran tactile capacitif pour le contrôle de:**
 - **Mouvement du fauteuil et activation de ses programmes.**
 - **Allumage et extinction de la lampe scalyttique.**
 - **Remplissage du gobelet et lavage du bassin temporisés.**
 - **Activation des programmes automatiques de rinçage et retour à la dernière position.**
 - **Contrôle de toutes les fonctions des instruments.**
 - Pose instruments en silicone et poignées de mouvement escamotables et autoclavables.
 - Tablette porte-plateau double sur bras articulé.

- INSTRUMENTATION**
- Module avec seringue air - eau - spray.
 - Module pour turbine à fibres optiques.
 - **Module avec micromoteur électrique MX2 LED à induction avec contrôle de couples**
 - Détartreur à led P-E.

- CONSOLE ASSISTANTE**
- Double bras articulé et pantographe.
 - 1 canule pour aspiration chirurgicale et 1 canule pour aspiration de salive.
 - Clavier à membrane pour le contrôle de:
 - Mouvement fauteuil et activation des programmes de ce dernier.
 - Allumage et extinction lampe scalyttique.
 - Remplissage gobelet et lavage crachoir temporisés.
 - Activation des programmes automatiques de rinçage et retour à la dernière position.
 - Pré-équipement pour 2 instruments supplémentaires : seringue et lampe de polymérisation.

- PARTIE CRACHOIR**
- Cuvette avec porte-verre en céramique rotatif sur 140° amovible et pouvant être stérilisé en autoclave.
 - Fontaines remplissage de verre amovible et pouvant être stérilisées en autoclave.
 - Aspiration pré-équipée pour anneau humide ou liquide avec vanne d'aspiration centralisée .
 - Safespray.

- FAUTEUIL AG04**
- Fauteuil électromécanique avec accoudoir gauche blanc.
 - 4 mouvements guidés (montée - descente de l'assise, montée - descente du dossier).
 - 4 positions programmables.
 - Mouvement du dossier avec Trendelemburg compensé.
 - Têtière avec double articulation.
 - Sécurités anti-écrasement pour la base et le dossier.

- PÉDALIER SANS FIL MULTIFONCTIONS**
- Activation et réglage de la vitesse ou puissance des instruments.
 - Activation spray et chip air.
 - Activation des mouvements du fauteuil et de ses programmes.
 - Activation des programmes automatiques de rinçage et retou à la dernière position.
 - Possibilité de personnaliser les commandes selon les exigences.

- ÉCLAIRAGE À LED MAIA**
- Intensité lumineuse 35000 lux, température de couleur 5000° K.
 - Poignées amovibles et pouvant être stérilisées en autoclave.
 - Rotation sur 2 axes.

- ÉCLAIRAGE À LED EU MAIA**
- Avec la technologie à LED, l'équilibre parfait du système de rotation, permet un excellent positionnement du faisceau lumineux. La définition précise du spot lumineux élimine l'éblouissement, et protège de la sorte les yeux de vos patients.
- Intensité lumineuse de 3.000 à 35.000 lux.
 - Température de couleur 5.000 K.
 - Dimensions spot lumineux 85 x170 mm.
 - Rotation sur 2 axes.
 - Réglage de l'intensité lumineuse.
 - Avec parabole réfléchissante.
 - Poignées amovibles et pouvant être stérilisées en autoclave.

VALEUR COMMERCIALE
€ 2.160
OFFERT AVEC LA PROMO

- DETARTREUR LED P-E**
- Détartreur à ultrasons piézo-électrique avec fibre optique LED, avec fonctions détartage, périodontie et endodontie compatibles avec les inserts EMS.
- Les vibrations générées sont absolument linéaires et longitudinales, avec recherche automatique de la fréquence en fonction de l'insert utilisé.

VALEUR COMMERCIALE
€ 1.560
OFFERT AVEC LA PROMO

- MICROMOTEUR À INDUCTION MX2 BIEN AIR**
- Pour l'endodontie, la chirurgie, l'odontologie conservatrice et la prophylaxie : vitesse de rotation comprise entre 80 et 40 000 tr/min. Couple : 3,5 Nw/cm
- 40 % plus court
 - 33 % plus léger
 - Équipé d'un éclairage à LED réglable
 - Avec contrôle électronique Smart Logic, pour une puissance constante et précise sans écarts de tension.
-  **Swiss Made GARANTI 3 ANS**

VALEUR COMMERCIALE
€ 2.890
OFFERT AVEC LA PROMO

- SAFESPRAY**
- Un récipient pressurisé qui requière l'utilisation d'eau distillée (éventuellement mélangée avec du désinfectant) destiné aux sprays de tous les instruments de la tablette praticien et de la seringue assistante.
- 
- VALEUR COMMERCIALE
€ 382
OFFERT AVEC LA PROMO

REMISE
40%
PROFITEZ - EN

EURODENT
Treat yourself!

Tous les prix s'entendent TTC applicables en France. **Transport et montage exclus.** Fiches de présentation, taux et condition auprès de l'organisme de crédit.

MENSUELS À SEULEMENT € 333*

* 72 loyers mensuels.

PRIX CATALOGUE € 36.400
-40% REMISE
PRIX FINAL € 21.840

Promotion valable jusqu'au 31/12/2022

Les tabourets EURODENT s'adaptent rapidement et facilement à vos exigences grâce aux différentes options de réglage:

- Hauteur et inclinaison du siège réglables séparément.
- Rembourrage ergonomique de l'assise et du dossier,

au profil ergonomique.

- Plus de stabilité grâce à la forme spéciale profilée de l'assise.
- Beaucoup d'espace grâce au support arrondi pour la cuisse.



SYNCRO T5

Le siège anatomique et le mouvement synchronisé du dossier permettent au dentiste d'être assis dans la position la plus confortable et la plus correcte.

PRIX CATALOGUE € **950**

PRIX FINAL € **794**

TOUS LES PRIX S'ENTENDENT TTC.
Tabouret configuré sans repose-pieds.



ASSIST

Le siège rond et le dossier-bras semi-rond permettent à l'assistant d'être confortablement assis, tout en maintenant le maximum de rapidité dans les opérations.

PRIX CATALOGUE € **700**

PRIX FINAL € **590**

TOUS LES PRIX S'ENTENDENT TTC.
Tabouret configuré sans repose-pieds.



HARLEY

Permet d'équilibrer parfaitement le poids sur la colonne vertébrale et d'adopter une position qui réduit au minimum le stress pour les ligaments et les articulations.

PRIX CATALOGUE € **800**

PRIX FINAL € **645**

TOUS LES PRIX S'ENTENDENT TTC.
Tabouret configuré sans repose-pieds.

Les conditions financières indiquées sont fournies à titre indicatif et pourront subir des modifications en fonction de l'évolution du marché financier. Notices de présentation, taux et conditions auprès de l'organisme de financement. Le financement est subordonné à l'approbation de la société financière.
Promotion valable jusqu'au 31/12/2022



Relax = Confiance

«Eurodent sait quelle importance j'attache au fait que mes patients soient relaxés et satisfaits pendant le traitement. C'est ainsi qu'elle a créé cet équipement dentaire, qui m'aide à conquérir la confiance de mes clients.»

Dr Maurice Soudry
Marseille, France



Votre Eurodent Specialist est :

EURODENT

Treat yourself!

Via Rossini, 26 - 40055 Villanova di Castenaso (BO), Italy
Tel. +39 051 780465 - Fax +39 051 781625
eurodent@eurodent.it - www.eurodent.it

Directeur commercial:
Mme Giovanna Dozio
Cell. +39 393 8875521

