

EURODENT

OTOÑO 2022

Treat yourself!

¡Expresese toda su
profesionalidad!



Aproveche
el momento



EURODENT

pone su profesionalidad en el centro:
exprese su talento y haga la diferencia



EURODENT es:

- ERGONOMÍA** Posición de trabajo ideal para obtener siempre el mejor resultado del tratamiento.
- DISEÑO** La belleza del diseño crea un ambiente agradable para el bienestar del personal odontológico y de los pacientes.
- GARANTÍA** Productos Made in Italy con 3 años de garantía.
- ECONOMÍA** La alta fiabilidad del equipo dental reduce las paradas de la máquina. Los repuestos están disponibles a costos controlados para garantizar la máxima operatividad en todo momento.
- SPECIALIST** La amplia red de técnicos Eurodent ofrece asistencia las 24 horas para garantizar constantemente la operatividad del consultorio.

ISOFLEX: Ergonomía a medida



ISOFLEX



ISOFLEX
CONTINENTAL



ISOFLEX
MODULAR/
ORTHO



ISOFLEX
CART



EURODENT conoce la importancia de la ergonomía. Ahora, con ISOFLEX, la ha llevado al máximo nivel: este nuevo concepto de trabajo permite al profesional hallar siempre la posición ideal en torno al paciente, gracias a un sistema que se adapta a las diferentes disciplinas y hábitos operativos. La libertad ofrecida por ISOFLEX favorece la máxima flexibilidad y fluidez en el trabajo, con el fin de alcanzar siempre el mejor resultado del tratamiento.

DESDE

€ 5.550

Transporte, montaje e IVA excluidos.
Promoción válida hasta el 31/12/2022

ISO/OS: su consultorio quirúrgico integrado




ISOCART

Dotado de cinco compartimientos para instrumentos, se puede equipar en función de las necesidades de cada profesional. Permite el uso de agua destilada para los sprays de los instrumentos.



EDGE S

Sillón quirúrgico accionado por cuatro accionadores lineales mediante un mando de pedal inalámbrico multifunción. Con sistema trendelenburg y rieles laterales.



Lámpara LED de última generación, que garantiza luz fría, larga duración y bajo consumo de energía. El área visual queda perfectamente iluminada, garantizando óptimas condiciones de trabajo y de confort.



Una aspiración selectiva y precisa de la sangre, los tejidos y los fragmentos óseos. Dotado de doble depósito para garantizar mayor continuidad del trabajo y eliminar las paradas de la máquina.



El mueble se convierte en un elemento de organización, orden y eficiencia, garantizando la disponibilidad inmediata del instrumental.



Un proyecto ambicioso, que EURODENT pone a disposición de los profesionales que exigen los mejores instrumentos y recursos en el ámbito de la cirugía oral.

ISOPLUS



Las fotografías son indicativas. A los efectos de la promoción, se tomará como válida la descripción.

01 PROMO ESSENTIAL

CONSOLA DEL ODONTÓLOGO

- Regulación independiente de la potencia y de los sprays de cada instrumento.
- Sistema de seguridad para la selección automática de los instrumentos.
- Dispositivo Anti Retraction Valve (válvula antirretracción) para los instrumentos.
- Teclado de membrana para el control de:
 - Movimientos del sillón y activación de sus programas,
 - Encendido y apagado de la lámpara cialítica,
 - Llenado del vaso y lavado de la escupidera temporizados,
 - Activación de los programas automáticos de enjuague y de última posición,
 - Control de todas las funciones de los instrumentos.
- Bandeja para instrumentos con protección de silicona y manijas de desplazamiento desmontables y autoclavables.
- Bandeja portatray con brazo articulado.

INSTRUMENTOS

- Módulo con jeringa de aire - agua - spray.
- Módulo para turbina de fibra óptica.
- Módulo con micromotor eléctrico MCX Led Bien Air de inducción.
- Módulo de ultrasonidos led P-E

CONSOLA DEL ASISTENTE

- Doble brazo articulado.
- Dos cánulas de aspiración quirúrgica.
- Alojamiento para instrumento adicional.
- Teclado de membrana para el control de:
 - Movimientos del sillón y activación de sus programas,
 - Encendido y apagado de la lámpara cialítica,
 - Llenado del vaso y lavado de la escupidera temporizados,
 - Activación de los programas automáticos de enjuague y de última posición.
- Manija de desplazamiento desmontable y autoclavable.

GRUPO HÍDRICO

- Escupidera de cerámica con movimiento de 160°, extraíble y autoclavable.
- Grifos para el llenado del vaso y lavado de la escupidera desmontables y autoclavables.
- Aspiración prevista para anillo húmedo o líquido.

SILLÓN AGO4

- Sillón electromecánico con apoyabrazos izquierdo blanco.
- 4 movimientos guiados (subida/bajada del asiento, subida/bajada del respaldo).
- 4 posiciones programables.
- Trendelenburg sincronizado con el respaldo.
- Apoyacabezas con doble articulación.
- Dispositivos de seguridad antiplastamiento en la base y en el espaldar.
- Kit de estabilidad.

PEDALES

- Activación y regulación de la velocidad o potencia de los instrumentos.
- Activación de sprays y chip air.
- Activación de los movimientos del sillón y de sus programas.
- Activación de los programas automáticos de enjuague y última posición.

LÁMPARA LED EU POLARIS

- Intensidad luminosa: de 8.000 a 50.000 lx
- Temperatura de color regulable
- Dimensiones del spot luminoso: 90 x 200 mm
- Rotación en 3 ejes

DESCUENTO
50%
APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD

LÁMPARA LED EU POLARIS

La tecnología led y el perfecto equilibrio del sistema de rotación permiten la colocación ideal del haz luminoso. La precisa definición del spot luminoso impide el deslumbramiento, protegiendo los ojos del paciente.

- Intensidad luminosa: de 8.000 a 50.000 lx
- Temperatura de color regulable
- Dimensiones del spot luminoso: 90 x 200 mm
- Rotación en 3 ejes
- Regulación de la intensidad luminosa con 8 parábolas reflectantes que garantizan un óptimo efecto cialítico
- Manijas desmontables y autoclavables



VALOR COMERCIAL
€ 1.800
DE REGALO CON LA OFERTA

MÓDULO DE ULTRASONIDOS EU LED P-E

Módulo de ultrasonidos piezoeléctrico de fibra óptica por leds, con funciones de escafrificación, periodoncia y endodoncia, compatible con insertos EMS.



Las vibraciones generadas son absolutamente lineales y longitudinales, con búsqueda automática de la frecuencia en función del inserto utilizado.

VALOR COMERCIAL
€ 1.300
DE REGALO CON LA OFERTA

MICROMOTOR DE INDUCCIÓN MCX LED BIEN AIR

Micromotor de inducción MCX para intervenciones conservativas clásicas, preparaciones y profilaxis. Iluminación led.

- Velocidad de rotación comprendida entre 1.000 y 40.000 rpm
- Par: 2,5 N/cm
- 40 % más corto
- 33 % más liviano
- Con mando electrónico Smart Logic para garantizar una potencia constante y precisa, sin oscilaciones.

Swiss Made
3 AÑOS DE GARANTÍA



VALOR COMERCIAL
€ 2.600
DE REGALO CON LA OFERTA

EURODENT

Treat yourself!

*Plazo calculado para 60 cuotas mensuales. **Transporte, montaje e IVA excluidos.** Folletos informativos, tasas y condiciones en la entidad financiadora.

AL MES DESDE **€ 185,^{50*}**

PRECIO DE LISTA **€ 21.980**

-50% DESCUENTO

DESDE **€ 10.990**

Promoción válida hasta el 31/12/2022

ISOPLUS



Las fotografías son indicativas. A los efectos de la promoción, se tomará como válida la descripción.

02 PROMO MUST

CONSOLA DEL ODONTÓLOGO

- Regulación independiente de la potencia y de los sprays de cada instrumento.
- Sistema de seguridad para la selección automática de los instrumentos.
- Dispositivo Anti Retraction Valve (válvula antirretracción) para los instrumentos.
- Teclado de membrana para el control de:
 - Movimientos del sillón y activación de sus programas,
 - Encendido y apagado de la lámpara cialítica,
 - Llenado del vaso y lavado de la escudera temporizados,
 - Activación de los programas automáticos de enjuague y de última posición,
 - Control de todas las funciones de los instrumentos.
- Bandeja para instrumentos con protección de silicona y manijas de desplazamiento desmontables y autoclavables.
- Bandeja portatray con brazo articulado.

INSTRUMENTOS

- Módulo con jeringa de aire - agua - spray.
- Módulo para turbina de fibra óptica.
- Módulo con micromotor eléctrico MCX Led Bien Air de inducción.
- Módulo de ultrasonidos led P-E
- Lámpara de fotopolimerización EU-H

CONSOLA DEL ASISTENTE

- Doble brazo articulado.
- Dos cánulas de aspiración quirúrgica.
- Alojamiento para instrumento adicional.
- Teclado de membrana para el control de:
 - Movimientos del sillón y activación de sus programas,
 - Encendido y apagado de la lámpara cialítica,
 - Llenado del vaso y lavado de la escudera temporizados,
 - Activación de los programas automáticos de enjuague y de última posición.
- Manija de desplazamiento desmontable y autoclavable.

GRUPO HÍDRICO

- Escudera de cerámica con movimiento de 160°, extraíble y autoclavable.
- Grifos para el llenado del vaso y lavado de la escudera desmontables y autoclavables.
- Aspiración prevista para anillo húmedo o líquido.
- Safespray

SILLÓN AG04

- Sillón electromecánico con apoyabrazos izquierdo blanco.
- 4 movimientos guiados (subida/bajada del asiento, subida/bajada del respaldo).
- 4 posiciones programables.
- Trendelenburg sincronizado con el respaldo.
- Apoyacabezas con doble articulación.
- Dispositivos de seguridad antiplastamiento en la base y en el espaldar.
- Kit de estabilidad.
- Tapizado quirúrgico.

PEDALES

- Activación y regulación de la velocidad o potencia de los instrumentos.
- Activación de sprays y chip air.
- Activación de los movimientos del sillón y de sus programas.
- Activación de los programas automáticos de enjuague y última posición.

LÁMPARA LED EU POLARIS

- Intensidad luminosa: de 8.000 a 50.000 lx
- Temperatura de color regulable
- Dimensiones del spot luminoso: 90 x 200 mm
- Rotación en 3 ejes

TAPIZADO VISCOLÁSTICO
Gracias a las características del material utilizado, el tapizado viscoelástico aumenta el volumen del asiento, adaptándose al cuerpo del paciente y distribuyendo uniformemente la presión.



VALOR COMERCIAL
€ 1.050
DE REGALO CON LA OFERTA

LÁMPARA DE FOTOPOLIMERIZACIÓN EU-H

Lámpara de fotopolimerización EU-H con dos programas (ortodóntico y estándar), con potencias regulables de 1000 a 1800 mW/cm² y longitud de onda de 420 nm a 480 nm.



VALOR COMERCIAL
€ 600
DE REGALO CON LA OFERTA

LÁMPARA LED EU POLARIS

La tecnología led y el perfecto equilibrio del sistema de rotación permiten la colocación ideal del haz luminoso. La precisa definición del spot luminoso impide el deslumbramiento, protegiendo los ojos del paciente.

- Intensidad luminosa: de 8.000 a 50.000 lx
- Temperatura de color regulable
- Dimensiones del spot luminoso: 90 x 200 mm
- Rotación en 3 ejes
- Regulación de la intensidad luminosa con 8 parábolas reflectantes que garantizan un óptimo efecto cialítico
- Manijas desmontables y autoclavables



VALOR COMERCIAL
€ 1.800
DE REGALO CON LA OFERTA

MÓDULO DE ULTRASONIDOS EU LED P-E

Módulo de ultrasonidos piezoeléctrico de fibra óptica por leds, con funciones de escarificación, periodoncia y endodoncia, compatible con insertos EMS.



Las vibraciones generadas son absolutamente lineales y longitudinales, con búsqueda automática de la frecuencia en función del inserto utilizado.

VALOR COMERCIAL
€ 1.300
DE REGALO CON LA OFERTA

MICROMOTOR DE INDUCCIÓN MCX LED BIEN AIR

Micromotor de inducción MCX para intervenciones conservativas clásicas, preparaciones y profilaxis. Iluminación led.

- Velocidad de rotación comprendida entre 1.000 y 40.000 rpm
- Par: 2,5 N/cm
- 40 % más corto
- 33 % más liviano
- Con mando electrónico Smart Logic para garantizar una potencia constante y precisa, sin oscilaciones.

Swiss Made
3 AÑOS DE GARANTÍA



VALOR COMERCIAL
€ 2.600
DE REGALO CON LA OFERTA

SAFESPRAY

Un recipiente presurizado que permite el uso de agua destilada (eventualmente con higienizantes), destinada a los sprays de todos los instrumentos de la consola del odontólogo y de la jeringa del asistente.



VALOR COMERCIAL
€ 382
DE REGALO CON LA OFERTA

DESCUENTO
50%
APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD

EURODENT

Treat yourself!

*Plazo calculado para 60 cuotas mensuales. **Transporte, montaje e IVA excluidos.** Folletos informativos, tasas y condiciones en la entidad financiadora.

AL MES DESDE **€ 210,^{50*}**

PRECIO DE LISTA **€ 25.000**

-50% DESCUENTO

DESDE **€ 12.500**

Promoción válida hasta el 31/12/2022

ISOTRON

3
G. GARANTÍA 3 AÑOS.
GARANTÍA 3 AÑOS.

Las fotografías son indicativas. A los efectos de la promoción, se tomará como válida la descripción.



LÁMPARA DE FOTOPOLIMERIZACIÓN EU-H

Lámpara de fotopolimerización EU-H con dos programas (ortodóntico y estándar), con potencias regulables de 1000 a 1800 mW/cm² y longitud de onda de 420 nm a 480 nm.



VALOR COMERCIAL
€ 600
DE REGALO CON LA OFERTA

LÁMPARA LED EU MAIA

Con tecnología led, el perfecto equilibrio del sistema de rotación permite la colocación ideal del haz luminoso. La precisa definición del spot luminoso impide la luminosidad, protegiendo los ojos del paciente.

- Intensidad luminosa: de 3000 a 35000 lx.
- Temperatura de color: 5000 K.
- Dimensiones del spot luminoso: 85 x 170 mm.
- Rotación en 2 ejes.
- Regulación de la intensidad luminosa.
- Parábola reflectante.
- Manijas desmontables y autoclavables.



VALOR COMERCIAL
€ 1.800
DE REGALO CON LA OFERTA

MÓDULO DE ULTRASONIDOS EU LED P-E

Módulo de ultrasonidos piezoeléctrico de fibra óptica por leds, con funciones de escarificación, periodoncia y endodoncia, compatible con insertos EMS.



Las vibraciones generadas son absolutamente lineales y longitudinales, con búsqueda automática de la frecuencia en función del inserto utilizado.

VALOR COMERCIAL
€ 1.300
DE REGALO CON LA OFERTA

MICROMOTOR DE INDUCCIÓN MX2 BIEN AIR

Para endodancias, cirugías, intervenciones conservativas y profilaxis: velocidad de rotación comprendida entre 100 y 40.000 rpm Par: 3,5 N/cm

- 40 % más corto
- 33 % más liviano
- Con luz led regulable
- Con mando electrónico Smart Logic para garantizar una potencia constante y precisa, sin oscilaciones.



VALOR COMERCIAL
€ 2.890
DE REGALO CON LA OFERTA

Swiss Made
3 AÑOS DE GARANTÍA

SAFESPRAY

Un recipiente presurizado que permite el uso de agua destilada (eventualmente con higienizantes), destinada a los sprays de todos los instrumentos de la consola del odontólogo y de la jeringa del asistente.



VALOR COMERCIAL
€ 382
DE REGALO CON LA OFERTA

DESCUENTO
50%
APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD

03 PROMO ADVANCED

CONSOLA DEL ODONTÓLOGO

- Regulación independiente de la potencia y de los sprays de cada instrumento.
- Sistema de seguridad para la selección automática de los instrumentos.
- Dispositivo Anti Retraction Valve (válvula antirretracción) para los instrumentos.
- **Display para el control de todos los parámetros de los instrumentos, en función de sus necesidades.**
- **Pantalla táctil capacitiva para el control de:**
 - **Movimientos del sillón y activación de sus programas,**
 - **Encendido y apagado de la lámpara cialítica,**
 - **Llenado del vaso y lavado de la escupidera temporizados,**
 - **Activación de los programas automáticos de enjuague y de última posición,**
 - **Control de todas las funciones de los instrumentos.**
- Bandeja para instrumentos con protección de silicona y manijas de desplazamiento desmontables y autoclavables.
- Bandeja portatray con brazo articulado.

INSTRUMENTOS

- Módulo con jeringa de aire - agua - spray.
- Módulo para turbina de fibra óptica.
- **Módulo con micromotor eléctrico MX2 Led Bien Air de inducción.**
- Módulo de ultrasonidos led P-E
- Lámpara de fotopolimerización EU-H

CONSOLA DEL ASISTENTE

- Doble brazo articulado.
- Dos cánulas de aspiración quirúrgica.
- Alojamiento para instrumento adicional.
- Teclado de membrana para el control de:
 - Movimientos del sillón y activación de sus programas,
 - Encendido y apagado de la lámpara cialítica,
 - Llenado del vaso y lavado de la escupidera temporizados,
 - Activación de los programas automáticos de enjuague y última posición.
- Manija de desplazamiento desmontable y autoclavable.

GRUPO HÍDRICO

- Escupidera de cerámica con movimiento de 160°, extraíble y autoclavable.
- Grifos para el llenado del vaso y lavado de la escupidera desmontables y autoclavables.
- Aspiración prevista para anillo húmedo o líquido.
- Safespray

SILLÓN AGO4

- Sillón electromecánico con apoyabrazos izquierdo blanco.
- 4 movimientos guiados (subida/bajada del asiento, subida/bajada del respaldo).
- 4 posiciones programables.
- Trendelenburg sincronizado con el respaldo.
- Apoyacabezas con doble articulación.
- Dispositivos de seguridad antiplastamiento en la base y en el espaldar.
- Kit de estabilidad.

PEDALES INALÁMBRICOS MULTIFUNCIÓN

- Activación y regulación de la velocidad o potencia de los instrumentos.
- Activación de sprays y chip air.
- Activación de los movimientos del sillón y de sus programas.
- Activación de los programas automáticos de enjuague y de última posición.
- Posibilidad de personalizar los mandos en función de sus necesidades.

LÁMPARA CIALÍTICA DE LED EU MAIA

- Intensidad luminosa 35000 lx, temperatura de color 5000 K.
- Manijas de desplazamiento desmontables y autoclavables.
- Rotación en 2 ejes.

EURODENT

Treat yourself!

*Plazo calculado para 60 cuotas mensuales. **Transporte, montaje e IVA excluidos.** Folletos informativos, tasas y condiciones en la entidad financiadora.

AL MES DESDE € 233,^{50*}

PRECIO DE LISTA € 27.800

-50% DESCUENTO

DESDE € 13.900

Promoción válida hasta el 31/12/2022

ABSOLUTE



Las fotografías son indicativas. A los efectos de la promoción, se tomará como válida la descripción.

04 PROMO EXCELLENT

CONSOLA DEL ODONTÓLOGO

- Regulación independiente de la velocidad y de la potencia de los motores, de los ultrasonidos y de los sprays de todos los instrumentos.
- Sistema de seguridad para la selección automática de los instrumentos.
- Dispositivo Anti Retraction Valve para los instrumentos.
- **Display para el control de todos los parámetros de los instrumentos, en función de sus necesidades.**
- **Pantalla táctil con capacidad para el control de:**
 - Movimientos del sillón y activación de sus programas
 - Encendido y apagado de la lámpara cialítica.
 - Llenado del vaso y lavado de la escupidera temporizados.
 - Activación de los programas automáticos de escupidera y de la última posición.
 - Control de todas las funciones de los instrumentos.
- Bandeja para instrumentos con protección e silicona y manijas de desplazamiento desmontables y autoclavables.
- Bandeja portatray doble con brazo articulado.

INSTRUMENTOS

- Módulo con jeringa de aire - agua - spray.
- Módulo para turbina **proporcional** de fibra óptica.
- **Módulo con micromotor eléctrico MX2 Led Bien Air de inducción.**
- Módulo de ultrasonidos led P-E

CONSOLA DEL ASISTENTE

- Doble brazo articulado.
- Dos cánulas de aspiración quirúrgica.
- Teclado de membrana para el control de:
 - Movimientos del sillón y activación de sus programas.
 - Encendido y apagado de la lámpara cialítica.
- Llenado del vaso y lavado de la escupidera temporizados.
- Activación de los programas automáticos de enjuague y última posición.
- Predisposición para 2 instrumentos adicionales: jeringa y lámpara polimerizadora.

GRUPO HÍDRICO

- Escupidera de cerámica con movimiento de 140°, extraíble y autoclavable.
- Grifos para el llenado del vaso y lavado de la escupidera desmontables y autoclavables.
- Aspiración prevista para un motor de anillo húmedo o líquido, con válvula de aspiración centralizada.
- Safespray.

SILLÓN AGO4

- Sillón electromecánico con apoya brazo izquierdo blanco.
- 4 movimientos guiados (subida/bajada del asiento, subida/bajada del respaldo).
- 4 posiciones programables.
- Trendelenburg sincronizado con el respaldo
- Apoyacabezas con doble articulación.
- Dispositivos de seguridad antiplastamiento en la base y en el espaldar.

PEDAL INALÁMBRICO MULTIFUNCIÓN

- Activación y regulación de la velocidad o potencia de los instrumentos.
- Activación de sprays y chip air.
- Activación de los movimientos del sillón y de sus programas.
- Activación de los programas automáticos de escupidera y última posición.
- Posibilidad de personalizar los mandos en función de sus necesidades.

LÁMPARA CIALÍTICA DE LED EU MAIA

- Intensidad luminosa 35000 lx, temperatura de color 5000° K.
- Manijas desmontables y autoclavables.
- Rotación en 2 ejes.

DESCUENTO
50%
APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD

LÁMPARA LED EU MAIA

Con tecnología led, el perfecto equilibrio del sistema de rotación permite la colocación ideal del haz luminoso. La precisa definición del spot luminoso impide la luminosidad, protegiendo los ojos del paciente.

- Intensidad luminosa: de 3000 a 35000 lx.
- Temperatura de color: 5000 K.
- Dimensiones del spot luminoso: 85 x 170 mm.
- Rotación en 2 ejes.
- Regulación de la intensidad luminosa.
- Parábola reflectante.
- Manijas desmontables y autoclavables.



VALOR COMERCIAL
€ 1.800
DE REGALO CON LA OFERTA

MÓDULO DE ULTRASONIDOS EU LED P-E

Módulo de ultrasonidos piezoeléctrico de fibra óptica por leds, con funciones de escarificación, periodoncia y endodoncia, compatible con insertos EMS.



Las vibraciones generadas son absolutamente lineales y longitudinales, con búsqueda automática de la frecuencia en función del inserto utilizado.

VALOR COMERCIAL
€ 1.300
DE REGALO CON LA OFERTA

MICROMOTOR DE INDUCCIÓN MX2 BIEN AIR

Para endodancias, cirugías, intervenciones conservativas y profilaxis: velocidad de rotación comprendida entre 100 y 40.000 rpm Par: 3,5 N/cm

- 40 % más corto
- 33 % más liviano
- Con luz led regulable
- Con mando electrónico Smart Logic para garantizar una potencia constante y precisa, sin oscilaciones.



VALOR COMERCIAL
€ 2.890
DE REGALO CON LA OFERTA

Swiss Made
3 AÑOS DE GARANTÍA

SAFESPRAY

Un recipiente presurizado que permite el uso de agua destilada (eventualmente con higienizantes), destinada a los sprays de todos los instrumentos de la consola del odontólogo y de la jeringa del asistente.



VALOR COMERCIAL
€ 382
DE REGALO CON LA OFERTA

EURODENT

Treat yourself!

*Plazo calculado para 60 cuotas mensuales. **Transporte, montaje e IVA excluidos.** Folletos informativos, tasas y condiciones en la entidad financiadora.

AL MES DESDE **€ 276,^{50*}**

PRECIO DE LISTA **€ 33.000**

-50% DESCUENTO

DESDE **€ 16.500**

Promoción válida hasta el 31/12/2022

ISOPLUS

05 PROMO
4.0

EURODENT
Treat yourself!

ORDENADOR INTEGRADO EU MEDICAL
Ordenador integrado de 18,5" con pantalla táctil, resolución 1366x768 pixeles, VESA 100x100 mm, procesador Intel i5 Dual Core, disco duro SSD 128 GB, RAM 8GB, LAN 10/100/1000 MBPS, Wireless LAN, alimentador 12v separado, Windows 10 Professional, sistema de esterilización LED UVC incorporado. Certificación frontal impermeable IP65 + EN606012:2015 93/42/EEC.

VALOR COMERCIAL
€ 3.100

DE REGALO CON LA OFERTA

Con ratón y miniteclado wireless
Con soporte fijo 120 mm
Con bloque regulable y cableado para ordenador

CÁMARA INTRAORAL EU
Cámara de vídeo intraoral digital USB, sensor Cmos con lentes líquidas. Resolución VGA, HD y FULL HD. Desde el mango es posible controlar: intensidad led, función RX, autoenfoco digital continuo automático/manual, predisparo y gyro mouse de dos botones. Programable para el uso con software de imágenes más comunes Driver Twain avanzado.

VALOR COMERCIAL
€ 1.200

DE REGALO CON LA OFERTA

*Plazo calculado para 60 cuotas mensuales.
Transporte, montaje e IVA excluidos.
Folletos informativos, tasas y condiciones en la entidad financiadora

Promoción válida hasta el 31/12/2022

PRECIO DE LISTA* **€ 29.100**

-50% DESCUENTO

DESDE **€ 14.550**

AL MES DESDE **€ 244,⁵⁰***

*VALOR JUNTO CON PAQUETE ESSENTIAL + PAQUETE 4.0

A medida para mí

"He optado por Eurodent porque es el equipo dental que me permite aprovechar al 100 % mis capacidades y experiencia. Puedo personalizar las configuraciones, adaptándolas a mi forma de trabajar, y moverme perfectamente en el espacio de trabajo. De esta forma cuento con las condiciones ideales para realizar los mejores tratamientos odontológicos"

Dr. Prof. Tiziano Di Carlo

**Docente en la maestría de segundo nivel en prótesis fijas.
Sapienza - Universidad de Roma**

Tu Eurodent Specialist es:

EURODENT

Treat yourself!

Via Rossini, 26 - 40055 Villanova di Castenaso (BO), Italy
Tel. +39 051 780465 - Fax +39 051 781625
eurodent@eurodent.it - www.eurodent.it

Director comercial:
Señora Giovanna Dozio
Cell. +39 393 8875521
g.dozio@eurodent.it

