

EURODENT

PROMO 4.0 - AUTUMN 2022

Treat yourself!

Esprimi tutta la tua
professionalità!

Cogli l'attimo:

01 Beni strumentali 4.0
con credito d'imposta del 40%

02 Sconto del 50%
sul riunito



EURODENT

pone al centro la tua professionalità:
esprimi il tuo talento e fai la differenza



EURODENT è:

- ERGONOMIA** Posizione di lavoro ottimale per raggiungere sempre il miglior risultato del trattamento.
- DESIGN** La bellezza del design crea un ambiente gradevole per il benessere del team odontoiatrico e dei pazienti.
- GARANZIA** Prodotti "Made in Italy" garantiti 3 anni.
- ECONOMIA** L'alta affidabilità del riunito riduce i fermi macchina, ricambi disponibili con costi calmierati per garantire sempre la massima funzionalità.
- SPECIALIST** La capillare rete dei tecnici Eurodent, per un'assistenza H24 che garantisce costantemente l'operatività dello studio.

ISOPLUS



PC INTEGRATO EU MEDICAL

Pc integrato da 18,5" con monitor touchscreen, risoluzione 1366x768 pixel, VESA 100x100mm, processore Intel i5 Dual core, disco rigido SSD 128GB, RAM 8GB, LAN 10/100/1000 MBPS, Wireless LAN, alimentatore 12v separato, Windows 10 Professional, **sistema di sterilizzazione LED UVC incorporata.** Certificazione frontale impermeabile IP65 + EN6060112:2015 93/42/EEC.

- Completo di mouse e mini tastiera wireless.
- Completo di supporto fisso 120 mm.
- Completo di blocchetto regolabile e cablaggio per PC.

VALORE COMMERCIALE

€ 3.100

IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

LAMPADA A LED EU POLARIS

- La tecnologia a LED e il perfetto bilanciamento del sistema di rotazione, permettono un ottimo posizionamento del fascio luminoso.
- L'accurata definizione dello spot luminoso elimina l'abbagliamento, tutelando gli occhi dei vostri pazienti.
- Intensità luminosa da 8.000 a 50.000 lux
 - Temperatura colore regolabile
 - Dimensioni spot luminoso 90x200 mm
 - Rotazione su 3 assi
 - Regolazione dell'intensità luminosa con 8 parabole riflettenti per un ottimo effetto scialitico
 - Maniglie smontabili e autoclavabili

VALORE COMMERCIALE

€ 1.800

IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

ABLATORE A LED P-E

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico a fibra ottica tramite led con funzioni scaler, perio e endo compatibile con inserti EMS.

Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali con ricerca di frequenza automatica in base all'inserto utilizzato.

VALORE COMMERCIALE

€ 1.300

IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

MOTORE INDUZIONE MCX LED BIEN AIR

omotore ad induzione MCX per conservativa classica, preparazioni e profilassi. Illuminazione a led.

- Velocità di rotazione compresa fra 1.000 e 40.000 giri/min.
- Torque: 2,5 Nw/cm.
- Più corto del 40%
- Più leggero del 33%
- Con comando elettronico Smart Logic, per una potenza costante e precisa senza sbalzi.

Swiss Made
GARANZIA 3 ANNI

VALORE COMMERCIALE

€ 2.600

IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

TELECAMERA INTRAORALE EU

Video camera intraorale digitale usb, sensore Cmos con lenti liquide. Risoluzione VGA, HD e FULL HD. Dal manipolo è possibile controllare intensità led, funzione RX, autofocus digitale automatico in continuo/manuale prescatto e gyromouse a due tasti.

Programmabile per utilizzo con software di immagini più comuni Driver Twain avanzato

VALORE COMMERCIALE

€ 1.200

IN OMAGGIO CON L'OFFERTA



Le foto sono indicative, ai fini della promozione vale la descrizione.

PROMO 4.0

CONSOLLE ODONTOIATRA

- Regolazione indipendente della potenza e degli spray di ogni strumento.
- Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
- Dispositivo Anti Retraction Valve agli strumenti.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
 - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
 - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
 - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
 - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position",
 - Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.
- Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Tavoletta portatray singolo su braccio articolato.

STRUMENTAZIONE

- Modulo con siringa aria - acqua - spray.
- Modulo per turbina a fibre ottiche.
- Modulo con micromotore elettrico ad induzione MCX LED Bien Air.
- Ablatore a Led P-E.

CONSOLLE ASSISTENTE

- Doppio braccio articolato.
- Due canule per aspirazione chirurgica.
- Alloggiamento per strumento supplementare.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
 - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
 - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
 - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
 - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Maniglia di movimentazione asportabile e autoclavabile.

GRUPPO IDRICO

- Bacinella in ceramica rotante di 160° estraibile e autoclavabile.
- Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella asportabili e autoclavabili.
- Aspirazione predisposta per anello umido o liquido.

POLTRONA AG04

- Poltrona elettromeccanica completa di bracciolo sinistro bianco.
- 4 movimenti guidati (salita - discesa della seduta, salita - discesa dello schienale)
- 4 posizioni programmabili.
- Trendelemburg sincronizzato allo schienale.
- Appoggiatesta con doppia articolazione.
- Sicurezze antischiacciamento per base e spalliera.
- Stability Kit.
- Imbottitura comfort.

PEDALIERA MULTIFUNZIONE

- Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
- Attivazione spray e chip air.
- Attivazione dei movimenti della poltrona e dei programmi della stessa.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".

LAMPADA A LED EU POLARIS

- Intensità luminosa da 8.000 a 50.000 lux.
- Temperatura colore regolabile
- Dimensioni spot luminoso 90x200 mm.
- Rotazione su 3 assi.

VALORE RIUNITO	€ 29.100
-50% SCONTO	
PREZZO SCONTATO	€ 14.550
-40% CREDITO D'IMPOSTA	per srl odontoiatriche
COSTO REALE	€ 8.730

EURODENT
Treat yourself!

Approfitta degli straordinari incentivi fiscali 2022



Il piano Transizione 4.0 (legge 11 Dicembre 2016 n° 232) sviluppato dal Governo Italiano è un incentivo alle aziende che investono in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.

La legge concede un beneficio fiscale del 40% sotto la forma di CREDITO D'IMPOSTA.

Avrà diritto a questo incentivo se ad acquistarlo sarà una srl odontoiatrica (non applicabile allo studio professionale).
I termini di fruibilità del credito d'imposta è di 3 anni.

Un esempio:
**l'investimento in un bene materiale "4.0"
effettuato nel 2022 è di 50.000€.
Potrà usufruire di un credito d'imposta di 20.000€
(andando in compensazione con le tasse da versare)
nei 3 anni successivi.**

Contattaci per maggiori informazioni e/o consulta il tuo commercialista.
Il beneficio fiscale termina il 31 dicembre 2022.



SCEGLIAMO ITALIANO



Via Rossini, 26 - 40055 Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051 780465 - Fax 051 781625
eurodent@eurodent.it - www.eurodent.it

Responsabile commerciale:
Sig. ra Giovanna Dozio - Cell. 393 8875521

EURODENT
Treat yourself!