

EURODENT

SUMMER 2023

Treat yourself!

Esprimi tutta la tua
professionalità!

Cogli l'attimo:

01 Beni strumentali 4.0
con credito d'imposta del 20%

02 Sconto del 50%
su tutti i riuniti



EURODENT

pone al centro la tua professionalità:
esprimi il tuo talento e fai la differenza



EURODENT è:

- ERGONOMIA** Posizione di lavoro ottimale per raggiungere sempre il miglior risultato del trattamento.
- DESIGN** La bellezza del design crea un ambiente gradevole per il benessere del team odontoiatrico e dei pazienti.
- GARANZIA** Prodotti "Made in Italy" garantiti 3 anni.
- ECONOMIA** L'alta affidabilità del riunito riduce i fermi macchina, ricambi disponibili con costi calmierati per garantire sempre la massima funzionalità.
- SPECIALIST** La capillare rete dei tecnici Eurodent, per un'assistenza H24 che garantisce costantemente l'operatività dello studio.



ISOFLEX: l'ergonomia a misura di professionista



ISOFLEX



ISOFLEX CONTINENTAL



ISOFLEX CART



ISOFLEX MODULAR/ ORTHO

A PARTIRE DA

€ 5.990

Trasporto, montaggio e IVA esclusi.
Promozione valida fino al 31/07/2023

EURODENT conosce l'importanza dell'ergonomia. Ora l'ha sviluppata ai massimi livelli con ISOFLEX: questo nuovo concept di lavoro permette al professionista di trovare sempre la posizione ottimale intorno al paziente, grazie a un sistema che si adatta alle diverse discipline e alle abitudini operative. La libertà offerta da ISOFLEX favorisce la massima flessibilità e fluidità sul lavoro, per raggiungere sempre il miglior risultato del trattamento.

Nuova lampada a led EOS: alta resa cromatica ed efficienza luminosa



EOS è la scelta ideale per ogni dentista in cerca di una lampada **LED** professionale, una soluzione affidabile, di lunga durata e dalle elevate prestazioni.

BRILLANTEZZA ECCEZIONALE

Ogni singolo componente della straordinaria lampada **EOS** è stato progettato per creare condizioni di lavoro ottimali; ad esempio, l'illuminazione continua che minimizza le ombre e illumina completamente la cavità orale, riducendo allo stesso tempo l'affaticamento degli occhi. Infine, lo spettro completo dei colori che così risultano fedelmente naturali. La lampada **EOS** è coperta da tre anni di garanzia e progettata per una durata di 20 anni.



COLORI NATURALI

Poter vedere i colori così come sono in natura, significa avere a disposizione un'accurata rappresentazione dell'intero spettro cromatico. La rappresentazione fedele dei toni naturali permette una diagnosi più semplice e corretta.

Prestazioni consistenti: le lampade **EOS** sono costruite con componenti di efficacia comprovata, progettate specificamente per l'odontoiatria.

Non affaticano la vista:

L'innovativa distribuzione della luce crea un fascio di luce uniforme con un effetto "stadio" che riduce al minimo le ombre. Inoltre, la luce sfumata ai bordi del fascio riduce l'affaticamento degli occhi.

Illuminazione eccezionale:

Grazie ad un indice di resa cromatica (IRC) > 90, simula perfettamente la luce solare e illumina la cavità orale con una luce che riflette i colori in modo accurato, consentendo la diagnosi di tessuti molli e duri.



UNA SCELTA GREEN

Basso consumo: nessun rumore. Nessun rumore è un bel rumore. La lampada **EOS** utilizza un innovativo metodo di raffreddamento passivo; pertanto, non essendoci emissione di calore, non è richiesta alcuna ventola.

Economica ed ecosostenibile:

La lampada a **LED EOS** consuma il 75% in meno di energia delle lampade alogene ed è più luminosa di almeno il 20%. A bassa emissione di calore e priva di sostanze chimiche tossiche, produce pochi infrarossi e nessuna emissione di UV. Grazie alla durata prevista di 40.000 ore, inoltre, non dovrai mai sostituirla.

Luce bianca perfetta:

Neutra. Il colore della luce, misurato in gradi Kelvin, ha un impatto su tutto ciò che fai come dentista. L'illuminazione a 4.500 K costanti, produce una luce bianca, pulita, bilanciata, simile alla luce solare.



ISOPLUS



01 PROMO ESSENTIAL

CONSOLE ODONTOIATRA

- Regolazione indipendente della potenza e degli spray di ogni strumento.
- Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
- Dispositivo Anti Retraction Valve agli strumenti.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
 - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
 - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
 - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
 - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position",
 - Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.
- Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Tavoleta portatray singolo su braccio articolato.

STRUMENTAZIONE

- Modulo con siringa aria - acqua - spray.
- Modulo per turbina a fibre ottiche.
- Modulo con micromotore elettrico ad induzione MCX LED Bien Air.
- Ablatore a Led P-E compatibile EMS o Satelec.

CONSOLE ASSISTENTE

- Doppio braccio articolato.
- Due canule per aspirazione chirurgica.
- Alloggiamento per strumento supplementare.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
 - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
 - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
 - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
 - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Maniglia di movimentazione asportabile e autoclavabile.

GRUPPO IDRICO

- Bacinella in ceramica rotante di 160° estraibile e autoclavabile.
- Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella asportabili e autoclavabili.
- Aspirazione predisposta per anello umido o liquido.

POLTRONA AGO4

- Poltrona elettromeccanica completa di bracciolo sinistro bianco.
- 4 movimenti guidati (salita - discesa della seduta, salita - discesa dello schienale)
- 4 posizioni programmabili.
- Trendelemburg sincronizzato allo schienale.
- Appoggiatesta con doppia articolazione.
- Sicurezze antischiacciamento per base e spalliera.
- Stability Kit.
- Imbottitura comfort.

PEDALIERA MULTIFUNZIONE

- Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
- Attivazione spray e chip air.
- Attivazione dei movimenti della poltrona e dei programmi della stessa.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".

LAMPADA A LED EOS

- Intensità luminosa da 10.000 a 35.000 lux
- Temperatura colore 4500° K
- Rotazione su 3 assi
- Sensore di accensione/spegnimento touchless, touchpad e accensione/spegnimento automatico utilizzando le preimpostazioni della poltrona
- Maniglie smontabili e autoclavabili

Le foto sono indicative, ai fini della promozione vale la descrizione.

SCONTO 50%

NOVITÀ **LAMPADA A LED EOS**

Design essenziale e raffinato. Funzionalità intuitive. Uso intelligente dei materiali. Grazie alla luminosità senza confronti e all'eccezionale durabilità,

- Intensità luminosa da 10.000 a 35.000 lux
- Temperatura colore 4500° K
- Rotazione su 3 assi
- Sensore di accensione/spegnimento touchless, touchpad e accensione/spegnimento automatico utilizzando le preimpostazioni della poltrona
- Maniglie smontabili e autoclavabili

VALORE COMMERCIALE **€ 1.400**

IN OMAGGIO CON L'OFFERTA




ABLATORE EU A LED P-E

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico a fibra ottica tramite led con funzioni scaler, perio e endo compatibile con inserti EMS o Satelec.

Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali con ricerca di frequenza automatica in base all'inserto utilizzato.

VALORE COMMERCIALE **€ 1.400**

IN OMAGGIO CON L'OFFERTA



MOTORE INDUZIONE MCX LED BIEN AIR

Momotore ad induzione MCX per conservativa classica, preparazioni e profilassi. Illuminazione a led.

- Velocità di rotazione compresa fra 1.000 e 40.000 giri/min.
- Torque: 2,5 Nw/cm.
- Più corto del 40%
- Più leggero del 33%
- Con comando elettronico Smart Logic, per una potenza costante e precisa senza sbalzi.

VALORE COMMERCIALE **€ 2.600**

IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

Swiss Made **GARANZIA 3 ANNI**



EURODENT

Treat yourself!

*Rata indicizzata su 72 canoni mensili. **Trasporto, montaggio e IVA esclusi.** Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l'ente erogante.

Promozione valida fino al 31/07/2023

A SOLI AL MESE € 197,50*

VALORE RIUNITO € 22.380

-50% SCONTO

PREZZO SCONTATO € 11.190

ISOPLUS



02 PROMO COMFORT

CONSOLE ODONTOIATRA

- Regolazione indipendente della potenza e degli spray di ogni strumento.
- Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
- Dispositivo Anti Retraction Valve agli strumenti.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
 - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
 - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
 - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
 - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position",
 - Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.
- Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Tavoleta portatray singolo su braccio articolato.

STRUMENTAZIONE

- Modulo con siringa aria - acqua - spray.
- Modulo per turbina a fibre ottiche.
- Modulo con micromotore elettrico ad induzione MCX LED Bien Air.
- Ablatore a Led P-E compatibile EMS o Satelec.
- Lampada fotopolimerizzante EU-H.

CONSOLE ASSISTENTE

- Doppio braccio articolato.
- Due canule per aspirazione chirurgica.
- Alloggiamento per strumento supplementare.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
 - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
 - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
 - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
 - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Maniglia di movimentazione asportabile e autoclavabile.

GRUPPO IDRICO

- Bacinella in ceramica rotante di 160° estraibile e autoclavabile.
- Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella asportabili e autoclavabili.
- Aspirazione predisposta per anello umido o liquido.
- Safespray.

POLTRONA AGO4

- Poltrona elettromeccanica completa di bracciolo sinistro bianco.
- 4 movimenti guidati (salita - discesa della seduta, salita - discesa dello schienale)
- 4 posizioni programmabili.
- Trendelemburg sincronizzato allo schienale.
- Appoggiatesta con doppia articolazione.
- Sicurezza antischiacciamento per base e spalliera.
- Stability Kit.
- Imbottitura chirurgica.

PEDALIERA MULTIFUNZIONE

- Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
- Attivazione spray e chip air.
- Attivazione dei movimenti della poltrona e dei programmi della stessa.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".

LAMPADA A LED EU POLARIS

- Intensità luminosa da 8.000 a 50.000 lux.
- Temperatura colore regolabile
- Dimensioni spot luminoso 90x200 mm.
- Rotazione su 3 assi.

SGABELLI

- N° 1 Sgabello Assist
- N° 1 Sgabello Sincro T5

SCONTO 50%

EURODENT

Treat yourself!

*Rata indicizzata su 72 canoni mensili. **Trasporto, montaggio e IVA esclusi.** Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l'ente erogante.

Promozione valida fino al 31/07/2023

A SOLI AL MESE € 246,^{92*}

VALORE RIUNITO € 27.980

-50% SCONTO

PREZZO SCONTATO € 13.990



1 SEGGIOLINO SINCRO T5 + 1 SEGGIOLINO ASSIST

Abbiamo pensato al comfort del team odontoiatrico, perchè una corretta postura e una posizione di lavoro ottimale sono fondamentali per salvaguardare salute e qualità lavorativa.

VALORE COMMERCIALE

€ 1.250

IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

IMBOTTITURA CHIRURGICA

Grazie alle caratteristiche del materiale utilizzato, aumenta il volume della superficie della poltrona, adattandosi alla corporatura del paziente e distribuendone uniformemente la pressione.

VALORE COMMERCIALE

€ 1.150

IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

LAMPADA FOTOPOLIMERIZZANTE EU-H

Lampada fotopolimerizzante EU-H con due programmi (ortodontico e standard) con potenze regolabili da 1000 a 1800 mW/cm² e lunghezza d'onda da 420 nm a 480 nm

VALORE COMMERCIALE

€ 700

IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

LAMPADA A LED EU POLARIS

La tecnologia a LED e il perfetto bilanciamento del sistema di rotazione, permettono un ottimo posizionamento del fascio luminoso. L'accurata definizione dello spot luminoso elimina l'abbagliamento, tutelando gli occhi dei vostri pazienti.

- Intensità luminosa da 8.000 a 50.000 lux
- Temperatura colore regolabile
- Dimensioni spot luminoso 90x200 mm
- Rotazione su 3 assi
- Regolazione dell'intensità luminosa con 8 parabole riflettenti per un ottimo effetto scialitico
- Maniglie smontabili e autoclavabili



VALORE COMMERCIALE

€ 2.000

IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

ABLATORE EU A LED P-E

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico a fibra ottica tramite led con funzioni scaler, perio e endo compatibile con inserti EMS o Satelec.



Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali con ricerca di frequenza automatica in base all'inserto utilizzato.

VALORE COMMERCIALE

€ 1.400

IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

MOTORE INDUZIONE MCX LED BIEN AIR

Momotore ad induzione MCX per conservativa classica, preparazioni e profilassi. Illuminazione a led.

- Velocità di rotazione compresa fra 1.000 e 40.000 giri/min.
- Torque: 2,5 Nw/cm.
- Più corto del 40%
- Più leggero del 33%
- Con comando elettronico Smart Logic, per una potenza costante e precisa senza sbalzi.

Swiss Made GARANZIA 3 ANNI

VALORE COMMERCIALE

€ 2.600

IN OMAGGIO CON L'OFFERTA



SAFESPRAY

Un contenitore pressurizzato che consente l'utilizzo di acqua distillata (eventualmente addizionata con igienizzanti) destinata agli spray di tutti gli strumenti della tavoletta medico e della siringa assistente.



VALORE COMMERCIALE

€ 400

IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

Le foto sono indicative, ai fini della promozione vale la descrizione.

ISOPLUS



PC INTEGRATO EU MEDICAL

Pc integrato da 18,5" con monitor touchscreen, risoluzione 1366x768 pixel, VESA 100x100mm, processore Intel i5 Dual core, disco rigido SSD 128GB, RAM 8GB, LAN 10/100/1000 MBPS, Wireless LAN, alimentatore 12v separato, Windows 10 Professional, sistema di sterilizzazione LED UVC incorporata.

Certificazione frontale impermeabile IP65 + EN6060112:2015 93/42/EEC.

Completo di mouse e mini tastiera wireless. Completo di supporto fisso 120 mm. Completo di blocchetto regolabile e cablaggio per PC.

VALORE COMMERCIALE
€ 3.990

IN OMAGGIO CON L'OFFERTA



BENI STRUMENTALI 4.0 (EX IPER)

SEI UNA SOCIETÀ ODONTOIATRICA?

Se acquisti un riunito Eurodent 4.0 interconnesso, esso produrrà un credito d'imposta del 20%, ma solo se ad acquistarlo sarà una società odontoiatrica (non applicabile allo studio professionale). I termini di fruibilità del credito d'imposta è di 3 anni.

IL BENEFICIO FISCALE TERMINA IL 31 DICEMBRE 2023.

SCONTO 50% + INCENTIVI FISCALI

Le foto sono indicative, ai fini della promozione vale la descrizione.

03 PROMO 4.0

CONSOLLE ODONTOIATRA

- Regolazione indipendente della potenza e degli spray di ogni strumento.
- Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
- Dispositivo Anti Retraction Valve agli strumenti.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
 - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
 - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
 - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
 - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position",
 - Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.
- Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Tavoletta portatray singolo su braccio articolato.

STRUMENTAZIONE

- Modulo con siringa aria - acqua - spray.
- Modulo per turbina e lavaggio a fibre ottiche.
- Modulo con micromotore elettrico ad induzione MCX LED Bien Air.
- Ablatore a Led P-E compatibile EMS o Satelec.
- Telecamera intraorale EU.

CONSOLLE ASSISTENTE

- Doppio braccio articolato.
- Due canule per aspirazione chirurgica.
- Alloggiamento per strumento supplementare.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
 - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
 - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
 - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
 - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Maniglia di movimentazione asportabile e autoclavabile.

GRUPPO IDRICO

- Bacinella in ceramica rotante di 160° estraibile e autoclavabile.
- Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella asportabili e autoclavabili.
- Aspirazione predisposta per anello umido o liquido.

POLTRONA AGO4

- Poltrona elettromeccanica completa di bracciolo sinistro bianco.
- 4 movimenti guidati (salita - discesa della seduta, salita - discesa dello schienale)
- 4 posizioni programmabili.
- Trendelemburg sincronizzato allo schienale.
- Appoggiatesta con doppia articolazione.
- Sicurezza antisciacciamento per base e spalliera.
- Stability Kit.
- Imbottitura comfort.

PEDALIERA MULTIFUNZIONE

- Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
- Attivazione spray e chip air.
- Attivazione dei movimenti della poltrona e dei programmi della stessa.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".

LAMPADA A LED EOS

- Intensità luminosa da 10.000 a 35.000 lux
- Temperatura colore 4500° K
- Rotazione su 3 assi
- Sensore di accensione/spegnimento touchless, touchpad e accensione/spegnimento automatico utilizzando le preimpostazioni della poltrona

PC INTEGRATO EU MEDICAL

VALORE RIUNITO € 30.380

-50% SCONTO

PREZZO SCONTATO € 15.190

-20% CREDITO D'IMPOSTA per srl odontoiatriche

COSTO REALE € 12.152

EURODENT
Treat yourself!

A SOLI AL MESE € 268,10*

*Rata indicizzata su 72 canoni mensili. **Trasporto, montaggio e IVA esclusi.** Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l'ente erogante.

Promozione valida fino al 31/07/2023

NOVITÀ

LAMPADA A LED EOS

Design essenziale e raffinato. Funzionalità intuitive. Uso intelligente dei materiali. Grazie alla luminosità senza confronti e all'eccezionale durabilità,

- Intensità luminosa da 10.000 a 35.000 lux
- Temperatura colore 4500° K
- Rotazione su 3 assi
- Sensore di accensione/spegnimento touchless, touchpad e accensione/spegnimento automatico utilizzando le preimpostazioni della poltrona
- Maniglie smontabili e autoclavabili

VALORE COMMERCIALE
€ 1.400

IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

ABLATORE EU A LED P-E

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico a fibra ottica tramite led con funzioni scaler, perio e endo compatibile con inserti EMS o Satelec.



Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali con ricerca di frequenza automatica in base all'inserto utilizzato.

VALORE COMMERCIALE
€ 1.400

IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

MOTORE INDUZIONE MCX LED BIEN AIR

Momotore ad induzione MCX per conservativa classica, preparazioni e profilassi. Illuminazione a led.

- Velocità di rotazione compresa fra 1.000 e 40.000 giri/min.
- Torque: 2,5 Nw/cm.
- Più corto del 40%
- Più leggero del 33%
- Con comando elettronico Smart Logic, per una potenza costante e precisa senza sbalzi.

Swiss Made GARANZIA 3 ANNI

VALORE COMMERCIALE
€ 2.600

IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

TELECAMERA INTRAORALE EU

Video camera intraorale digitale usb, sensore Cmos con lenti liquide. Risoluzione VGA, HD e FULL HD. Dal manipo è possibile controllare intensità led, funzione RX, autofocus digitale automatico in continuo/manuale prescatto e gyromouse a due tasti. Programmabile per utilizzo con software di immagini più comuni Driver Twain avanzato

VALORE COMMERCIALE
€ 1.770

IN OMAGGIO CON L'OFFERTA



ISOTRON

GARANZIA 3 ANNI
3
GARANZIA 3 ANNI

Le foto sono indicative, ai fini della promozione vale la descrizione.

SAFESPRAY

Un contenitore pressurizzato che consente l'utilizzo di acqua distillata (eventualmente addizionata con igienizzanti) destinata agli spray di tutti gli strumenti della tavoletta medico e della siringa assistente.



VALORE COMMERCIALE
€ 400
IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

LAMPADA FOTOPOLIMERIZZANTE EU-H

Lampada fotopolimerizzante EU-H con due programmi (ortodontico e standard) con potenze regolabili da 1000 a 1800 mW/cm² e lunghezza d'onda da 420 nm a 480 nm



VALORE COMMERCIALE
€ 700
IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

LAMPADA A LED EU POLARIS

La tecnologia a LED e il perfetto bilanciamento del sistema di rotazione, permettono un ottimo posizionamento del fascio luminoso. L'accurata definizione dello spot luminoso elimina l'abbagliamento, tutelando gli occhi dei vostri pazienti.

- Intensità luminosa da 8.000 a 50.000 lux
- Temperatura colore regolabile
- Dimensioni spot luminoso 90x200 mm
- Rotazione su 3 assi
- Regolazione dell'intensità luminosa con 8 parabole riflettenti per un ottimo effetto scialitico
- Maniglie smontabili e autoclavabili



VALORE COMMERCIALE
€ 2.000
IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

ABLATORE EU A LED P-E

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico a fibra ottica tramite led con funzioni scaler, perio e endo compatibile con inserti EMS o Satelec.



Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali con ricerca di frequenza automatica in base all'inserto utilizzato.

VALORE COMMERCIALE
€ 1.400
IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

MOTORE INDUZIONE ENDODONTICO MX2 PLUS BIEN AIR

Per endodonzia, chirurgia, conservativa e profilassi: velocità di rotazione compresa fra 100 e 40.000 giri/min. Torque: 3,5 Nw/cm

- Incredibilmente piccolo ed estremamente leggero
- Potenza elevata con coppia costante
- Dotato di luce LED con intensità luminosa aumentata e temperatura del colore ottimizzata
- Non richiede manutenzione
- In acciaio resistente agli urti
- Con comando elettronico Smart Logic, per una velocità costante esente da vibrazioni

VALORE COMMERCIALE
€ 2.890
IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

Swiss Made
GARANZIA 3 ANNI

SCOPRI IL NUOVO MOTORE A INDUZIONE MX2

MX2

PLUS



Bien Air



SCONTO
50%

04 PROMO ADVANCED

CONSOLLE ODONTOIATRA

- Regolazione indipendente della potenza e degli spray di ogni strumento.
- Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
- Dispositivo Anti Retraction Valve agli strumenti.
- **Display per il controllo di tutti i parametri degli strumenti in funzione delle proprie esigenze.**
- **Touch screen capacitivo per il controllo di:**
 - **Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,**
 - **Accensione e spegnimento lampada scialitica,**
 - **Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,**
 - **Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position",**
 - **Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.**
- Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Tavoletta portatray doppio su braccio articolato.

STRUMENTAZIONE

- Modulo con siringa aria - acqua - spray.
- Modulo per turbina a fibre ottiche.
- **Modulo con micromotore elettrico endodontico MX2 PLUS Bien Air, dotato di luce LED regolabile.**
- Ablatore a Led P-E compatibile EMS o Satelec.
- Lampada fotopolimerizzante EU-H.

CONSOLLE ASSISTENTE

- Doppio braccio articolato.
- Due canule per aspirazione chirurgica.
- Alloggiamento per strumento supplementare.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
 - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
 - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
 - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
 - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Maniglia di movimentazione asportabile e autoclavabile.

GRUPPO IDRICO

- Bacinella in ceramica rotante di 160° estraibile e autoclavabile.
- Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella asportabili e autoclavabili.
- Aspirazione predisposta per anello umido o liquido.
- Safespray

POLTRONA AGO4

- Poltrona elettromeccanica completa di bracciolo sinistro bianco.
- 4 movimenti guidati (salita - discesa della seduta, salita - discesa dello schienale)
- 4 posizioni programmabili.
- Trendelemburg sincronizzato allo schienale.
- Appoggiatesta con doppia articolazione.
- Sicurezze antischiacciamento per base e spalliera.
- Stability Kit.
- Imbottitura comfort.

PEDALIERA WIRELESS MULTIFUNZIONE

- Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
- Attivazione spray e chip air.
- Attivazione dei movimenti della poltrona e dei programmi della stessa.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Possibilità di personalizzare i comandi secondo le proprie esigenze.

LAMPADA A LED EU POLARIS

- Intensità luminosa da 8.000 a 50.000 lux.
- Temperatura colore regolabile
- Dimensioni spot luminoso 90x200 mm.
- Rotazione su 3 assi.

EURODENT

Treat yourself!

*Rata indicizzata su 72 canoni mensili.
Transporto, montaggio e IVA esclusi.
Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l'ente erogante.

Promozione valida fino al 31/07/2023

A SOLI AL MESE **€ 255,⁷⁵***

VALORE RIUNITO **€ 28.980**

-50% SCONTO

PREZZO SCONTATO **€ 14.490**

ABSOLUTE



Le foto sono indicative, ai fini della promozione vale la descrizione.

05 PROMO EXCELLENT

CONSOLLE ODONTOIATRA

- Regolazione indipendente della velocità e della potenza dei motori, degli ablatori e degli spray di tutti gli strumenti.
- Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
- Dispositivo anti retraction valve agli strumenti.
- **Display per il controllo di tutti i parametri degli strumenti in funzione delle proprie esigenze.**
- **Touch screen capacitivo per il controllo di:**
 - **Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa.**
 - **Accensione e spegnimento lampada scialitica.**
 - **Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati.**
 - **Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".**
 - **Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.**
- Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Tavoletta portatray doppia su braccio articolato.

STRUMENTAZIONE

- Modulo con siringa aria - acqua - spray.
- Modulo per turbina proporzionale a fibre ottiche.
- **Modulo con micromotore elettrico endodontico MX2 PLUS Bien Air, dotato di luce LED regolabile.**
- Ablatore a Led P-E compatibile EMS o Satelec.

CONSOLLE ASSISTENTE

- Doppio braccio articolato e pantografato.
- Due canule per aspirazione chirurgica.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
- Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa.
- Accensione e spegnimento lampada scialitica.
- Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Predisposizione per ulteriori 2 strumenti: siringa e lampada polimerizzante.

GRUPPO IDRICO

- Bacinella in ceramica rotante di 140° estraibile e autoclavabile.
- Fontanella riempimento bicchiere asportabile e autoclavabile.
- Aspirazione predisposta per anello umido o liquido, completa di valvola per aspirazione centralizzata.
- Safespray.

POLTRONA AGO4

- Poltrona elettromeccanica completa di braccio sinistro bianco.
- 4 movimenti guidati (salita-discesa della seduta, salita-discesa dello schienale)
- 4 posizioni programmabili.
- Trendelemburg sincronizzato allo schienale.
- Appoggiatesta con doppia articolazione.
- Sicurezze antischiacciamento per base e spalliera.
- Imbottitura comfort.

PEDALIERA WIRELESS MULTIFUNZIONE

- Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
- Attivazione spray e chip air.
- Attivazione dei movimenti della poltrona e dei programmi della stessa.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Possibilità di personalizzare i comandi secondo le proprie esigenze.

LAMPADA A LED EU POLARIS

- Intensità luminosa da 8.000 a 50.000 lux.
- Temperatura colore regolabile
- Dimensioni spot luminoso 90x200 mm.
- Rotazione su 3 assi.

SAFESPRAY

Un contenitore pressurizzato che consente l'utilizzo di acqua distillata (eventualmente addizionata con igienizzanti) destinata agli spray di tutti gli strumenti della tavoletta medico e della siringa assistente.



VALORE COMMERCIALE
€ 400

IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

SCONTO
50%

LAMPADA A LED EU POLARIS

La tecnologia a LED e il perfetto bilanciamento del sistema di rotazione, permettono un ottimo posizionamento del fascio luminoso. L'accurata definizione dello spot luminoso elimina l'abbagliamento, tutelando gli occhi dei vostri pazienti.

- Intensità luminosa da 8.000 a 50.000 lux
- Temperatura colore regolabile
- Dimensioni spot luminoso 90x200 mm
- Rotazione su 3 assi
- Regolazione dell'intensità luminosa con 8 parabole riflettenti per un ottimo effetto scialitico
- Maniglie smontabili e autoclavabili



VALORE COMMERCIALE
€ 2.000

IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

ABLATORE EU A LED P-E

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico a fibra ottica tramite led con funzioni scaler, perio e endo compatibile con inserti EMS o Satelec.



Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali con ricerca di frequenza automatica in base all'inserto utilizzato.

VALORE COMMERCIALE
€ 1.400

IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

MOTORE INDUZIONE ENDODONTICO MX2 PLUS BIEN AIR

Per endodonzia, chirurgia, conservativa e profilassi: velocità di rotazione compresa fra 100 e 40.000 giri/min. Torque: 3,5 Nw/cm

- Incredibilmente piccolo ed estremamente leggero
- Potenza elevata con coppia costante
- Dotato di luce LED con intensità luminosa aumentata e temperatura del colore ottimizzata
- Non richiede manutenzione
- In acciaio resistente agli urti
- Con comando elettronico Smart Logic, per una velocità costante esente da vibrazioni

VALORE COMMERCIALE
€ 2.890

IN OMAGGIO CON L'OFFERTA



Swiss Made
GARANZIA 3 ANNI

SCOPRI IL NUOVO MOTORE A INDUZIONE MX2 PLUS

MX2 PLUS



Bien Air



EURODENT

Treat yourself!

*Rata indicizzata su 72 canoni mensili. **Trasporto, montaggio e IVA esclusi.** Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l'ente erogante.

Promozione valida fino al 31/07/2023

A SOLI AL MESE **€ 299,^{87*}**

VALORE RIUNITO **€ 33.980**

-50% SCONTO

PREZZO SCONTATO **€ 16.990**

BIOS: per un corretto posizionamento



Il **poggiatesta Bios**, grazie alle sue peculiari caratteristiche di mobilità e bloccaggio, consente di posizionare correttamente la testa del paziente accompagnandone i movimenti articolari, ottenendo così il massimo comfort. Un corretto assetto operativo ed un paziente comodo e rilassato, permettono di operare con più tranquillità e sicurezza. Grazie al dispositivo pneumatico di **Bios** è possibile movimentare, adattare e bloccare rapidamente il poggiatesta nella posizione ottimale senza il minimo sforzo e senza stringere blocchi meccanici.



Le movimentazioni di **Bios** seguono l'articolazione orbitale delle vertebre interessate.

Bios permette di ottenere con grande precisione e stabilità ogni posizione ed assetto operativo.



OPZIONE

€ 690

Promozione valida fino al 31/07/2023



SCEGLIAMO ITALIANO



Via Rossini, 26 - 40055 Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051 780465 - Fax 051 781625
eurodent@eurodent.it - www.eurodent.it

Responsabile commerciale:
Sig. ra Giovanna Dozio - Cell. 393 8875521

EURODENT

Treat yourself!