

EURODENT

NATALE 2023

Treat yourself!

PROMOZIONE
HAPPY CHRISTMAS

Regalati di più:

- Sconto del 50% sul riunito.
- Un fantastico gadget in omaggio.
- Abbatti l'utile della tua attività.



PROMOZIONE
HAPPY CHRISTMAS
Il tuo regalo sotto l'albero



- CONSOLLE ODONTOIATRA**
- Regolazione indipendente della potenza e degli spray di ogni strumento.
 - Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
 - Dispositivo Anti Retraction Valve agli strumenti.
 - Tastiera a membrana per il controllo di:
 - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
 - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
 - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
 - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position",
 - Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.
 - Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
 - Tavoletta portatray singolo su braccio articolato.

- STRUMENTAZIONE**
- Modulo con siringa aria - acqua - spray.
 - Modulo per turbina a fibre ottiche.
 - Modulo con micromotore elettrico ad induzione MCX LED Bien Air.

- CONSOLLE ASSISTENTE**
- Doppio braccio articolato.
 - Due canule per aspirazione chirurgica.
 - Alloggiamento per strumento supplementare.
 - Tastiera a membrana per il controllo di:
 - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
 - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
 - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
 - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
 - Maniglia di movimentazione asportabile e autoclavabile.

- GRUPPO IDRICO**
- Bacinella in ceramica rotante di 160° estraibile e autoclavabile.
 - Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella asportabili e autoclavabili.
 - Aspirazione predisposta per anello umido o liquido.
- POLTRONA AG04**
- Poltrona elettromeccanica completa di bracciolo sinistro bianco.
 - 4 movimenti guidati (salita - discesa della seduta, salita - discesa dello schienale)
 - 4 posizioni programmabili.
 - Trendelemburg sincronizzato allo schienale.
 - Appoggiatesta con doppia articolazione.
 - Sicurezza antischiacciamento per base e spalliera.
 - Stability Kit.
 - Imbottitura comfort.

- PEDALIERA MULTIFUNZIONE**
- Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
 - Attivazione spray e chip air.
 - Attivazione dei movimenti della poltrona e dei programmi della stessa.
 - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".

- LAMPADA A LED EOS**
- Intensità luminosa da 10.000 a 35.000 lux
 - Temperatura colore 4500° K
 - Rotazione su 3 assi
 - Sensore di accensione/spegnimento touchless, touchpad e accensione/spegnimento automatico utilizzando le preimpostazioni della poltrona
 - Maniglie smontabili e autoclavabili.

Le foto sono indicative, ai fini della promozione vale la descrizione.

Riunito in pronta consegna (10gg dall'ordine);
Promozione valida fino al 25/12/2023

VALORE RIUNITO	€	19.980
-50% SCONTO		
PREZZO SCONTATO	€	9.990
A SOLI AL MESE	€	178, ^{82*}

In omaggio il misuratore apicale se ordini il riunito* entro Natale

MINIPEX APEX LOCATOR

Massimo della precisione, Minimo ingombro
Semplice, Elegante, Leggero, Innovativo

- Accuratezza: 97,71%
- Dimensioni: 70 x 60 x 20 mm
- Peso: 71 g
- Sensitività raddoppiata: Risposta in tempo reale.
- Misurazioni precise in ogni condizione del canale, asciutto o bagnato

VALORE
COMMERCIALE

€ **332**

IN OMAGGIO
CON L'OFFERTA



L'OFFERTA COMPRENDE ANCHE:



LAMPADA A LED EOS

Design essenziale e raffinato. Funzionalità intuitive.
Uso intelligente dei materiali. Grazie alla luminosità
senza confronti e all'eccezionale durabilità,

- Intensità luminosa da 10.000 a 35.000 lux
- Temperatura colore 4500° K
- Rotazione su 3 assi
- Sensore di accensione/spegnimento touchless, touchpad e accensione/spegnimento automatico utilizzando le preimpostazioni della poltrona
- Maniglie smontabili e autoclavabili



VALORE
COMMERCIALE

€ **1.400**

IN OMAGGIO
CON L'OFFERTA

MOTORE INDUZIONE MCX LED BIEN AIR

Momotore ad induzione MCX per conservativa
classica, preparazioni e profilassi.
Illuminazione a led.

- Velocità di rotazione compresa fra 1.000 e 40.000 giri/min.
- Torque: 2,5 Nw/cm.
- Più corto del 40%
- Più leggero del 33%
- Con comando elettronico Smart Logic, per una potenza costante e precisa senza sbalzi.



Swiss Made
GARANZIA
3 ANNI



Bien Air

VALORE
COMMERCIALE

€ **2.600**

IN OMAGGIO
CON L'OFFERTA

*Riunito in pronta consegna (10gg dall'ordine)



CEGLIAMO ITALIANO



Via Rossini, 26 - 40055 Villanova di Castenaso (BO)

Tel. 051 780465 - Fax 051 781625

eurodent@eurodent.it - www.eurodent.it

Responsabile commerciale:

Sig. ra Giovanna Dozio - Cell. 393 8875521

EURODENT

Treat yourself!