

EURODENT

AUTUNNO 2023

Treat yourself!

Esprimi tutta la tua
professionalità!

Scopri il nuovo
micromotore MX2 Plus,
il piccolo prodigio
firmato Bien-Air.
Scopri tutte le
caratteristiche
all'interno.



EURODENT

pone al centro la tua professionalità:
esprimi il tuo talento e fai la differenza



EURODENT è:

- ERGONOMIA** Posizione di lavoro ottimale per raggiungere sempre il miglior risultato del trattamento.
- DESIGN** La bellezza del design crea un ambiente gradevole per il benessere del team odontoiatrico e dei pazienti.
- GARANZIA** Prodotti "Made in Italy" garantiti 3 anni.
- ECONOMIA** L'alta affidabilità del riunito riduce i fermi macchina, ricambi disponibili con costi calmierati per garantire sempre la massima funzionalità.
- SPECIALIST** La capillare rete dei tecnici Eurodent, per un'assistenza H24 che garantisce costantemente l'operatività dello studio.



ISOTRON



Le foto sono indicative, ai fini della promozione vale la descrizione.

**PROMO
ADVANCED**

CONSOLLE ODONTOIATRA

- Regolazione indipendente della potenza e degli spray di ogni strumento.
- Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti.
- Dispositivo Anti Retraction Valve agli strumenti.
- **Display per il controllo di tutti i parametri degli strumenti in funzione delle proprie esigenze.**
- **Touch screen capacitivo per il controllo di:**
 - **Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,**
 - **Accensione e spegnimento lampada scialitica,**
 - **Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,**
 - **Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position",**
 - **Controllo di tutte le funzioni degli strumenti.**
- Appoggiastrumenti in silicone e maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Tavoletta portatray doppio su braccio articolato.

STRUMENTAZIONE

- Modulo con siringa aria - acqua - spray.
- Modulo per turbina a fibre ottiche.
- **Modulo con micromotore elettrico endodontico MX2 PLUS Bien Air, dotato di luce LED regolabile.**
- Ablatore a Led P-E compatibile EMS o Satelec.
- Lampada fotopolimerizzante EU-H.

CONSOLLE ASSISTENTE

- Doppio braccio articolato.
- Due canule per aspirazione chirurgica.
- Alloggiamento per strumento supplementare.
- Tastiera a membrana per il controllo di:
 - Movimentazione poltrona e attivazione dei programmi della stessa,
 - Accensione e spegnimento lampada scialitica,
 - Riempimento bicchiere e lavaggio bacinella temporizzati,
 - Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Maniglia di movimentazione asportabile e autoclavabile.

GRUPPO IDRICO

- Bacinella in ceramica rotante di 160° estraibile e autoclavabile.
- Fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio bacinella asportabili e autoclavabili.
- Aspirazione predisposta per anello umido o liquido.
- Safespray

POLTRONA AGO4

- Poltrona elettromeccanica completa di bracciolo sinistro bianco.
- 4 movimenti guidati (salita - discesa della seduta, salita - discesa dello schienale)
- 4 posizioni programmabili.
- Trendelemburg sincronizzato allo schienale.
- Appoggiatesta con doppia articolazione.
- Sicurezze antischiacciamento per base e spalliera.
- Stability Kit.
- Imbottitura comfort.

PEDALIERA WIRELESS MULTIFUNZIONE

- Attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti.
- Attivazione spray e chip air.
- Attivazione dei movimenti della poltrona e dei programmi della stessa.
- Attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di "Last position".
- Possibilità di personalizzare i comandi secondo le proprie esigenze.

LAMPADA SCIALITICA A LED EU MAIA

- Intensità luminosa 45000 lux, temperatura di colore 5000° K.
- Maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Rotazione su 2 assi.



SAFESPRAY

Un contenitore pressurizzato che consente l'utilizzo di acqua distillata (eventualmente addizionata con igienizzanti) destinata agli spray di tutti gli strumenti della tavoletta medico e della siringa assistente.



VALORE COMMERCIALE
€ 400
IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

LAMPADA FOTOPOLIMERIZZANTE EU-H

Lampada fotopolimerizzante EU-H con due programmi (ortodontico e standard) con potenze regolabili da 1000 a 1800 mW/cm² e lunghezza d'onda da 420 nm a 480 nm



VALORE COMMERCIALE
€ 700
IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

LAMPADA A LED EU MAIA

La tecnologia a LED e il perfetto bilanciamento del sistema di rotazione, permettono un ottimo posizionamento del fascio luminoso. L'accurata definizione dello spot luminoso elimina l'abbagliamento, tutelando gli occhi dei vostri pazienti.

- Intensità luminosa da 3.000 a 45.000 lux.
- Temperatura di colore 5.000° K.
- Dimensioni spot luminoso 85 x170 mm.
- Rotazione su 2 assi.
- Regolazione dell'intensità luminosa.
- Con parabola riflettente.
- Maniglie smontabili e autoclavabili.



VALORE COMMERCIALE
€ 2.000
IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

ABLATORE EU A LED P-E

Ablatore a ultrasuoni piezo-elettrico a fibra ottica tramite led con funzioni scaler, perio e endo compatibile con inserti EMS o Satelec.



Le vibrazioni generate sono assolutamente lineari e longitudinali con ricerca di frequenza automatica in base all'inserto utilizzato.

VALORE COMMERCIALE
€ 1.400
IN OMAGGIO CON L'OFFERTA

MOTORE INDUZIONE ENDODONTICO MX2 PLUS BIEN AIR

Per endodonzia, chirurgia, conservativa e profilassi: velocità di rotazione compresa fra 100 e 40.000 giri/min. Torque: 3,5 Nw/cm

- Incredibilmente piccolo ed estremamente leggero
- Potenza elevata con coppia costante
- Dotato di luce LED con intensità luminosa aumentata e temperatura del colore ottimizzata
- Non richiede manutenzione
- In acciaio resistente agli urti
- Con comando elettronico Smart Logic, per una velocità costante esente da vibrazioni

VALORE COMMERCIALE
€ 2.890
IN OMAGGIO CON L'OFFERTA



SCOPRI IL NUOVO MOTORE A INDUZIONE MX2

MX2

PLUS



Bien Air



SCONTO
50%

EURODENT
Treat yourself!

*Rata indicizzata su 72 canoni mensili. **Trasporto, montaggio e IVA esclusi.** Fogli illustrativi, tassi e condizioni presso l'ente erogante.

Promozione valida fino al 31/12/2023
A SOLI AL MESE € 255,^{75*}

VALORE RIUNITO € 28.980

-50% SCONTO

PREZZO SCONTATO € 14.490

BIOS:

per un corretto posizionamento



Il **poggiatesta Bios**, grazie alle sue peculiari caratteristiche di mobilità e bloccaggio, consente di posizionare correttamente la testa del paziente accompagnandone i movimenti articolari, ottenendo così il massimo comfort. Un corretto assetto operativo ed un paziente comodo e rilassato, permettono di operare con più tranquillità e sicurezza. Grazie al dispositivo pneumatico di **Bios** è possibile movimentare, adattare e bloccare rapidamente il poggiatesta nella posizione ottimale senza il minimo sforzo e senza stringere blocchi meccanici.



Le movimentazioni di **Bios** seguono l'articolazione orbitale delle vertebre interessate.

Bios permette di ottenere con grande precisione e stabilità ogni posizione ed assetto operativo.



OPZIONE

€ 690

Promozione valida fino al 31/12/2023



SCEGLIAMO ITALIANO



Via Rossini, 26 - 40055 Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051 780465 - Fax 051 781625
eurodent@eurodent.it - www.eurodent.it

Responsabile commerciale:
Sig. ra Giovanna Dozio - Cell. 393 8875521

EURODENT

Treat yourself!