

EURODENT

Treat yourself!

the journal

DÉCOUVREZ
DE
NOUVELLES
FAÇONS DE
DÉVELOPPER
VOTRE
ACTIVITÉ




EURODENT À VOS CÔTÉS DEPUIS DES GÉNÉRATIONS

PLUS DE 65 ANS D'INNOVATION ET DE DESIGN



Il y a ceux qui suivent la tendance. Et il y a ceux qui la créent. Depuis plus de soixante ans, Eurodent innove dans le monde de la dentisterie. Le premier fauteuil à pantographe. Les instruments à bras équilibrés. L'unit dentaire Isotron by Giugiaro Design, lauréat du « Compasso d'Oro », l'un des prix internationaux de design les plus prestigieux. Ce sont là quelques-uns des joyaux « Made in Eurodent ».



1958

Création d'**Eurodent** à Bologne et début de la production de fauteuils de dentiste.

eurodent



1972

Maxergo, a introduit l'instrumentation à bras équilibrés, une solution qui a été ensuite universellement adoptée et qui est encore utilisée de nos jours.



1989

Naissance d'**Isotron**, l'unit dentaire qui a marqué une révolution dans le domaine dentaire. Cet unit dentaire, conçu par Giugiaro Design, a remporté en 1991 le « Compasso d'Oro », l'un des prix internationaux de design le plus prestigieux.



2017

Naissance d'**Absolute**, le premier unit dentaire à colonne d'Eurodent, concentrant soixante ans d'expérience et d'innovation dans le domaine dentaire.

1964

X3, le premier fauteuil du marché doté d'un système de soulèvement à pantographe.



1976

Isomatic, le premier unit dentaire « personnalisable » grâce à son système modulaire d'instruments, qui fait l'objet d'un brevet Eurodent. Fabriqué au moyen de polymères moulés par injection.



2006

Vision Led, la première lampe opératoire à LED. Une autre innovation importante d'Eurodent pour la profession dentaire



2024

Isoflex le nouveau concept de travail, conçu pour le praticien soucieux de l'ergonomie.



SUPREME LE SEUL FAUTEUIL POLYVALENT POUR SOINS DE SANTÉ

SUPREME DEN
POUR LES
SOINS DENTAIRES



SUPREME AES
POUR LES PROCEDURES
MEDICALES/ESTHETIQUES



SUPREME OS
POUR LES INTERVENTIONS
DE CHIRURGIE ORALE



ERGONOMIE ET CONFORT

Pour le patient, mais aussi pour le médecin, qui peut travailler en position debout ou assise selon ses exigences.



FONCTIONNALITE ET DESIGN

Une gamme de fauteuils adaptés aux différentes exigences en matière de chirurgie. Ils permettent au patient d'être allongé sur le dos ou sur le ventre.
Capacité de levage : 300 kg.



HYGIENE

Tous les rembourrages sont facilement amovibles pour faciliter leur désinfection.



MADE IN ITALY

Conçu et fabriqué par une entreprise italienne qui porte une attention particulière et reconnue au design et à la qualité des matériaux de finition.

ISOFLEX

L'ERGONOMIE SUR MESURE



Eurodent connaît l'importance de l'ergonomie. Elle vient de la porter au plus haut niveau avec ISOFLEX : ce nouveau concept de travail permet au praticien de toujours trouver la position optimale autour du patient, grâce à un système qui s'adapte aux différentes disciplines et aux habitudes de travail.



ISOFLEX

ISOFLEX CONTINENTAL

ISOFLEX MODULAR/ORTHO

ISOFLEX CART

ISOFLEX ORTHO :

COMPACT ET INTUITIF



MOT DE PASSE :

PERSONNALISABLE

En plus d'assurer une ergonomie sur mesure, ISOFLEX présente une autre caractéristique absolument unique : la modularité. Le module peut accueillir jusqu'à six logements pour seringue, aspiration et instruments dynamiques. Il peut être configuré sur mesure en fonction des besoins du praticien : rien de plus, rien de moins. ISOFLEX ORTHO est l'unité de traitement dentaire la plus personnalisable, la plus compacte et la plus ergonomique disponible sur le marché.



BEST SELLER

BEST SELLER

ISOPLUS VOTRE MEILLEUR ALLIÉ

LA QUALITÉ SOUS CONTRÔLE

3 ANS
GUARANTIE



Avec Isoplus, rien n'est laissé au hasard. L'interface de commande unique vous permet de régler tous les paramètres des instruments en fonction de vos exigences. Vous pouvez, par exemple, régler individuellement, pour chaque instrument, la vitesse, la puissance ou la qualité et la quantité de spray : un contrôle absolu pour une qualité de travail absolue.



*Configuration à câbles
pendants possible également.*

Isoplus est le nouveau joyau qui vient enrichir l'histoire d'Eurodent. Il possède la beauté, produit d'un excellent design. La technologie, simple et intuitive. Le sens pratique, car tout doit être à portée de main, fonctionnel, ergonomique.



ABSOLUTE UN PAS EN AVANT

3 ANS
GUARANTIE



Absolute reprend la grande tradition Eurodent et la pousse encore plus loin. Il s'agit d'un unit dentaire de nouvelle génération qui développe le concept de travail d'Eurodent avec une grande attention aux détails et à la qualité du traitement dentaire.



TOUT EST PERSONNALISABLE

La vitesse des instruments rotatifs, le couple du micromoteur, la puissance des instruments tels que le détartreur par exemple, le choix du type de spray et le fonctionnement de la pédale. Tous les paramètres d'Absolute sont personnalisables, et vous pouvez décider d'utiliser les programmes prédéfinis ou de créer vos propres programmes. Comme un costume sur mesure.



EFFICACITÉ ET PRODUCTIVITÉ

Vous pouvez travailler seul ou en tandem avec l'assistante : Absolute est prêt à s'adapter à toutes les situations. Dans tous les cas, l'accès aux instruments et aux matériaux est facile et rapide : une concentration et une efficacité maximales sont ainsi garanties. Pour vous faire gagner du temps et augmenter votre productivité.



ÉCRAN TACTILE LCD : INTUITIF, PRATIQUE ET FONCTIONNEL



Le nouvel écran tactile LCD représente une amélioration significative pour le dentiste. Tout est facile et intuitif, l'activation des commandes est rapide. L'affichage des informations sur l'écran est extrêmement net, ce qui garantit une interaction efficace. L'accès aux réglages des différents instruments, du fauteuil et des dispositifs intégrés a été optimisé pour garantir une productivité élevée.



Idéal pour les cabinets collectifs : vous pouvez enregistrer toutes les fonctions du fauteuil et des instruments pour un maximum de quatre opérateurs différents. Disponible pour l'électronique standard et tactile.

Avec le nouvel écran tactile LCD, rien n'est laissé au hasard. L'interface de commande unique vous permet de régler tous les paramètres des instruments en fonction de vos exigences. Vous pouvez, par exemple, ajuster individuellement pour chaque instrument la vitesse ou la puissance ou bien la qualité et la quantité de la pulvérisation, un contrôle absolu pour une qualité inégalée.



Option disponible pour les unités dentaires Absolute, Isotron, Isoplus.



AG03: TECHNOLOGIE, DESIGN ET FIABILITÉ



Le fauteuil AG03 n'est pas seulement beau à regarder, il est aussi confortable et pratique. Il accueille le patient avec un design anatomique qui s'adapte parfaitement à sa conformation physique. En outre, il assure une hygiène maximale et une posture correcte pour l'équipe médicale, garantissant une relaxation totale dans le travail quotidien.



L'appui-tête à double articulation permet d'obtenir une position confortable, sans compression.



AG04: MISE EN VALEUR DE LA FORME ET DE L'ERGONOMIE



Dans le AG04, le design, l'ergonomie et le confort représentent une combinaison idéale à même d'améliorer au maximum le travail du praticien. Le profil du fauteuil facilite les mouvements de l'opérateur tout en assurant un parfait maintien du patient.

Le mouvement de Trendelenburg, joint à l'inclinaison du dossier, assure une posture confortable pour le patient et une position de travail correcte pour les opérateurs. Le pivot de rotation du dossier, dans l'axe de l'articulation fémorale, empêche que le patient ne perde ses vêtements et la nécessité de remettre le patient en position qui en découle.



PLUS DE CONFORT OPERATOIRE

Nous avons également pensé au confort de l'équipe dentaire, car une posture correcte et une position de travail optimale sont essentielles pour préserver la santé et la qualité du travail. Tous les tabourets Eurodent peuvent être configurés sans repose-pieds, avec anneau repose-pieds ou avec commande au pied.



ASSIST

Le siège rond et le dossier-bras semi-rond permettent à l'assistant d'être confortablement assis, tout en maintenant le maximum de rapidité dans les opérations.



HARLEY

Permet d'équilibrer parfaitement le poids sur la colonne vertébrale et d'adopter une position qui réduit au minimum le stress pour les ligaments et les articulations.



SYNCRO T5

Le siège anatomique et le mouvement synchronisé du dossier permettent au dentiste d'être assis dans la position la plus confortable et la plus correcte.

