

EURODENT

Treat yourself!



SUPREME

SUPREME

Le seul fauteuil polyvalent pour soins de santé



SUPREME DEN
POUR LES SOINS
DENTAIRES



SUPREME AES
POUR LES PROCEDURES
MEDICALES/ESTHÉTIQUES



SUPREME OS
POUR LES INTERVENTIONS
DE CHIRURGIE ORALE



ERGONOMIE ET CONFORT

Pour le patient, mais aussi pour le médecin, qui peut travailler en position debout ou assise selon ses exigences.



FONCTIONNALITE ET DESIGN

Une gamme de fauteuils adaptés aux différentes exigences en matière de chirurgie. Ils permettent au patient d'être allongé sur le dos ou sur le ventre. Capacité de levage : 300 kg.



HYGIENE

Tous les rembourrages sont facilement amovibles pour faciliter leur désinfection.




MADE IN ITALY

Conçu et fabriqué par une entreprise italienne qui porte une attention particulière et reconnue au design et à la qualité des matériaux de finition.

EURODENT®

Treat yourself!

DESIGN ENREGISTRÉ



DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur minimale	mm	470
Hauteur maximale	mm	850
Angle d'inclinaison du dossier	°	0°- 90°
Largeur	mm	600
Longueur	mm	1850
Poids net approximatif	Kg	140
Capacité de levage maximale	Kg	300
Vitesse de levage (avec 100 kg)	mm/sec	22
Trendelenburg	°	20°
Classification		I
Classe		B



Via Rossini, 26
40055 Villanova di Castenaso (BO), Italy
Tel. +39 051 780465 - Fax +39 051 781625
eurodent@eurodent.it



www.eurodent.it