

# EURODENT

Treat yourself!



**SUPREME**

# SUPREME

El único sillón polivalente para la asistencia sanitaria



**SUPREME DEN**  
PARA INTERVENCIONES  
DE ODONTOLOGÍA



**SUPREME AES**  
PARA PROCEDIMIENTOS  
MÉDICO-ESTÉTICOS



**SUPREME OS**  
PARA INTERVENCIONES  
DE CIRUGÍA ORAL



## ERGONOMÍA Y COMODIDAD

Para el paciente y también para el médico, que puede trabajar de pie o sentado, según las necesidades.



## FUNCIONALIDAD Y DISEÑO

Una gama de sillones adecuados para las diferentes necesidades quirúrgicas. Permite colocar al paciente en posición supina o prona. Capacidad de elevación: 300 kg



## HIGIENE

Todos los acolchados son fácilmente extraíbles para facilitar su higienización.




## MADE IN ITALY

Proyectado y realizado por una empresa italiana que tiene un especial y reconocido interés por el diseño y la calidad de los materiales de acabado.

# EURODENT<sup>®</sup>


Treat yourself!

DISEÑO REGISTRADO



## DATOS TÉCNICOS

Altura mínima	mm	470
Altura máxima	mm	850
Ángulo de inclinación del respaldo	°	0°- 90°
Ancho	mm	600
Longitud	mm	1850
Peso neto aprox.	Kg	140
Capacidad máxima de elevación	Kg	300
Velocidad de elevación (con 100 Kg)	mm/sec	22
Trendelenburg	°	20°
Clasificación		I
Clase		B



Via Rossini, 26  
40055 Villanova di Castenaso (BO), Italy  
Tel. +39 051 780465 - Fax +39 051 781625  
eurodent@eurodent.it



[www.eurodent.it](http://www.eurodent.it)