

EURODENT

Treat yourself!

the journal

*Wellness
in Dentistry*


FRANCE ÉDITION

EURODENT À VOS CÔTÉS DEPUIS DES GÉNÉRATIONS

PLUS DE 65 ANS D'INNOVATION ET DE DESIGN



Il y a ceux qui suivent la tendance. Et il y a ceux qui la créent. Depuis plus de soixante ans, Eurodent innove dans le monde de la dentisterie. Le premier fauteuil à pantographe. Les instruments à bras équilibrés. L'unit dentaire Isotron by Giugiaro Design, lauréat du « Compasso d'Oro », l'un des prix internationaux de design les plus prestigieux. Ce sont là quelques-uns des joyaux « Made in Eurodent ».



eurodent



Création d'**Eurodent** à Bologne et début de la production de fauteuils de dentiste.



Maxergo, a introduit l'instrumentation à bras équilibrés, une solution qui a été ensuite universellement adoptée et qui est encore utilisée de nos jours.



Naissance d'**Isotron**, l'unit dentaire qui a marqué une révolution dans le domaine dentaire. Cet unit dentaire, conçu par Giugiaro Design, a remporté en 1991 le « Compasso d'Oro », l'un des prix internationaux de design le plus prestigieux.



Vision Led, la première lampe opératoire à LED. Une autre innovation importante d'Eurodent pour la profession dentaire



Isoflex le nouveau concept de travail, conçu pour le praticien soucieux de l'ergonomie.



X3, le premier fauteuil du marché doté d'un système de soulèvement à pantographe.



Isomatic, le premier unit dentaire « personnalisable » grâce à son système modulaire d'instruments, qui fait l'objet d'un brevet Eurodent. Fabriqué au moyen de polymères moulés par injection.



Naissance d'**Absolute**, le premier unit dentaire à colonne d'Eurodent, concentrant soixante ans d'expérience et d'innovation dans le domaine dentaire.



Supreme Bed est né, un concept ergonomique conçu pour sublimer le confort et l'efficacité des traitements. **Design déposé.**

1958

1964

1972

1976

1989

2006

2017

2024

2025

SUPREME BED

LA BEAUTÉ DE LA SIMPLICITÉ



Chez Eurodent, nous croyons que les soins dentaires doivent être une expérience naturelle et sans effort pour les patients comme pour les professionnels.

C'est pourquoi nous concevons des équipements qui améliorent le confort, inspirent confiance et rendent chaque traitement plus efficace.


Le lit **Supreme** incarne cette philosophie : un design pur, essentiel et fonctionnel, qui élimine le superflu et place l'efficacité et la sécurité au premier plan.

Chaque mouvement devient naturel et fluide, soutenu par des détails soigneusement perfectionnés pour garantir des diagnostics précis et des traitements efficaces.

Avec **Supreme**, la simplicité devient la plus haute forme de raffinement.



Posture naturelle et détendue



Entretien facile. Protection maximale




Trendelenburg intégré. Fiabilité accrue.




Utilisation droitiers / gauchers

Une configuration pour gauchers comme pour droitiers est toujours possible, rendant chaque traitement simple, flexible et durable. Mouvement de Trendelenburg intégré pour le positionnement d'urgence du patient.



--- Aire opérationnelle élargie (Barnes)
— Aire opérationnelle optimale (Squires)



L'odontologie doit rester naturelle, jamais contrainte.

Eurodent a été la première en Europe à introduire la position horizontale de traitement : une véritable révolution dans la pratique dentaire.

Le lit **Supreme** est l'évolution de cette vision, avec un design horizontal perfectionné qui garantissent la permanence des conditions de travail optimales. Les mouvements restent fluides et sans effort.

De cette façon, ils protègent le praticien autant que le patient.




Télécharger
le catalogue



Sans crachoir. Risque d'infection réduit.



Système à quatre mains



Vision indirecte

SUPREME LE SEUL FAUTEUIL POLYVALENT POUR SOINS DE SANTÉ

SUPREME DEN
POUR LES
SOINS DENTAIRES



SUPREME AES
POUR LES PROCEDURES
MEDICALES/ESTHETIQUES



SUPREME OS
POUR LES INTERVENTIONS
DE CHIRURGIE ORALE



ERGONOMIE ET CONFORT

Pour le patient, mais aussi pour le médecin, qui peut travailler en position debout ou assise selon ses exigences.



FONCTIONNALITE ET DESIGN

Une gamme de fauteuils adaptés aux différentes exigences en matière de chirurgie. Ils permettent au patient d'être allongé sur le dos ou sur le ventre. Capacité de levage : 300 kg.



HYGIENE

Tous les rembourrages sont facilement amovibles pour faciliter leur désinfection.



MADE IN ITALY

Conçu et fabriqué par une entreprise italienne qui porte une attention particulière et reconnue au design et à la qualité des matériaux de finition.

ISOFLEX

L'ERGONOMIE SUR MESURE



Eurodent connaît l'importance de l'ergonomie. Elle vient de la porter au plus haut niveau avec **ISOFLEX** : ce nouveau concept de travail permet au praticien de toujours trouver la position optimale autour du patient, grâce à un système qui s'adapte aux différentes disciplines et aux habitudes de travail.



Télécharger
le catalogue



ISO FLEX

ISO FLEX CONTINENTAL

ISO FLEX MODULAR/ORTHO

ISO FLEX CART

ISO FLEX MODULAR/ORTHO :

COMPACT ET INTUITIF



MOT DE PASSE :

PERSONNALISABLE

En plus d'assurer une ergonomie sur mesure, **ISO FLEX** présente une autre caractéristique absolument unique : la modularité. Le module peut accueillir jusqu'à six logements pour seringue, aspiration et instruments dynamiques. Il peut être configuré sur mesure en fonction des besoins du praticien : rien de plus, rien de moins. **ISO FLEX MODULAR/ORTHO** est l'unité de traitement dentaire la plus personnalisable, la plus compacte et la plus ergonomique disponible sur le marché.



BEST SELLER

BEST SELLER

ISOTRON TOUCH

VOTRE MEILLEUR ALLIÉ



Isotron Touch est le nouveau joyau qui vient enrichir l'histoire d'Eurodent. Il possède la beauté, produit d'un excellent design. La technologie, simple et intuitive. Le sens pratique, car tout doit être à portée de main, fonctionnel, ergonomique.



*Configuration à câbles
pendants possible également.*

LA QUALITÉ

SOUS CONTRÔLE

Avec **Isotron Touch**, rien n'est laissé au hasard. L'interface de commande unique vous permet de régler tous les paramètres des instruments en fonction de vos exigences. Vous pouvez, par exemple, régler individuellement, pour chaque instrument, la vitesse, la puissance ou la qualité et la quantité de spray : un contrôle absolu pour une qualité de travail absolue.



HAUT DE GAMME

ABSOLUTE UN PAS EN AVANT



Absolute reprend la grande tradition Eurodent et la pousse encore plus loin. Il s'agit d'un unit dentaire de nouvelle génération qui développe le concept de travail d'Eurodent avec une grande attention aux détails et à la qualité du traitement dentaire.



HAUT DE GAMME

TOUT EST PERSONNALISABLE

La vitesse des instruments rotatifs, le couple du micromoteur, la puissance des instruments tels que le détartreur par exemple, le choix du type de spray et le fonctionnement de la pédale. Tous les paramètres d'**Absolute** sont personnalisables, et vous pouvez décider d'utiliser les programmes prédéfinis ou de créer vos propres programmes. Comme un costume sur mesure.



EFFICACITÉ ET PRODUCTIVITÉ

Vous pouvez travailler seul ou en tandem avec l'assistante : **Absolute** est prêt à s'adapter à toutes les situations. Dans tous les cas, l'accès aux instruments et aux matériaux est facile et rapide : une concentration et une efficacité maximales sont ainsi garanties. Pour vous faire gagner du temps et augmenter votre productivité.




FAUTEUIL CALME: LA PURETÉ FONCTIONNELLE.

911



GRIS PERLE
Technologie et sobriété.

916



BLANC GLACÉ
Pureté et ordre.

903



BLEU POUDRE
Élégant et rassurant.



AG03

Lignes épurées, dimensions compactes et rationalité du design se traduisent en fonctionnalité pure. **Calme** associe silence, fiabilité et confort opératoire, offrant une solution accessible sans compromis sur la qualité Eurodent.



L'appui-tête à double articulation permet d'obtenir une position confortable, sans compression.



FAUTEUIL ESSENTIAL: L'ESSENCE DU CONFORT.

927



TAUPE SABLE
Élégance sobre.

906




VERT SAUGÉ
Bien-être et calme.

907



BLANC MAT
Luxe silencieux.



AG04

Accueillant et raffiné, **Essential** s'adresse aux cabinets qui souhaitent affirmer une image de prestige et de professionnalisme. Alliant design distinctif et fiabilité, il élève l'esthétique du cabinet tout en offrant une expérience de traitement d'un confort supérieur.



PLUS DE CONFORT OPERATOIRE

Nous avons également pensé au confort de l'équipe dentaire, car une posture correcte et une position de travail optimale sont essentielles pour préserver la santé et la qualité du travail. Tous les tabourets Eurodent peuvent être configurés sans repose-pieds, avec anneau repose-pieds ou avec commande au pied.



ASSIST

Le siège rond et le dossier-bras semi-rond permettent à l'assistant d'être confortablement assis, tout en maintenant le maximum de rapidité dans les opérations.



HARLEY

Permet d'équilibrer parfaitement le poids sur la colonne vertébrale et d'adopter une position qui réduit au minimum le stress pour les ligaments et les articulations.



SYNCRO T5

Le siège anatomique et le mouvement synchronisé du dossier permettent au dentiste d'être assis dans la position la plus confortable et la plus correcte.

