



EURODENT[®]

Treat yourself!

*Wellness
in Dentistry*



SUPREME bed




SUPREME bed

La belleza de la simplicidad

En Eurodent creemos que el cuidado dental debe ser una experiencia natural y sin esfuerzo, tanto para pacientes como para profesionales. Por eso creamos equipos que aumentan la comodidad, infunden confianza y hacen que cada tratamiento sea más eficiente.

El sillón **SUPREME** encarna esta filosofía: un diseño puro, esencial y funcional, que elimina lo superfluo y pone en el centro la eficiencia y la seguridad.

Cada movimiento se vuelve natural y fluido, respaldado por detalles cuidadosamente perfeccionados para garantizar diagnósticos precisos y tratamientos eficaces. Con **SUPREME**, la simplicidad se transforma en la forma más alta de sofisticación.




Ergo Concept para la Odontología

Un diseño que protege tu pasión

La odontología es una profesión que dura toda la vida, y la ergonomía es la clave para sostenerla. Las soluciones Eurodent favorecen una postura correcta y movimientos relajados, permitiendo trabajar de manera cómoda y segura durante muchos años.

La eficiencia no solo beneficia a los pacientes, gracias a tratamientos más rápidos y precisos, sino que también protege el cuerpo del profesional, ayudando a prolongar su carrera. Con **SUPREME**, cada detalle está pensado para mantenerte siempre en una posición óptima, preservando bienestar y precisión.



Postura natural y relajada

Nuestros equipos nacen de las necesidades de las personas. Primero creamos el espacio, permitiendo movimientos libres y naturales, luego modelamos instrumentos y configuraciones para valorizar esta libertad. El resultado es un entorno de trabajo donde exactitud y rapidez se unen, mientras la fatiga se reduce.



Sistema a cuatro manos

La precisión nace del trabajo en equipo. El sistema a cuatro manos permite al dentista y al asistente operar en perfecta armonía, con total libertad de movimiento. Así los procedimientos fluyen de manera fluida, precisa y eficiente en cada fase.



Visión en espejo

La visión es el corazón de la odontología. El diseño de **SUPREME** soporta tanto la visión directa como la reflejada, permitiendo trabajar con claridad, en una postura natural y relajada. Porque la comodidad afina la concentración.


Sostenibilidad

Equilibrio perfecto, cada vez

La odontología debe ser natural, nunca forzada. Eurodent introdujo por primera vez en Europa la posición de tratamiento horizontal: una verdadera revolución en la forma de trabajar.

El sillón **SUPREME** representa la evolución de esta visión, con un diseño perfeccionado que garantiza siempre condiciones de trabajo óptimas. Los movimientos siguen siendo fluidos y sin esfuerzo, protegiendo al profesional tanto como al paciente.

La configuración para zurdos y diestros siempre es posible, haciendo cada tratamiento simple, flexible y sostenible.



Simple y seguro

Menos es mejor. Y más seguro.

Con **SUPREME**, la simplicidad se convierte en garantía de seguridad. Cada detalle ha sido perfeccionado para reducir riesgos y aumentar la fiabilidad a lo largo del tiempo.



Sin escupidera. Menor riesgo de infecciones

Al eliminar la escupidera se reducen las contaminaciones cruzadas entre paciente, dentista y asistente.



Sin reclinación. Mayor fiabilidad.

Menos mecanismos, menos posibilidades de avería. Cada componente está diseñado para durar mucho tiempo. Movimiento de Trendelenburg integrado para la colocación de emergencia del paciente.



Fácil mantenimiento. Máxima protección


Un diseño sencillo de limpiar y mantener protege al personal y asegura seguridad a pacientes y profesionales.

Funciones

Pensado para la comodidad, construido para el futuro.

Pensado para la comodidad, construido para el futuro. Cada detalle de **SUPREME** nace de un enfoque ergonómico: una postura más sana hoy significa una carrera más larga y satisfactoria mañana.

Funciones inteligentes e intuitivas hacen que cada tratamiento sea más fluido, adaptándose fácilmente tanto a diestros como a zurdos.



Reposacabezas Memory Foam (estándar)

Recibe la cabeza del paciente con delicadeza, ofreciendo comodidad y una alineación cervical natural.



Control por pedal

Control total del sillón y de los instrumentos, para un uso fluido y sin manos.



Uso para zurdos y diestros

La configuración para zurdos y diestros siempre es posible, haciendo cada tratamiento simple, flexible y sostenible.





Reposacabezas Gelness (opcional)

El reposacabezas de **gel médico**, con forma de V, garantiza comodidad y estabilidad adaptándose a la nuca, reduciendo la presión y manteniendo una temperatura neutra, para un bienestar constante y una mejor experiencia tanto para el paciente como para el profesional.

SUPREME bed

FICHA TÉCNICA		
Altura mínima	mm	520
Altura máxima	mm	890
Anchura	mm	720
Longitud	mm	1880
Peso neto aprox.	Kg	130
Capacidad máxima de elevación	Kg	200
Trendelenburg	°	20°



EURODENT[®]

Treat yourself!



Via Rossini, 26
40055 Villanova di Castenaso (BO), Italy
Tel. +39 051 780465 - Fax +39 051 781625
eurodent@eurodent.it



www.eurodent.it